

四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: 11000026210200166648-XM001-01 项目名称: 心理咨询室建设采购项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属属性	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	多模态情绪智能分析系统	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格： 一、功能要求： 1、包含支持身份证识别、面部识别、账号密码方式登录。 2、包含面部动态图像、脉搏波信号同步采集功能。 3、检测时可实时显示：血氧、心率、负面情绪、正面情绪、生理情绪等数据。 4、负面情绪包含：攻击、紧张、负担等，正面情绪包含：自信、自我调节、	40000	2 套	80000



									能量、平衡等，生理情绪包含：抑制、神经质、低落、幸福等。 5、心率变异性分析需提供时域指标和频域指标数据分析。 6、心率分析指标包含：平均心率、心率类型（心动过缓、正常心率、心动过速、阵发性心动过速）、异常心率个数等。 7、可进行数据统计，可以按单位进行所有检测人员的压力分布图及重点关注人员的信息显示。 8、可进行报告查询，可实现报告导出。 二、硬件配置要求 1、摄像头：内置隐藏式摄像头，支持外接 USB 接口的高清摄像。 2、集成式生理信号传感器要求 USB 接口，支持热插拔，数据采样率：200Hz，采样精度：16 位 ADC 模数转换器（脉搏波）。 型号：ZSPY-DMTQXFXT01			
2	AR 虚拟	北京	北	91110	小型	男	内资	中盛	规格：一、功能要求：	76000	1 套	76000

	投射互动宣泄系统	中盛普阳科技发展有限公司	京/中国	108689232943Y				普阳	1、可支持多种形式内容显示，包括高清视频、动画、声音和三维图形等。 2、可产生相当于平地起涟漪、步步生莲花等动态效果，适用于应激脱敏和团体音乐治疗。 3、可以将任意一块地板区域变成实时互动区域，并可随时改变， 4、可将人体的自然运动与交互场景平面相结合，可让团体多人共同参与，变换不同的角色，自由释放。 5、可以根据特定需要定制交互区域的面积和形状。 二、配置要求： 1、工控机 1 台，最高主频 3.6GHz，硬盘 128GB 固态硬盘，内存频率 3200MHz， 2、投影机 1 台；亮度 3000 流明，分辨率 1280×800，可实现梯形矫正四向校正，投影镜头变焦比范围：1.0-1.35，投射比 1.2。投影尺寸范围 50-300 英寸。 3、红外捕捉灯 4 颗。 型号：ZSPY-ARXNTSXT01			
--	----------	--------------	------	---------------	---	--	--	----	--	--	--	--

3	心理生态云平台	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格：1、可使用账号或手机号登录系统，支持同一账号关联多个角色，在同一个账号下切换所属单位与角色。 ★2、数据中心：显示咨询师数量、档案数量、咨询师配比，档案统计分析情况。测评活动趋势变化，显示该单位所在地区及总人数，不同标签下资源浏览量统计与排名，预约人数咨询量变化与预约总人数。（提供截图加盖公章） 3、8项功能模块，包含：组织管理、心理测评、资源管理、量表管理、心理训练、预约管理、物联数据、数据统计。 4、可对内部部门搜索、新增、导出、编辑、添加下级、删除。 5、可对子管理员进行增、删、改、查操作，并可以分配多种角色与数据权限。 6、可对学生用户搜索、添加、导出、编辑、禁用、重置密码、转移，可批量删除/转移/停用/重设密码，批量导出学生名单，通过学生名单可查看该学生测评任务报告和自主测评报告，通过测	19800	1套	19800
---	---------	----------------	-------	--------------------	----	---	----	------	--	-------	----	-------



								评起止时间、预警状况、心理健康状况搜索测评任务报告或自主测评报告。 ▲7、档案管理：可以对人员档案搜索、查看、导出、完善基本信息；档案内容包含：人员姓名、人员账号、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状况、所属组织与通过模版收集到的人员信息；以折线图的形式显示不同时间段个体心理测评、心理记录、心理工作、心理咨询的动态跟踪记录，可以下载记录；可以查看测评记录、干预记录、咨询记录、谈心谈话、评价记录、危机事件处理记录。（提供截图加盖公章） ▲8、测评管理：可以对单位内部人员、社会游客人员发起个体测评或团体测评，设置测评名称、测评时间、补充信息、选择量表、量表介绍开启、负责人、被测人员类型、测评对象进行测评创建。选择量表分为自主选择量表与提供推荐量表组合，可以对测评活动进行创建、搜索、停用、延长、提前结束、删除；可查看报告明细、对人员补测；可			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



导出列表、原始数据、选项统计；可对自主测评报告进行搜索、查看。（提供截图加盖公章）

9、报告管理可以显示基本信息、活动引导、量表介绍、量表说明、测评结果、答题情况、因子分析、测评信息、阳性检测状况统计表、统计分析、建议说明、因子名称、因子题目、因子定义、所有题目选项统计、专属推荐。

▲10、检验分析：可以对测评数据检验分析生成报告，报告内容包含：测评时间、报告生成时间、每组各样本差异检验统计分析、各因子差异检验统计分析，分析维度包含：样本数、平均值、标准差、方差、 α 显著性水平、F 值、P 值、t 值、正态分布值。分析报告可以查看、下载。（提供截图加盖公章）

▲11、心理预警：可以对预警信息进行搜索、查看、干预处理。对团体测评预警名单进行再次测评、导出名单、批量处理，通过设置预警范围、再测时间、更换量表进行再次测评。（提供截图加



								盖公章) 12、可查看单位负责人与心理委员上报的谈心谈话信息，可通过上报人、谈话对象、上报时间、谈话时间、心理状态进行搜索，可上传谈话附件，谈话内容可设置为隐私，谈心谈话须在心理档案中体现。 13、可查看单位负责人与心理委员上报的周报、月报，可通过周报、月报名称、提交人、上报状态、提交时间搜索周报、月报。可查看、添加、导出周报、月报，周报、月报内容包含：编号、特别关注对象、人员心理动向、心理健康建议、经历及感悟、其他问题及建议、对自己的工作评价。 ★14、危机事件：可以搜索、查看、添加危机事件记录，包含当事人员名称、家庭住址、相关人员、联系方式、处理时间、事件概述、处理方案、处理结果、发生时间、备注、附件上传。（提供截图加盖公章） 15、资源管理：可以对科普资源、科普			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								精选、心理训练进行查看、搜索、添加、置顶、删除。 16、可以对自主量表设置显示或隐藏，可以添加、修改自主量表。 17、添加内容包含：量表名称、所属标签、量表介绍、量表指导语、阅读须知、量表说明、适用年龄段、量表总分、量表类型、预警量表/总分类型量表/效度量表设置。可下载模版填写导入量表。 18、量表标签 15 类，心理测评量表 100 套。可搜索、查看量表，包含：量表名称、量表标签、量表介绍、来源、状态、量表适合最大/最小年龄、量表总分。可添加、修改、发布、删除量表。提供量表模版导入。 19、可搜索、添加、绑定、删除量表组合，通过设置组合的量表名称、同步客户类型、添加场景描述实现添加量表组合。 20、可以对咨询师与功能室进行搜索、添加、查看、模版添加、设置管理；可以编辑咨询师、功能室使用；可以移除		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



失约人员；可以编辑失约次数。

21、可根据单位采集不同信息的需求，编辑信息题目，用于完善信息。

22、可查看单位名称、上级单位、单位性质、教育阶段、教育学制、人员账号生成规则、单位地址、详细地址、单位简介。

▲23、人员转介：可对转介人员搜索、查看、数据导出，可查看转介时间、接受时间、预警状态、干预记录、附件记录、干预状态。（提供截图加盖公章）

▲24、移动端管理：可以对小程序内量表介绍、平台科普文章、平台科普视频、平台科普音频、心理精选功能、自主测评、预约咨询功能开启或禁用。（提供截图加盖公章）

25、用户可一键参与测评任务，测评前完善用户信息，用户信息包括：人员类型、民族、所属单位、姓名、出生日期、性别。提供答题速度过快提醒，答题结束自动提交。

26、用户可查看历史测评记录，记录包



含：显示测评活动、负责人、量表、测评活动时间、活动状态、报告明细。

27、可查看用户基本信息，基本信息包含：姓名、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状态和所属组织。

28、移动端包含自主测评与测评任务两种测评形式。可搜索自主测评量表进行测评，可查看测评任务进行测评。可查看任务测评与自主测评报告。

29、可查看、收藏心理精选科普资源。

30、可分类查看、收藏科普文章、科普音频、科普视频。

31、可搜索、查看心理训练内容，内容类型分为：文章、音频、视频。可填写、保存、查看心理训练记录，训练记录包含：心情图标、训练感受。

32、可查看、进行趣味测评。

33、可选择咨询师、预约日期、预约时段、填写咨询维度与咨询内容发起预约咨询申请。可查看预约咨询记录。

型号：ZSPY-XLYPT02

4	VR-9D 虚拟身 心训练 平台	北京 中盛 普阳 科技 发展 有限 公司	北 京/ 中 国	91110 10868 92329 43Y	小型	男	内资	中盛 普阳	规格：一、系统功能要求： 1、可在主界面输入用户名可快速、便捷的建立个人心理档案； 2、可在平台中输入用户名登录个人账号（支持模糊查询、拼音查询功能）可进入个人心理训练数据分析页面。并具备多人数据对比功能； 3、体验者可在 VR 主界面进行多项内容选择、档案建立、心率、血压、血氧展示等功能； 4、具有 EMDR 眼动训练模块、十种以上类型量表测评模块、场景体验模块； 5、需具有心理疏导 VR 软件由正念、解压、放松、疏导、四个心理模块组成， 6、需具有 VR 城市高楼高空体验场景。体验者身临其境在城市高楼顶端，通过一系列高空体验动作任务，从而达到从适应高空到克服恐高的心理转变。 7、需具有 VR 虚拟应激训练功能。体验者通过沙尘暴、暴雨、台风、地震等灾难场景的虚拟体验提升应激反应能力。 8、包含 Texas 社交行为调查量表、阿	78000	1 套	78000
---	---------------------------	--	-------------------	--------------------------------	----	---	----	----------	---	-------	-----	-------



								森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表(SAS)、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表(MAS)、性格倾向测试、自我压力测试等心理测评量表。 二、硬件配置要求 1、高性能可随动虚拟现实VR头盔*1套。 2、工作站：CPUi5 6400，显卡 1650 显卡。 3、虚拟现实随动硬件系统：反馈控制系统：1套、电动缸3套。 4、心理手表1只：可检测心率、血压、血氧等相关数据。 型号：ZSPY-XNSXXLPT01			
5	智能拥抱放松系统	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳 规格：1、符合人体高度设计。外形采用先进环保工艺，布料采用安全舒适面料，内里进口填充公仔棉。 2、12V 低电压运营，可有效保护使用者的用电安全。 3、通过拥抱，可有效的识别使用者的	19800	1套	19800

		公司						肢体行为，通过“人性化”地主动语言沟通，让使用者放松心境，减少乏味感。 4、能够和使用者进行有效的心理引导与疏通活动，心理引导模块与疏通活动，心理引导模块在人工智能原理及在对宣泄者行为进行分析的基础上，通过引导沟通主题，引人思考， 5、多点拥抱触摸，通过不同部位的拥抱可分出不同类型声音 6、主动引导拥抱者思维，会合理有效的和拥抱者沟通引导积极向上的情绪。 7：来访者者通过拥抱方式，得到精神抚慰，进行真实有效的情绪宣泄， 8、内置心理拥抱疏导语。 9、访者可通过语音方式发起语音咨询互动，系统可对来访者语音予以智能识别，并予以语音回复。 二、规格参数要求 整体高度 1.8 米 底座结构 方形底座，保证放置稳定 内部结构 金属支架/钢制骨架，坚固耐用安全可靠		
--	--	----	--	--	--	--	--	---	--	--



								外部材质 外部高弹海绵填充，搭配超柔软亲肤毛绒面料，环保无异味，触感舒适 型号：ZSPY-ZNYBXT01			
6	数字沙盘系统	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型男	内资	中盛普阳	规格：一、功能要求： 1、包含：人物、动物、植物、交通工具、建筑物、家居生活、食物、自然、矿物、军事等大类沙具。 ▲2、可对选中的沙具进行包含如下操作：水平移动、上升下沉、前俯后仰、左右旋转、左摇右摆、旋转复位、整体缩放、水平缩放、左右缩放、上下缩放、前后缩放、缩放复原、复制一个、面对面镜像、背对背镜像、排队复制等。（提供截图加盖公章） 3、可对沙具多选、全选，选中的一个或多个沙具单独删除、全部删除等操作。 4、可进行挖沙、堆沙、平整、选择沙子颜色、复位操作。 5、提供陆地、海洋两种类型的沙盘选	38600	1 套	38600



择。

6、可从普通，水平，垂直角度调节沙盘视图方向。

▲7、沙盘可自由旋转不同角度。可前、后、左、右方向观察。（提供截图加盖公章）

8、可实现包含晴天、雪天、雨天、多云、雷电、落叶、落花等相类似的沙盘场景。

9、可在完成沙具摆放后，或者在进行过程中，对沙盘保存、重新开始、退出操作。

10、用户管理可显示所有用户信息，包括用户 id、姓名、学号、班级、注册日期等。管理员可以对用户信息进行编辑、删除。

▲11、可显示所有完成的沙盘游戏数据，包括沙游 id、用户名、学号、沙游缩略图、沙游标题、沙游描述、完成时间等类似内容，可以回放、查看报告、编辑报告。（提供截图加盖公章）

12、可多视角观察沙盘游戏结果、沙盘



								游戏放大缩小、设置沙盘功能区域网格（例如田字格、九宫格等类似网格）、沙盘游戏过程的回放暂停、倍速、自由拖动播放进度条、重播、退出等功能模块。 ▲13、可以针对某个沙盘游戏结果进行整体描述、填写基于沙盘游戏的交流评估、给出意见和建议。（提供截图加盖公章） 14、可查找、添加、导出管理员信息，并对管理员信息编辑、删除等操作。 15、可添加不同的系统角色，对不同的角色进行编辑、删除、授权操作。 二、配置要求： 内嵌工作台 42 英寸，分辨率 1920(H)×1080（V），触摸类型 10 点触摸，处理器 i5，内存 8G，固态硬盘 120G，独立显卡 GT1030 型号：ZSPY-ZNSZSP01			
7	击打呐喊宣泄	北京中盛	北京/	9111010868	小型	男	内资	中盛普阳 规格：一、功能要求 1、包含快速宣泄、专业宣泄、报告显	39800	1 套	39800

	仪	普阳 科技 发展 有限 公司	中 国	92329 43Y				示、智能放松、设置入口等相类似模块五大板块 ▲2、系统 10 个主题式宣泄模式；可设置击打宣泄或者呐喊宣泄，宣泄结束给出报告，（提供截图加盖公章） ▲3、十类宣泄场景，通过丰富的场景体验与引导语对情绪问题进行有效宣泄。（提供截图加盖公章） 4、10 个不同类别的心理放松游戏 5、具有压力自测量表，其结果可为参考了解自我心理压力水平，自测结束后将自动生成测评报告。 6、具有智能放松模块的视频放松模块。 二、配置要求 1、一级冷轧钢板，喷塑工艺 2、内嵌触摸终端 1 台：显示尺寸 42 英寸，分辨率 1920(H)×1080 (V)，触摸类型 10 点触摸，处理器四核，内存 8G，固态硬盘 120G。 3、击打柱：圆柱式外形，采用 PU 皮包裹，高回力芯填充，整体高度 160cm，底座可选择注沙或注水。		
--	---	----------------------------	--------	--------------	---	--	--	--	--	--

									型号: ZSPY-JDNHXX03			
8	硅胶发声宣泄人	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格: 一、功能要求 1、仿真人设计, 360 度可击打, 抗击打能力强, 安全稳固。 2、CMOS 技术高音质录放音芯片, 平滑滤波, 自动降噪, 自然还原您的声音。 3、内置 8 段真人发声宣泄引导语、求饶语, 协助您释放压力。 二、配置要求 1、高度: 1700mm; 2、净重: 35KG 型号: ZSPY-XXR03	3000	2 套	6000
9	身心健康检测仪	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格: 一、功能要求 1、包含心理检测、压力分析、心理百科、心理 FM、睡眠改善、心理减压等模块。 2、心理检测量表包含心理健康筛查、情绪健康评估、人际综合评估、多元智能评估、职业性格评估、疫情心理自评、心理压力评估、睡眠质量评估、舒尔特方格、气质类型测验等。	12800	1 套	12800



▲3、压力分析可显示心率、稳定指数、抗压能力、自主神经、呼吸波形、皮肤电阻、脉搏波和 PPG 的实时动态指数。
（提供截图加盖公章）

4、心理百科模块具有心理学名词的相关介绍和资料。

5、心理 FM 包含生活、情感、人际、情绪、校园、成长等多种类型的 FM 电台音频。

6、可进行睡眠改善训练。

7、可进行多种心理减压的引导训练，不限于均等呼吸减压、初级立体减压、高等立体减压等。

8、可进行冥想引导训练，包含唤醒功力、正念生活、身体扫描等相类似项目。

▲9、可查看心理检测、压力分析等生成的报告数据。（提供截图加盖公章）

二、配置要求：

1、压力分析模块提供多参数传感器进行检测分别为血氧脉搏传感器、皮电传感器、呼吸传感器。

									型号: ZSPY-SXJK01			
10	积极情绪训练仪	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格：一、功能要求 1、包含监测中心、减压调养、高效放松、呼吸训练、音乐调试、应激训练、眼动训练、心理测评和报告中心等模块。 ▲2、检测功能包含传感器电量、脉搏波形、血氧、心率、灌注指数、身体压力、精神压力、抗压能力、精神情绪、神经活性、脑波能量图、专注度、放松度、脑疲劳度、检测时长。（提供截图加盖公章） 3、包含量表压力评估、情绪评估、睡眠评估和健康评估心常用四类量表测验 ▲4、包含肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压、身心合一等相类似训练项目。（提供截图加盖公章） ▲5、包含荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长等相类似高效放松项	9800	8 套	78400



目，项目可选难易度。（提供截图加盖公章）

6、可以跟随节奏进行腹式呼吸训练，可选择男声、女声引导语，页面上显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。

7、可以进行鼻腔呼吸训练，可选择男声、女声引导语，页面上显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。

8、可以进行音乐放松调适，过程中页面显示当前专注度与放松度，包含五行音乐、正念音乐、脑波音乐等，结束后显示检测报告。

▲9、须具有应激训练项目，包含火灾、飓风、地震、洪水、雷电、空难、矿难和战争等场景的应激训练；可通过 虚拟脑波灯用不同颜色显示情绪状态。

（提供截图加盖公章）

10、可以通过虚拟咨询师语音指导下，引导用户进行眼动脱敏训练。

二、配置要求

1、电容触摸平板 1 台：显示尺寸 10 英寸，分辨率 1920×1200，运行内存 4G，

									存储内存 128G。 2、双通道脑电+血氧一体式采集器一套。 型号：ZSPY-JJQXXLY01			
11	智能身心减压调养舱	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格：一、功能要求： 1、系统支持无需输入用户名与密码下快速更换登录用户。 2、系统需具有功能控制栏，可对调养舱实现控制，包括头罩姿态控制、靠背姿态控制、加热开关、足疗开关等。 ▲3、系统调养方式包含：呼吸训练、精力恢复、消除焦虑、激发活力、催眠释压、深度减压、身心合一、自主调养等相类似项目。（提供截图加盖公章） 4、健康检测时可以快速展示测试者的心率、稳定指数、抗压能力和自主神经等数值，脉搏波波形图及 HRV 折线图。 5、可以通过检测时间查询检测报告列表，查看检测报告详情，包含用户基本信息，检测日期、训练时长、平均心率、检测指标、精神压力、自主神经、检测	29800	1 套	29800



参数评价与建议。可以删除。检测报告可以导出 PDF 文件。

6、管理员可通过用户名检索某用户的图表，也可查看全部数据。

▲7、训练模块可以设置引导语、男声、女声引导语选择。训练项目内显示同步实时心率与专注意数值。（提供截图加盖公章）

8、要求调养项目针对太空舱按摩程序、脑波灯牵引程序均需实现科学封装，在软件系统中一键进入任一调养项目，太空舱随即联动动作，自动展开姿态调整、音乐播放、脑波牵引等工作。

二、配置要求：

1、电动抗干扰头罩可任意调整闭合角度。

2、脑波可实现 1Hz 至 15Hz 闪烁频率，可进行脑波牵引。

3、肩部内置 2 个全频高保真喇叭。

4、臀部内置 20W 次声体感振动器。

5、25 组全息气囊气压按摩，按摩气囊覆盖小腿两侧及脚面周边，足底可进行

									滚轮刮痧按摩，针对足底穴位进行有效地放松，腰背设置红外加热功能。 6、触控训练器*1 台，10 寸，可控制舱身及各功能选项。 7、生物传感器一套。 型号：ZSPY-ZNSXJYC01			
12	宣泄地板	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格：尺寸 1000*1000*25mm，高密度，高弹性，高防护性能，带斜纹 EVA 材质。 型号：定制	100	28组	2800
13	宣泄墙	北京中盛普阳科技发展有限公司	北京/中国	91110108689232943Y	小型	男	内资	中盛普阳	规格：尺寸 500*500*25mm，外层 PU 皮材质、内部为高密度、高弹性高防护性能填充物，背板为木质材料。 型号：定制	380	40组	15200

总价（元）	497000
-------	--------

投标人名称（加盖公章）：北京中盛普阳科技发展有限公司

日期：2026年7月3日

