

采购合同

合同编号: HPLYYSBCG2023013

甲方(买方): 北京市和平里医院
地址: 北京市东城区和平里北街 18 号
电话: 010-58043073 传真: 010-58043073

乙方(卖方): 国药器械(北京)医疗技术有限公司
地址: 北京市延庆区中关村延庆园凤谷四路 8 号院 16 号楼 1 单元 3 层
电话: 010-57325879

兹经甲方(买方)同意购进、乙方(卖方)同意出售下列货物(设备), 并按下列条款
签定本订货合同:

序号	货物(设备)名称	生产厂家及产地	品牌型号	数量	单位	单价	总价
1	流式细胞仪	贝克曼库尔特生物科技(苏州)有限公司, 苏州	DxFLEX	1	台	1,400,000.00	1,400,000.00
2	全自动化学发光免疫分析仪	重庆科斯迈生物科技有限公司, 重庆	SMART 6500HOB	1	台	397,800.00	397,800.00
3	干式荧光免疫分析仪	苏州和迈精密仪器有限公司, 苏州	FIC-Q100N	1	台	19,200.00	19,200.00
4	全自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪	丹娜(天津)生物科技股份有限公司, 天津	Funguy D240	1	台	190,000.00	190,000.00
5	全自动化学发光测定仪	威海威高生物科技有限公司, 威海	AutolumiS 3000	1	台	38,000.00	38,000.00
金额(大写): 贰佰零肆万伍仟元整						合计: ¥2,045,000.00	

1. 生产厂商及产地(生产国别):

1). 生产厂商: 贝克曼库尔特生物科技(苏州)有限公司、产地: 中国苏州
厂家联系人: 刘芳、联系方式: 18910329905、乙方联系人: 王升、联系方式: 15650798000、注册证号:
苏械注准 20182220262;

2). 生产厂商: 重庆科斯迈生物科技有限公司、产地: 中国重庆、厂家联系人: 江敏、

联系方式：13810366131、乙方联系人：王升、联系方式：15650798000、注册证号：渝械注准 20202220006；

3) .生产厂商：苏州和迈精密仪器有限公司、产地：中国苏州、厂家联系人：霍显刚、联系方式：15665839143、乙方联系人：王升、联系方式：15650798000、注册证号：苏械注准 20192220339；

4) .生产厂商：丹娜（天津）生物科技股份有限公司、产地：中国天津、厂家联系人：霍显刚、联系方式：15665839143、乙方联系人：王升、联系方式：15650798000、注册证号：津械注准 20202220168；

5) .生产厂商：威海威高生物科技有限公司、产地：中国威海、厂家联系人：王玥、联系方式：13601388557、乙方联系人：王升、联系方式：15650798000、注册证号：鲁械注准 20192220528。

2. 发货时间：合同签订后 14 个工作日。（如受不可抗力因素影响，具体时间以实际工作开展状况为准。并附情况说明：说明实际情况，并承诺装修完成后，继续履行 14 个工作日内到货。）

3. 交货地点：北京市和平里医院。运费、保险费等由乙方（卖方）承担，货到甲方所在地之前的运输风险包括货物损坏、灭失等由乙方（卖方）承担。

4. 付款方式：

货物验收合格并正式投入使用后 60 个工作日内，甲方（买方）向乙方（卖方）以支票的方式支付合同总金额的 50%（即：人民币：1022500 元），验收合格 6 个月支付 40%（即：人民币：818000 元），验收合格 12 个月支付尾款 10%（即：人民币：204500 元），如在此期间非因甲方原因造成的设备故障以及因此产生的维修费用或给甲方造成财产损失或人身损害的，甲方有权从该款项中抵扣，不足部分甲方保留向乙方继续追偿的权利。

5. 安装、验收与培训

（1）乙方（卖方）派工程师与甲方（买方）有关人员一起负责开箱验机。验收标准为：确保购买的设备是医院在采购时所要求达到和符合的性能指标以及配置要求，保证医院使用的医疗器械符合中华人民共和国国务院令 680 号《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械管理条例》及相关法规的要求，不符合上述要求的医疗器械，甲方不予验收，按退货处理。

（2）乙方（卖方）工程师负责免费安装调试至甲方能够正常使用。

（3）如需要连接 HIS、LIS（双向）、PICS 等信息系统，由乙方（卖方）承担接口费。

（4）如需要计量检测，由乙方（卖方）承担首次计量检测费用。

（5）如需要性能验证，由乙方（卖方）承担仪器性能验证终生检测及相关费用。

（6）安装调试完毕后，符合医疗器械国家标准和行业标准进行验收。验收合格后甲乙双方代表共同在验收书上签字；在验收书签字前，该设备不作为临床使用。

（7）验收合格并签字后，乙方（卖方）工程师负责对买方的直接使用者进行免费的

场培训；培训时间为1小时，直到临床使用人员完全掌握为止。培训内容为：产品基础，产品应用及操作，日常常见问题。

6. 保修

(1) 本合同所规定设备质量保证期为3年，从验收合格后之日起计算。3年内的维修及更换配件等不收取任何费用，3年后只收取配件费。

(2) 软件终身免费升级，免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

(3) 设备发生故障，乙方（卖方）在接到买方通知后的2小时内响应，24小时内赶到现场进行维修，维修期间负责提供备用机供甲方（买方）使用（干式荧光免疫分析仪，全自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪，全自动化学发光测定仪）\协助医院完成标本检测并出具报告（流式细胞仪，全自动化学发光免疫分析仪）。

(4) 乙方（卖方）对设备提供终身预防性保养服务，保养时间为每年保养一次，保养内容或范围为定期巡防，清洁仪器等。

(5) 每年进行性能验证，由乙方（卖方）承担仪器性能验证终生检测及相关费用。

(6) 人为原因造成的设备故障或损坏不在保修范围。

7. 争议解决方式：

在执行本合同过程中所发生的一切争议，由双方共同协商解决；如不能协商解决时，应向买方所在地北京市东城区人民法院提起诉讼。

8. 本合同一式四份，甲方（买方）执三份，乙方（卖方）执一份，签字盖章后生效。

9. 其他：附件1：产品配置清单；附件2：产品售后服务承诺书；附件3：配件价格清单；附件4：中标通知书；附件5：全自动化学发光免疫分析仪注册证规格型号变更声明。


以下无内容。

甲方（买方）：北京市和平里医院

法人签字：

授权代表签字：

日期：2023年2月17日



乙方（卖方）：国药器械（北京）医疗技术有限公司

法人签字：

授权代表签字：王升

日期：2023年2月17日



附件 1

产品配置清单

1. 流式细胞仪 DxFLEx

ITEM	PN	QYT	DESCRIPTION
<u>1</u>	B73415	1	 Main Unit 主机 DxFLEx Flow Cytometer DxFLEx Flow Cytometer 流式细胞分析系统 Includes : - Excitation lines : 3 (488nm, 638nm, 405nm) - Optical parameters : FSC, SSC and 11 fluorescence detectors - Quartz cuvette : 420 x 180 micron rectangular quartz - Standard Optical Filters Kit Blue laser: 525/40, 585/42, 610/20, 690/50, 780/60 Red laser: 660/20, 712/25, 780/60 Violet laser: 450/45, 525/40, 610/20 - Software : CytExpert software - Compensation : 11 x 11 matrix, auto compensation, compensation library - 4L Sheath Fluid Container, 4L Waste Container and the Container Holder - Dongle 包括 : —激发光源: 488nm、638nm、405nm —光学参数: 前向 (FS)、侧向 (SS) 及 11 个荧光检测器 —石英流动室: 420 x 180 um —标准光学滤片组合 Blue laser: 525/40, 585/42, 610/20, 690/50, 780/60 Red laser: 660/20, 712/25, 780/60 Violet laser: 450/45, 525/40, 610/20 —软件: CytExpert 数据采集及分析软件 —11 X 11 全矩阵、全自动颜色补偿、补偿库 —4L 鞘液容器, 4L 废液容器, 以及容器座 —密码狗
<u>2</u>	B78901	1	Workstation and Monitor group 电脑工作站和显示器组件
<u>3</u>	B73613	1	DxFLEx Sheath Fluid DxFLEx 鞘液
<u>4</u>	81911	1	Contrad 70 Cleaning Solution Contrad 70 清洗液
	854692		
<u>5</u>	9	1	CLENZ Cleaning Agent 清洗液
<u>6</u>		1	工作站

2. 全自动化学发光免疫分析仪 SMART 6500HOB

类型	类别	序号	名称	型号/规格	数量
标准配置	零配件	1	全自动化学发光测定仪(主机)	SMART 6500 HOB	1 台
		2	全自动化学发光测定仪软件	V1	1 套
		3	样本架	6 孔位	16 个
		4	废料盒	27*19*12cm	1 个
		5	反应杯	GD V2.0	2000 个
		6	反应条	6 位	40 根
		7	外置强化清洗液桶	10L	1 个
		8	浮子开关组件	220mm	1 套
		9	外置废液桶	23L	1 个
		10	浮子开关组件	120mm	1 套
		11	电源线	0.75mm ² /1.5m	1 根
		12	直通管接头	1 月 8 日	4 个
		13	小快速管接头	1 月 8 日	3 个
		14	大快速管接头	1 月 8 日	2 个
		15	钥匙	门锁配套	2 套
		16	扳手套装	直头 5 把, 圆头 3 把	1 套
		17	通针工具	0.4mm/1.2mm	1 套

18	熔断器	F4A L250V	1 个
19	接地线	2m	1 根
20	样本架条码	W01-W16	2 套
21	直角管接头	Y-GJT-ZJ3 8	3 个
22	T 型三通管接头	Y-GJT-3T3 8	1 个
23	外置清洗液桶	23L	1 个
24	浮子开关组件	300mm	1 套
25	硅胶管(外接管路)	3*7mm/2m	3 根
26	PVC(外接管路)	3/8*9/16/2m	2 根
27	硅胶管(备用)	3*7mm/4m	1 根
28	PVC(备用)	3/8*9/16/5m	1 根
29	柱型过滤器	R-12	3 个
30	过滤器配重块		3 个
31	止回阀	HC CV001	1 个
32	硅胶管	3*7/0.3m	2 根
33	硅胶管	3*7/0.35m	1 根
34	样本架托盘	8 格	2 个
35	液位报警连接线	字母, 4 根/套	1 套
36	废液管路维护瓶	300mL	1 套
37	PVC(外置管路)	1/8*1/4/1.5m	1 套
38	外置洗涤液桶	10L	1 个
39	浮子开关组件	220mm	1 套

		40	过敏原试剂楔		5 个
		41	过敏原试剂瓶		15 个
	随机文件	42	使用说明书	SMART 6500 HOB	1 本
		43	简易操作指南	KSM-JS-7.5-32-27	1 份
		44	仪器验收确认单	KSM-JF-7.5-10	各 1 份
		45	仪器安装报告单	KSM-JF-7.5-11	各 1 份
		46	满意度调查表	KSM-SY-8.2-01	1 份
		47	装箱配置清单	本项	1 份
		48	销货单		1 份
		49	出厂检验报告	KSM-ZJ-8.2-21-30	1 份
		50	保修卡		2 份
		51	合格证		1 份
辅助配置	赠品	52	脚垫	D25mm, 黑色	6 个
		53	可调式固定座	白色	8 个
		54	系统维护液瓶组件	不含瓶	1 套
		55	PVC (外接管路)	3/32*5/32/1.5m	1 根
		56	调节线卡	Y-XK-01	10 个
		57	无线键盘鼠标套装	MK245, NANO 黑	1 套
		58	鼠标垫	260*210*2mm	1 张
		59	USB 转串口连接线	1.8 m	1 根
		60	串口交叉屏蔽连接线	1.5 m	1 根
		61	绿联 USB2.0 打印线	USB 2.0/1.5m	1 根
		62	四口 USB 集线器	4 接口	1 个
		63	扫码枪	Honeywell HH400	1 个
		64	扫码枪支架	于沮电 0。	1 个

		65	触控笔套装	A- &哇芻*	1 套
		66	自动收口垃圾袋	42*48cm <	1 包
		67	USB SPEAKER （音响）		1 个
		68	系统维护液	100ml X 2 瓶/盒	1 盒
		69	系统维护瓶（含瓶盖）	百色方形/150mt' c	1 套
		70	标准品卡子	白色	2 个
		71	工作站		1 套

3. 干式荧光免疫分析仪 F1C-Q100N

序号	物品	数量	单位
1	仪器	1	台
2	电源适配器	1	个
3	电源线	1	根
4	说明书	1	份
5	保修卡	1	份
6	合格证	1	份
7	工作站	1	套

4. 全自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪 Funguy D240

编号	名称	数量	单位	备注
1	全自动细菌内毒素/ 真菌葡聚糖检测仪	1	台	
2	电源线	1	根	
3	保险	2	个	
4	使用说明书	1	本	
5	售后保修卡	1	个	
6	合格证	1	个	
7	内六角	2	个	
8	出厂检验报告	1	份	
9	校准报告	1	份	
10	USB 分线器	1	根	
11	触控笔	1	根	
12	穿孔吸盘	1	个	
13	仪器注册证	1	份	
14	工作站	1	套	

5. 全自动化学发光测定仪 Autolumis 3000

编号	名称	数量	单位	备注
1	测定仪	1	台	
2	废液桶	2	个	10L 水桶
3	底物液瓶子	2	个	
4	配液桶	1	个	10L 水桶
5	触摸屏支架	1	套	T100RW200301A
6	触摸屏	1	套	TCM-19F-PUG-73A-C
7	清洗液桶	1	个	23L 水桶
8	维护液桶	1	个	10L 水桶
9	反应杯垃圾桶	1	个	中号带盖黄色 40 升
10	无线键鼠套装	1	套	3100N
11	样本架托盘	1	个	
12	试剂盒托盘	2	个	
13	管状熔断体	2	个	8A /250v
14	管状熔断体	2		3. 15A/250V
15	管状熔断体	1	个	5A/250V
16	硬塑料试管	12	个	4ml/个
17	报警灯模块	1		LR6-E-Y
18	样本架	11	个	
19	加样针	2	根	
20	试剂盒 (RFID)	3	个	CS1、CS2、CS3
21	1/4 软管 (废液延长管)	4	米	型号 8000-0060
22	1/4 穿板直通	1	个	型号 ZC-1/4 直穿板
23	国标电源线	1	根	
24	八米接地线	1	根	8m-GND
25	触控笔	1	个	STYL-TOUCHPEN-PS
26	洗涤针通针器	1	个	MYF8. 038. 0250

27	滑道外盖	1	个	MYF8.078.0030
28	操作手册	1	本	
29	说明书	1	本	
30	合格证	1	份	
31	保修卡	2	份	
32	装箱清单	2	份	
33	装机培训流程	1	份	
34	设备安装验收单	1	份	
35	工作站	1	套	

产品售后服务承诺书

售后服务方案

一. 质量保证期：设备验收签字之日起 3 年。

二. 我方具备维护该设备的专业售后服务能力，具有充足的零件储备及技术服务人员，确保可以做好售后服务工作和提供技术保障。

三. 服务收费标准：在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，提供免费维修或更换。

四. 故障响应时间：在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，在 2 小时内给予响应，如需要现场维修，迅速落实维修工程师在 24 小时内到用户现场进行维修。

五. 维护保养：在质量保证期内，我方售后人员会严格依照设备手册的要求进行维护保养，确保设备保持良好工作状态。

六. 回访制度：我公司建立有严格的用户回访制度，并设专人负责。回访形式包括电话回访、专业工程师上门服务。

七. 零备件供应：提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证用户能够及时买到设备所需的备品备件和易损件，当用户仪器出现硬件故障时，能保证以最快的速度为用户修复仪器。

八. 质保期外的售后服务承诺：当保修期满后仍然能及时提供技术服务，只收取配件费，并保证优惠价零配件供应。

九. 培训目标：

主要针对设备管理，设备使用及客户指定的人员进行培训，使参与培训人员掌握对整个设备有全面的认知，同时可以了解设备试验原理，进行设备日常操作、保养、常见问题的处理；以使最终用户能依据操作的基本规则对设备进行日常独立操作，设备保养，确保整个设备安全可靠地运行，并达到最大效益。我们还可针对人员各自的工作性质，对不同职责的工作人员分类进行专门培训。

十. 培训人员：

产品知识培训：培训人员无限制，进行 PPT 现场产品培训学习

设备操作培训：在设备安装现场，进行实操培训；同时为确保培训效果，建议设备操作培训同时参加人数不超过 5 人（可分批次进行设备操作培训）。

十一 培训地点。

办公室、会议室及设备安装地点

十二. 培训内容:

产品基础:

1. 设备基本原理
2. 设备硬件构造及功能
3. 设备使用技术优势

产品应用及操作:

4. 计划开展项目性能参数及临床应用
5. 计划开展项目结果解读
6. 设备日常操作流程, 操作规范手把手培训
7. 试剂及耗材装卸流程及注意事项
8. 校准流程及注意事项
9. 质控流程及注意事项
10. 软件系统功能设置方法介绍
11. 样本数据处理

日常常见问题:

12. 常见问题报警及故障处理
13. 保养流程

产品考核方式:

14. 可现场试卷提问进行产品知识考核
15. 可现场通过操作演练进行产品操作考核

提供设备的运行、安装、使用环境要求以及详细的操作手册和维修手册等相关资料。

直至用户熟练掌握设备的全部功能操作。

十三. 在用户使用初期, 将配合厂家定期对客户进行随访, 以方便为客户随时提供和解决使用上问题。

十四. 在用户使用过程中, 将配合厂家不定期走访客户, 以了解使用者在使用过程中遇到的问题, 听取使用者对设备配置和使用建议, 结合时间情况为使用者提供切实可行的帮助。

十五. 长期培训:

在仪器的使用过程，随着新项目的推出和使用，可按用户要求为用户提供不同层次的人员培训，公司也将不定期举办各种项目和相关领域的专业知识培训班，将给用户发出邀请，用户根据需要决定是否参加。

十六、技术资料：我方发运货物时，免费提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明等。

十七、设备安装：我方保证在接到采购人通知后，在采购人指定所在地，对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。

十八、配件更换：我方负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，我方售后服务维修机构备有设备及时维修所需的关键零部件。

十九、系统升级：我方保证终生提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。

二十、质量保证：我方保证货物为全新、未使用过的正品，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。我方保证该货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。

产品售后服务联系表

产品名称	厂家	售后联系人	联系电话
流式细胞仪（核心产品）	贝克曼库尔特生物科技（苏州）有限公司	售后服务中心	010-65213000 8008205355
全自动化学发光分析仪	苏州科斯迈生物科技有限公司	售后维修部	400-808-1186
干式荧光免疫分析仪	苏州和迈精密仪器有限公司	售后中心	400-186-4088
全自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪	丹娜（天津）生物科技有限公司	售后中心	400-186-4088
全自动化学发光测定仪	威海威高生物科技有限公司	售后中心	0631-5626182 400-618-1178

附件 3

配件价格清单

1. 流式细胞仪

零配件和易损易耗件清单

序号	名称	零配件/ 易损易耗件	规格型号	品牌	数量	全国统一 报价	折扣率	现价	原产地	供应年限
1	泵管	易损件	A04-1-0048	贝克曼 库尔特	1	2580	50%	1290	中国	终身供应
2	鞘液过滤器	零配件	A04-1-0041	贝克曼 库尔特	1	9450	50%	4725	中国	终身供应
3	进样针	零配件	A04-1-0034	贝克曼 库尔特	1	6426	50%	3213	中国	终身供应

2.全自动化学发光免疫分析仪

序列号	名称	编码	终端价
1	电控主板	Z1-JB1	2100
2	温度传感器 1	Z1-B1C2	120
3	温度传感器 2	Z1-B1C3	300
4	制冷组件	B1-01A	10400
5	6500 制冷传感器转接线	Z1-ZJX	150
6	LED 连接线	Z1-B1X7	300
7	COOLER 转接电缆	Z1-B1CLZ	240
8	样本架	X-4106A	150
9	外置清洗液桶	Y-RQ-T023	240
10	外置洗涤液桶	Y-RQ-T10	180
11	样本加注针	Z1-JYZ-01	1500
12	试剂加注针	Z1-JYZ-02	1500
13	防撞样本加注针	Z1-JYZ-03	1600
14	加样本针子板	Z1-DB4	500
15	样本主板	Z1-AB1	2200
16	送样小车子板	Z1-AB2	900
17	样本扫码子板	Z1-AB3	450
18	夹管阀(大)—电磁阀	Y-DCF-NC05S	700
19	夹管阀(小)—电磁阀	Y-DCF-NC02S	500
20	电磁夹管阀	Z1-I1F1	700
21	电磁夹管阀	Z1-I1F2	700
22	电磁夹管阀	Z1-I1F3	500
23	电磁夹管阀	Z1-I1F5	500
24	反弹磁吸	Y-SJ-01	75
25	特氟龙管	Y-TFLG-0_46-0_76	180
26	排杯通道有无传感器	Z1-C1C2	150
27	排杯通道传感器	Z1-C1C3	150
28	排杯抓手负压电磁阀	Z1-C2F1	900
29	排杯抓手正压电磁阀	Z1-C2F2	900
30	排杯主板	Z1-CB1	1900
31	排杯抓手子板	Z1-CB2	1700
32	电磁铁组件	C1-DCT	2800
33	送杯小车 1X 走位传感器	Z1-C4C1	240

34	送杯小车 2X 走位传感器	Z1-C5C1	240
35	送杯小车 1 子板	Z1-CB4	1300
36	送杯小车 2 子板	Z1-CB5	1300
37	电磁铁子板	Z1-CB6	540
38	样本液位探测板	Z1-DB3	210
39	加样本主板	Z1-DB1	2200
40	稀释到位传感器	Z1-D1C3	240
41	稀释复位传感器	Z1-D1C10	240
42	特氟龙管接头	Y-GJT-TFL03	70
43	锥型垫圈	Y-GJT-TFL02	60
44	蓝色平口特氟龙管接头	Y-GJT-TFL06	62
45	稀释针	Y-XSZ-01	450
46	步进蠕动泵	Y-RDB-01	1600
47	泵阀集成柱塞泵	Y-JCB-5003	2400
48	250ul 进样器	Y-JYQ-305253TFC	700
49	加试剂主板	Z1-DB2	3000
50	加试剂针 1 子板	Z1-DB5	1000
51	加试剂针 2 子板	Z1-DB6	1000
52	加试剂针 3 子板	Z1-DB7	1000
53	加试剂泵阀子板	Z1-DB8	800
54	温度传感器	Z1-D8C5	120
55	孵育温度传感器 1	Z1-D8C4	150
56	硅胶管	Y-GJG-1-3	70
57	洗涤针组件	Z1-XDZ-02	1800
58	洗涤主板	Z1-FB1	1800
59	洗涤子板	Z1-FB4	2600
60	特氟龙管(底物处)	Y-TFLG-0_8-1_6H	180
61	直通管接头	Y-GJT-2T3_32	50
62	六通蠕动泵组件	RBD-01	5364
63	洗涤 2 冲水 1 夹管阀	Z1-F2F01	500
64	洗涤 2 冲水 2 夹管阀	Z1-F2F02	500
65	洗涤 2 冲水 3 夹管阀	Z1-F2F03	500

66	洗涤 2 冲水 4 夹管阀	Z1-F2F04	500
67	洗涤 2 冲水 5 夹管阀	Z1-F2F05	500
68	洗涤 2 冲水 6 夹管阀	Z1-F2F06	500
69	洗涤 1 冲水 1 夹管阀	Z1-F2F07	500
70	洗涤 1 冲水 2 夹管阀	Z1-F2F08	500
71	洗涤 1 冲水 3 夹管阀	Z1-F2F09	500
72	洗涤 1 冲水 4 夹管阀	Z1-F2F10	500
73	洗涤 1 冲水 5 夹管阀	Z1-F2F11	500
74	洗涤 1 冲水 6 夹管阀	Z1-F2F12	500
75	杯条卡子	X-4103	75
76	抓手吸头弹簧	Y-TH-0050515	70
77	抓手胶皮	Z1-XTJP	60
78	抓手吸头	C1-1405	285
79	抓手吸头	C5-2229	210
80	抓手胶皮	Y-ZSJP-01	60
81	抓手吸头弹簧	Y-TH-0 6-6-10	60
82	检测抓手子板	Z1-GB2	1700
83	送杯主板	Z1-CB3	1600
84	废料仓复位传感器	Z1-G1C6	240
85	检测等待小车加热带	Z1-G1D1	315
86	检测抓手负压电磁阀	Z1-G2F1	900
87	检测抓手正压电磁阀	Z1-G2F2	900
88	检测主板	Z1-GB1	2100
89	称重传感器	Z1-I2C1	500
90	气泵 1	Z1-QB-01	1000
91	气泵 2	Z1-QB-02	1000
92	样本加注吸废液泵	Z1-F2F13B	3200
93	水泵 2	Z1-SBS-02	1400
94	水泵 3	Z1-SBS-03	1400
95	可固定 USB 延长线	Y-USB-F-1500	75
96	称重电路板	Z1-IB2	450
97	浮子开关组件	Z1-YW-01	2700
98	水冷泵	Z1-SB4	1400
99	扫码器	Y-SMT-2W-01	1200
100	外圈扫码器	Y-SMT-1W-01	800

101	样本扫码器	Y-SMT-1W-03	1000
102	外置扫码枪	Y-SMQ-01CE	2400
103	送杯小车 1 导轨	C1-2101	1200
104	加样小车	D1-1105	600
105	样本扫码组件	A1-02	1900
106	取样小车组件	A1-13PC	2400
107	送样小车组件	A1-12	3000
108	试剂系统	B1-00	19500
109	排杯抓手	C1-13	7520
110	样本加注小车模块	A1-13	2100
111	稀释液加注柱塞泵	Z1-D1J6	2200
112	样本加注柱塞泵	Z1-D1J3	2200
113	试剂加注柱塞泵 3	Z1-D8J3	2200
114	日保养液蠕动泵电机	Z1-D1J8	820
115	抽稀释液蠕动泵电机	Z1-F4J6	820
116	试剂加注小车模块	D1-212	2200
117	孵育箱组件	E1-1	3200
118	洗涤小车组件	F1-03-01	1400
119	洗涤废液针槽	F1-04-01	560
120	底物废液针槽	F1-04-02	450
121	试剂混匀小车	F1-04-05	3100
122	洗涤底物泵阀一体	F1-03	4590
123	检测抓手模块	G1-13	8160
124	检测等待小车组件	G1-112	2500
125	风扇加热器 1	Z1-FS04-CE	680
126	风扇加热器 2	Z1-FS05-CE	680
127	稀释液三通阀组件	Z1-D1F4	1600
128	底物三通阀组件	Z1-F4F2	1500
129	双头水泵	Y-SB-400-UD	1400
130	微型空气过滤器	Y-GLQ03	240
131	稀释升降电机	Z1-D1J5	1300
132	洗涤 1X 轴复位传感器	Z1-F4C1	180
133	送杯小车 1X 轴复位传感器	Z1-C3C1	180
134	混匀复位传感器	Z1-C1C6	180

135	样本扫码对射发射端	Z1-A2C1	150
136	样本扫码对射接收端	Z1-A2C2	210
137	试剂连锁传感器	Z1-B1X5-02	80
138	排杯转盘杯子有无传感器	Z1-C1C5	300
139	CAN通信盒	Y-CAN-USB	900
140	电源转换器	Z1-DY-24/5	270
141	5V 电源	Y-DY-5V-100W-LRS	450
142	12V 电源	Y-DY-12V-75W	450
143	24V 电源	Y-DY-24V-320W	600
144	熔断器	RDQ-02	50
145	开关	Z1-KG-CE1	700
146	信号指示灯	Z1-ZSD-01	255
147	继电器	F-JDQ01	270
148	12 芯软排线 (20) 镀金	Y-FPC-1220-50J	60
149	12 芯软排线 (20) 镀金	Y-FPC-1220-500J	60
150	排杯抓手拖链	Z1-XL-02	450
151	送杯小车 1 拖链	Z1-XL-03	600
152	送杯小车 2 拖链	Z1-XL-04	600
153	送杯小车 1 推臂拖链	Z1-XL-05	450
154	送杯小车 2 推臂拖链	Z1-XL-06	450
155	加样本 X 轴拖链	Z1-XL-07	540
156	加试剂 1X 轴拖链	Z1-XL-09	570
157	加试剂 2X 轴拖链	Z1-XL-10	570
158	加试剂 3X 轴拖链	Z1-XL-11	570
159	加试剂主板到管路泵阀板连接线	Z1-XL-12	540
160	加试剂主板至加试剂泵阀板连接线	Z1-XL-13	450
161	加样本 Z 轴拖链	Z1-XL-14	480
162	加试剂 1Z 轴拖链	Z1-XL-15	570
163	加试剂 2Z 轴拖链	Z1-XL-16	570
164	加试剂 3Z 轴拖链	Z1-XL-17	480
165	洗涤主板至洗涤子板连接线	Z1-XL-21	450
166	洗涤蠕动泵 1 到洗涤子板连接线	Z1-XL-22	480
167	送杯主板至洗涤管路连接线	Z1-XL-25	450

168	洗涤管路至管路泵阀连接线	Z1-XL-26	480
169	检测抓手拖链	Z1-XL-27	570
170	试剂加注主板至样本主板 CAN 连接线	Z1-CAN-02	360
171	样本主板至样本加注主板 CAN 连接线	Z1-CAN-03	270
172	样本加注主板至洗涤主板 CAN 连接线	Z1-CAN-04	300
173	洗涤主板至送杯小车主板 CAN 连接线	Z1-CAN-05	300
174	送杯小车主板至检测主板 CAN 连接线	Z1-CAN-06	330
175	CAN 线盒至电控主板 CAN 连接线	Z1-CAN-08	300
176	电源线 08	Z1-DYX-08	270
177	电源线 09	Z1-DYX-09	180
178	电源线 10	Z1-DYX-10	360
179	推臂组件	C1-TB	4000
180	两通电磁阀	Y-DCF-1022-22-EPN	500
181	洗涤底物加热组件	F1-1-02	3000
182	洗涤加热组件	F1-04-04	4680
183	检测等待通道组件	G1-TD	2500
184	SMART6500 系列年度维护包	Z1-WHB-01	3208
185	SMART6500 系列半年度维护包	Z1-WHB-02	2092
186	SMART 6500 系列半年度维护包(老)	Z1-WHB-L-02	1672
187	SMART6500 系列年度维护包(老)	Z1-WHB-L-01	2846.4
188	海外版样本架	X-4106-GW	240
189	测试平台	Z1-H1-02	3000
190	16 芯软排线-40	Y-FPC-1640-1000J	120
191	加试剂主板至缓冲瓶称重传感器连接线	Z1-XL-08	240
192	样本扫码头连接样本主板线缆	Z1-XL-01	450
193	一体机	Y-PC-DM156	8320
194	机柜	SK1-10	17700
195	试剂系统 B1C3 传感器安装包	Z1-B1-B1C3	600
196	洗涤底物小车	F1-1-03	1800
197	金属开关按钮	Y-AN-02	300
198	推臂复位传感器	Z1-A2C3	180
199	推臂到位传感器	Z1-A2C4	180
200	称重传感器	Z1-I2C3	500
201	系统维护液瓶组件	Z1-WHYP-01	540
202	金属按钮开关线	Y-ANX-01	80

203	取样小车导轨	A1-1105	500
204	取样小车到位传感器	Z1-A1C3	180
205	送杯小车 2 推臂到位传感器	Z1-C5C3	150
206	送杯小车 2 推臂复位传感器	Z1-C5C2	150
207	加试剂小车导轨	D1-2102	900
208	加样小车到位传感器 2	Z1-D1C4	150
209	检测等待小车到位传感器	Z1-G1C2	150
210	检测等待小车复位传感器	Z1-G1C1	150
211	洗涤 2X 轴到位传感器	Z1-F4C6	150
212	试剂加注洗针杯	XZB-02	600
213	底物 Z 轴复位传感器	Z1-F4C9	150
214	送样小车 X 轴电机	Z1-A1J1	600
215	检测抓手 X 轴电机	Z1-G1J2	600
216	检测抓手 Z 轴电机	Z1-G2J1	1300
217	管路泵阀板	Z1-IB1	700
218	洗涤泵阀子板	Z1-FB2	600
219	电源线 CE14-1	Z1-DYXCE-14-1	180
220	电源线 CE03-1	Z1-DYXCE-03-1	300
221	检测底物泵	G1-02	4590
222	试剂混匀小组件	F1-04-05L	2800
223	缓冲瓶组件	I1-02-01	600
224	称重托盘组件	I1-02	3000
225	镀金 USB 打印线	L-USB-J1500	75
226	样本架条码	TM-01	50
227	样本架条码	TM-02	50
228	样本加注洗针杯	XZB-01	540
229	反应杯条	X-8101	50
230	硅胶管	Y-GJG-3-7	80
231	硅胶管	Y-CPVCG-1-3	80
232	硅胶管	Y-GJG-1_6-3_2	80
233	蠕动泵管	Y-RDBG-01	112.5
234	夹管阀硅胶管	Y-GJG-1632	360
235	直通管接头	Y-GJT-2T1_8	50

236	柱型过滤器	Y-GLQ02	70
237	PVC 软管	Y-PVCG-3_8-9_16	120
238	电源主控板到试剂加注主控板 CAN 连接线	Z1-CAN-01	270
239	检测主控板到排杯主控板 CAN 连接线	Z1-CAN-07	210
240	称重传感器	Z1-I2C2	600
241	试剂加注柱塞泵 1	Z1-D8J1	2200
242	试剂加注柱塞泵 2	Z1-D8J2	2200
243	洗涤主板至洗涤管路 A 连接线	Z1-XL-18A	500
244	电源线 15	Z1-DYX-15	240
245	电源线 13	Z1-DYX-13	240
246	电源线 12	Z1-DYX-12	180
247	电源线 11	Z1-DYX-11	180
248	电源线 7	Z1-DYX-07	210
249	电源线 6	Z1-DYXCE-06	240
250	电源线 5	Z1-DYXCE-05	210
251	电源线 4	Z1-DYX-04	240
252	电源线 2	Z1-DYX-02	240
253	电源线 1	Z1-DYX-01	360
254	电控主控板到数显屏	Z1-XL-29	450
255	样本针 X 轴复位传感器	Z1-D1C6	180
256	试剂加注强排组件	D1-021	1400
257	试剂加注 Z 轴同步带	Y-TBD-272MXL-6X	105
258	环形同步带	Y-TBD-MXL71-5J	105
259	加样小车同步带	Y-TBD-205MXL-6X	150
260	加样小车复位传感器	Z1-D1C1	180
261	反应小车电机	Z1-G1J1	420
262	废料仓电机	Z1-G1J5	450
263	送杯小车 1X 电机	Z1-C3J1	600
264	送样小车推臂电机	Z1- A2J1	420
265	环形同步带	Y-TBD-252MXL-6X	150
266	送样小车 X 轴复位传感器	Z1-A1C1	240
267	LED 显示屏	Z1-JB2	600
268	电控主控板到数显屏连接线	Z1-XL-29	450
269	铜螺柱	Y-LZ-T0312	60

270	试剂底座组件	B1-DZ	11250
271	加注针调试工装	X1-FJ-07	180
272	排杯通道口对齐工装	X1-FJ-10	180
273	排杯抓手对齐工装	X1-FJ-08	180
274	洗涤调试工装	X1-FJ-04	300
275	检测抓手对齐工装	X1-FJ-09	180
276	抓手 Z 轴调试工装	X1-FJ-05	150
277	检测抓手调试工装	G1-9105	360
278	排杯抓手调试工装	C1-9105	360
279	USBDM 仿真器	FZQ01	450
280	STM32 下载器	XZQ01	180
281	样本主控板	Z5-AB1	1900
282	样本推臂电路板	Z5-AB2	500
283	样本扫码电路板	Z5-AB3	450
284	试剂主控板	Z5-BB1	1600
285	试剂扫码电路板	Z5-BB2	700
286	反应杯仓状态显示板	Z5-CB2	500
287	抓手 1 控制板	Z5-CB3	2600
288	抓手转接板	Z5-CB6	500
289	X 轴复位触杯转接板	Z5-CB8	500
290	X 轴复位触杯传感器板	Z5-CB9	240
291	样本针 X 轴电机驱动板	Z5-DB2	700
292	样本针控制板	Z5-DB3	1400
293	样本针液位探测电路板	Z5-DB4	450
294	试剂针 X 轴电机驱动板	Z5-DB5	700
295	试剂针控制板	Z5-DB6	1400
296	试剂针液位探测电路板	Z5-DB7	450
297	稀释针电机驱动板	Z5-DB8	900
298	洗涤主控板	Z5-FB1	2800
299	洗涤混匀电路板	Z5-FB3	900
300	管路系统主控板	Z5-IB1	1700
301	加注主控板	Z5-DB1	3000
302	送杯主控板	Z5-CB1	2400
303	送杯小车驱动板	Z5-CB10	1900
304	废液强排泵	Z5-FYB01Y	1400

305	洗涤废液泵 1	Z5-FYB02	1400
306	洗涤废液泵 2	Z5-FYB03	1400
307	洗涤废液泵 3	Z5-FYB04	1400
308	洗涤废液泵 4	Z5-FYB05	1400
309	六通蠕动泵组件	RDB-01	5364
310	稀释废液泵组件	D5-042	1800
311	保养液蠕动泵	Y-RDB-04	1600
312	样本加注泵阀	D5-041	4680
313	稀释泵	D5-34-XSB	3400
314	正压泵	Z5-I1QB1	700
315	水冷泵	Z5-B1PUMP	1200
316	洗液 2 泵	Z5-I1SB3	1400
317	洗液 1 泵	Z5-I1SB1	1400
318	清水泵	Z5-I1SB2	1400
319	洗涤洗液 1 阀	Z5-I1F01	500
320	洗涤洗液 2 阀	Z5-I1F02	500
321	洗涤洗液 3 阀	Z5-I1F03	500
322	洗涤洗液 4 阀	Z5-I1F04	500
323	洗涤洗液、清水切换 7 阀	Z5-I1F05	1100
324	废液针 1 外冲阀	Z5-I1F06	500
325	废液针 2 外冲阀	Z5-I1F07	500
326	废液针 3 外冲阀	Z5-I1F11	500
327	废液针 4 外冲阀	Z5-I1F13	500
328	样本针清水外冲阀	Z5-I1F08	600
329	试剂针清水外冲阀	Z5-I1F09	500
330	正压恒压控制阀	Z5-I1F10	500
331	废液双通电磁阀	Z5-I1F12	1100
332	清水切换阀	Z5-I1F16	1100
333	抓手 1 开启负压阀	Z5-C3F1-F	700
334	抓手 1 开启正压阀	Z5-C3F2-Z	700
335	抓手 1 真空泵	Z5-C3F3	1700
336	抓手 2 开启负压阀	Z5-C5F1-F	700
337	抓手 2 开启正压阀	Z5-C5F1-Z	700
338	抓手 2 真空泵	Z5-C5F3	1700
339	16 芯软排线 (40)	Y-FPC-1640-600	70

340	样本扫码头连接线	Z5-XL-03	450
341	12 芯软排线(20)	L-FPC-1220-50	60
342	12 芯软排线(20) 镀金	Y-FPC-1220-150J	70
343	6 芯软排线(20) 镀金	Y-FPC-620-85J	60
344	8 芯软排线(40) 镀金	Y-FPC-840-550J	70
345	8 芯软排线(40) 镀金	Y-FPC-840-430J	70
346	12 芯软排线(镀金)	Y-FPC-1240-290J	60
347	样本扫码组件	A5-02	2000
348	500 电源组件	J5-DY	3800
349	电脑组件	K5-011	7680
350	500 制冷组件	B5-01	8000
351	孵育电热带	Z5-E1WK1	300
352	洗涤液加热电热带	Z5-F1WK1	210
353	SMART500 系列年度维护包	Z5-WHB-01	1356
354	SMART500 系列半年度维护包	Z5-WHB-02	1072
355	盒装反应杯	Z5-FYB-01	71
356	测试平台	Z5-H5-01	4500
357	24V 转 12V5A 电源	Y-DCDC-24-12MW	900
358	液位报警电路板	Z5-IB2	600
359	洗涤吸废液针	Y-XDFYZ	600
360	反应杯托架	C5-1103_V05	700
361	检测开门电机	Z5-C10J3	820
362	试剂仓风扇	Z5-B1FS3	300
363	试剂仓温度探测传感器	Z5-B1C2	180
364	齿轮盘温度探测传感器	Z5-B1C3	450
365	样本管检测(发射)传感器	Z5-A2C2	150
366	样本管检测(接收)传感器	Z5-A2C3	180
367	环形同步带	Y-TBD-228XL-8X	80
368	电源转换器	Y-DCDC-24-12	180
369	DB2 到 DB3 连接线	Z5-XL-14	480
370	DB3 到 DB4 连接线	Z5-XL-15	570
371	加注水平运动传感器电路板	Z5-D9C1	300
372	DB5 到 DB6 连接线	Z5-XL-18	480
373	DB6 到 DB7 连接线	Z5-XL-19	570
374	洗涤针	Y-XDZ-05	500

375	洗涤底物泵	F5-02	4140
376	500 废液强排过滤器	X-GLQ-02	150
377	小车推臂电机	Z5-A2J1-M	420
378	试剂盘旋转电机	Z5-B1J1-M	2800
379	抓手 1Z 向升降电机	Z5-C3J1-M	1300
380	抓手 1Y 向电机	Z5-C1J1-M	1400
381	混匀 1 电机	Z5-F3J1	420
382	检测底物泵	G5-02	4860
383	洗涤升降电机	Z5-F1J2Y	1200
384	反应杯挡板	D5-3120	150
385	抓手检验工装	F5-9104	210
386	样本加注 Z 轴同步带	Y-TBD-240MXL-6X	150

3. 全自动化学发光测定

配件价格清单

序号	组件名称	组件型号	子件名称	规格型号	价格	备注
1	底物液泵组件	DWYB-001	底物液泵	V-07AEP06	2230	
2	冲洗泵组件	CXB-001	托马斯防腐蚀隔膜泵	53139044	630	
3			注射器	20722290	499.46	
4	电磁阀组件	DCF-001	电磁阀	LVMK202-5J	147	
5			哈美顿加样针	SZC202977-0346	1255	
6			蠕动泵软管	SC0336	57	
7	洗涤废液管组件	XFG-001	1/8 软管	ACF02007	27	1 套 1.2 米

附件 4

中标通知书

北京国泰建中管理咨询有限公司

中标通知书

招标编号: 011722Z-01-01-C02

国药器械(北京)医疗技术有限公司:

公用经费(在职)临床检验设备采购项目(第一包)评标工作已于2023年2月2结束,评标结果已在指定媒体公示。根据评标委员会评审结果,招标人最终确定贵单位为中标人。

中标金额: 2045000.00 元

大写金额: 贰佰零肆万伍仟元整

注意事项:

请贵单位在收到《中标通知书》30 日内,持本函与招标人签订合同。政府采购项目合同签订之日起2个工作日内,采购人将政府采购合同在指定媒体上公示。

招标人联系方式: 010-58043074

代理机构联系方式: 010-68001293

特此函告!

招标人: 北京市和平里医院

代理机构: 北京国泰建中管理咨询有限公司

日期: 2023 年 2 月 7 日

附件 5

全自动化学发光免疫分析仪注册证规格型号变更声明

注册证规格型号由 SMART 6500S, SMART 6500H 变更为 SMART 6500S, SMART 6500H,
SMART 6500 HOB。

针对北京市和平里医院提供的设备为 SMART 6500 HOB。

SMART6500HOB 与 SMART6500H 为同一台设备。

变更内容见下列注册证。

中华人民共和国医疗器械注册证

注册号：渝械注准20202220006

注册人名称	重庆科斯迈生物科技有限公司
注册人住所	重庆市北部新区高新园水星科技发展有限公司（水星）3区1楼2号
生产地址	重庆市北部新区高新园水星科技发展有限公司（水星）3区1楼2号、3区2楼2号、3区3楼2号、3区4楼2号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	全自动化学发光免疫分析仪
型号、规格	SMART 660HS、SMART 6600H
结构及组成	全自动化学发光免疫分析仪由样本系统、试剂系统、进杯系统、进液系统、孵育系统、洗涤系统、检测系统、管路系统、电控系统（含计算机）及操作软件组成；其中，操作软件为控制富软件组件。
适用范围	该产品采用基于AMPPD和碱性磷酸酶的新型化学发光免疫分析技术，基于FRET原理的直读化学发光原理，与配套的检测试剂共同使用，在临床上对临床样本的血清或血浆中的被分析物进行定量检测，包括肿瘤标志物类、激素类、蛋白类、自身抗体类检测项目。
附件	产品技术要求
其他内容	无
备注	首次注册

审批部门：重庆市药品监督管理局

批准日期：2020年01月08日

有效期至：2025年01月08日

（检验用印章）

注册专用章

中华人民共和国
医疗器械注册变更文件

注册证编号：渝械注准 20202220006

产品名称	全自动化学发光免疫分析仪
变更内容	登记事项变更： 生产地址变更：由“重庆市北部新区高新园水星科技发展有限公司（水星）2区1楼2号、2区3楼2号、2区5楼2号、2区6楼2号”变更为“重庆市北部新区高新园水星科技发展有限公司（水星）2区1楼2号、2区2楼1号、2区3楼2号、2区4楼2号、2区5楼2号、2区6楼2号”。
备 注	本文件与“渝械注准 20202220006”注册证同时使用。

审批部门：重庆市药品监督管理局

批准日期：2020年8月28日

中华人民共和国
医疗器械注册变更文件

注册证编号：渝械注准 20202220006

产品名称	全自动化化学发光分析仪
变更内容	许可事项变更：1、型号规格变更：由“SMART 6500H、SMART 6500S”变更为“SMART 6500H、SMART 6500S、SMART 6500 HOB”。2、适用范围变更：由“该产品采用基于 AMPPD 和碱性磷酸酶的间接化学发光原理和基于吖啶酯的直接化学发光原理，与配套的检测试剂共同使用，在临床上对来自人体的血清或血浆中的被分析物进行定量检测，包括肿瘤标志物类、激素类、蛋白质类、自身抗体类项目”变更为“该产品采用基于 AMPPD 和碱性磷酸酶的间接化学发光原理和基于吖啶酯的直接化学发光原理，与配套的检测试剂共同使用，在临床上对来自人体血清或血浆中的被分析物进行定量检测或定性检测，包括肿瘤标志物、激素类、蛋白质类、自身抗体类和感染性疾病类检测项目”。3、产品技术要求变更。4、产品说明书变更。
备注	本文件与“渝械注准 20202220006”注册证共同使用。

审批部门：重庆市药品监督管理局

批准日期：2020年08月06日




中华人民共和国
医疗器械变更备案文件

注册证编号：渝械注准 20202220006

产品名称	全自动化学发光免疫分析仪
变更内容	“生产地址：重庆市北部新区高新园水星科技发展中心（水星）2区1楼2号、2区2楼1号、2区3楼2号、2区4楼2号、2区5楼2号、2区6楼2号”变更为“生产地址：重庆市北部新区高新园水星科技发展中心（水星）2区1楼1号、2区1楼2号、2区2楼1号、2区3楼2号、2区4楼2号、2区6楼2号” 该复印件仅用于客户备案使用，再次复印无效。
备注	本文件与“渝械注准 20202220006”医疗器械注册证共同使用。

审批部门：重庆市药品监督管理局

批准日期：2022年07月26日



扫描全能王 创建