

主要标的信息情况表

序号	分项名称	品牌	规格、型号	单价（元）	数量
1	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率：0.1cm，误差：±1%，体重量程：5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差：±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	1 套
2	皮尺	汇信	规格：纤维卷尺，长 100 米、型号：HX-JC100	130	2 卷
3	大直角尺	汇信	规格：不锈钢材质，500mm、型号：HX-AJC	45	2 把
4	秒表	天福	规格：82.2*62.3*23mm、型号：PC3860	140	2 块
5	坐位体前屈测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率：0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	1 套
6	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率：0.1cm，误差：±1%，体重量程：5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差：±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	1 套
7	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率：0.1cm，误差：±1%，体重量程：5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差：±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	2 套
8	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴，型号：CSTF-FH	6150	2 套
9	坐位体前屈测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率：0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	2 套
10	仰卧起坐测试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次；误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	2 套
11	50 米跑测试仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s；分辨率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	2 套
12	跳绳测试仪	好体知	规格：量程 1-500 次 分度值：1 次；误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳，型号：CSTF-TS	7030	2 套
13	▲跑步测试仪（50*8 往返跑）	好体知	规格：可测试 50 米*8 往返跑，型号：CSTF-PB	12300	2 套
14	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、型号：FJBSB	270	2 个
15	数据采集上报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护，型号：V1.2	1080	2 个
16	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	2 个
17	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率：0.1cm，误差：±1%，体重量程：5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差：±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	2 套
18	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴，	6150	2 套

			型号: CSTF-FH		
19	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	4 套
20	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	4 套
21	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	2 套
22	跳绳测试仪	好体知	规格: 量程 1-500 次 分度值: 1 次; 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳, 型号: CSTF-TS	7030	2 套
23	▲跑步测试仪 (50*8 往返跑)	好体知	规格: 可测试 50 米*8 往返跑, 型号: CSTF-PB	12300	2 套
24	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	2 个
25	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
26	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
27	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm , 误差: ±1%, 体重量程: 5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST	10550	2 套
28	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: ±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	2 套
29	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	2 套
30	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	2 套
31	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	2 套
32	▲跑步测试仪 (50*8 往返跑)	好体知	规格: 可测试 50 米*8 往返跑, 型号: CSTF-PB	12300	2 套
33	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	2 个
34	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
35	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
36	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm , 误差: ±1%, 体重量程: 5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST	10550	1 套
37	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	1 套
38	握力测试仪	好体知	规格: 量程: 5~99.9kgf, 精度: 0.3kgf, 分辨率: 0.1kgf、型号: CSTF-WL	4125	1 套

39	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、 型号：CSTF-FJ	270	1 个
40	数据采集上 报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护，型号：V1.2	1080	1 个
41	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	1 个
42	身高体重测 试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率： 0.1cm，误差：±1%，体重量程： 5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差： ±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	2 套
43	肺活量测试 仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴， 型号：CSTF-FH	6150	2 套
44	坐位体前屈 测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率： 0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	2 套
45	仰卧起坐测 试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次； 误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	2 套
46	50 米跑测试 仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s；分辨 率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	1 套
47	跳绳测试仪	好体知	规格：量程 1-500 次 分度值：1 次； 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳，型 号：CSTF-TS	7030	2 套
48	▲跑步测试 仪（50*8 往返 跑）	好体知	规格：可测试 50 米*8 往返跑，型号： CSTF-PB	12300	1 套
49	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、 型号：CSTF-FJ	270	1 个
50	数据采集上 报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护，型号：V1.2	1080	1 个
51	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	1 个
52	身高体重测 试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率： 0.1cm，误差：±1%，体重量程： 5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差： ±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	1 套
53	肺活量测试 仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴， 型号：CSTF-FH	6150	1 套
54	坐位体前屈 测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率： 0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	1 套
55	仰卧起坐测 试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次； 误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	1 套
56	50 米跑测试 仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s；分辨 率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	1 套
57	跳绳测试仪	好体知	规格：量程 1-500 次 分度值：1 次； 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳，型 号：CSTF-TS	7030	1 套
58	▲跑步测试 仪（50*8 往返 跑）	好体知	规格：可测试 50 米*8 往返跑，型号： CSTF-PB	12300	1 套

59	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、 型号：CSTF-FJ	270	1 个
60	数据采集上报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护，型号：V1.2	1080	1 个
61	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	1 个
62	仰卧起坐测试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次； 误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	5 套
63	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴， 型号：CSTF-FH	6150	5 套
64	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率： 0.1cm，误差：±1%，体重量程： 5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差： ±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	3 套
65	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、 型号：CSTF-FJ	270	1 个
66	数据采集上报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护，型号：V1.2	1080	1 个
67	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	1 个
68	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率： 0.1cm，误差：±1%，体重量程： 5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差： ±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	2 套
69	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴， 型号：CSTF-FH	6150	2 套
70	坐位体前屈测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率： 0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	2 套
71	仰卧起坐测试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次； 误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	2 套
72	50 米跑测试仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s；分辨 率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	2 套
73	跳绳测试仪	好体知	规格：量程 1-500 次 分度值：1 次； 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳，型 号：CSTF-TS	7030	2 套
74	▲跑步测试仪（50*8 往返跑）	好体知	规格：可测试 50 米*8 往返跑，型号： CSTF-PB	12300	2 套
75	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、 型号：CSTF-FJ	270	2 个
76	数据采集上报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护，型号：V1.2	1080	2 个
77	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	2 个
78	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率： 0.1cm，误差：±1%，体重量程： 5kg-180kg，分辨率：0.1kg，误差： ±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	2 套
79	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴， 型号：CSTF-FH	6150	4 套

80	坐位体前屈测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率：0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	4 套
81	仰卧起坐测试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次；误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	4 套
82	50 米跑测试仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s ；分辨率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	2 套
83	跳绳测试仪	好体知	规格：量程 1-500 次 分度值：1 次；误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳，型号：CSTF-TS	7030	2 套
84	▲跑步测试仪（50*8 往返跑）	好体知	规格：可测试 50 米*8 往返跑，型号：CSTF-PB	12300	2 套
85	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、型号：CSTF-FJ	270	2 个
86	数据采集上报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护，型号：V1.2	1080	2 个
87	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	2 个
88	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率：0.1cm ， 误差：±1%，体重量程：5kg-180kg ， 分辨率：0.1kg ， 误差：±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	1 套
89	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴，型号：CSTF-FH	6150	5 套
90	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、型号：CSTF-FJ	270	1 个
91	数据采集上报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护，型号：V1.2	1080	1 个
92	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	1 个
93	身高体重测试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm，分辨率：0.1cm ， 误差：±1%，体重量程：5kg-180kg ， 分辨率：0.1kg ， 误差：±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	3 套
94	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴，型号：CSTF-FH	6150	3 套
95	坐位体前屈测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率：0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	3 套
96	仰卧起坐测试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次；误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	3 套
97	50 米跑测试仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s ；分辨率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	3 套
98	握力测试仪	好体知	规格：量程：5~99.9kgf，精度：0.3kgf，分辨率：0.1kgf、型号：CSTF-WL	4125	3 套
99	跳绳测试仪	好体知	规格：量程 1-500 次 分度值：1 次；误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳，型	7030	3 套

			号: CSTF-TS		
100	▲跑步测试仪 (50*8 往返跑)	好体知	规格: 可测试 50 米*8 往返跑, 型号: CSTF-PB	12300	3 套
101	立定跳远测试仪	好体知	规格: 量程: 90~300cm 分度值: 1cm 误差: ±1cm、型号: CSTF-TY	15780	3 套
102	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、 型号: CSTF-FJ	270	3 个
103	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	3 个
104	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	3 个
105	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm, 误差: ±1%, 体重量程: 5kg-180kg, 分辨率: 0.1kg, 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST	10550	2 套
106	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: ±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	4 套
107	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	2 套
108	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	4 套
109	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s; 分辨 率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	2 套
110	跳绳测试仪	好体知	规格: 量程 1-500 次 分度值: 1 次; 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳, 型 号: CSTF-TS	7030	2 套
111	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、 型号: CSTF-FJ	270	2 个
112	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
113	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
114	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm, 误差: ±1%, 体重量程: 5kg-180kg, 分辨率: 0.1kg, 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST	10550	2 套
115	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: ±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	2 套
116	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	2 套
117	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	2 套
118	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s; 分辨 率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	2 套
119	跳绳测试仪	好体知	规格: 量程 1-500 次 分度值: 1 次; 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳, 型 号: CSTF-TS	7030	2 套
120	▲跑步测试	好体知	规格: 可测试 50 米*8 往返跑, 型号:	12300	2 套

	仪(50*8 往返跑)		CSTF-PB		
121	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	2 个
122	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
123	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
124	握力测试仪	好体知	规格: 量程: 5~99.9kgf, 精度: 0.3kgf, 分辨率: 0.1kgf、型号: CSTF-WL	4125	10 套
125	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm, 误差: $\pm 1\%$, 体重量程: 5kg-180kg, 分辨率: 0.1kg, 误差: $\pm 0.2\%$ 、型号: CSTF-ST	10550	2 套
126	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次、型号: CSTF-YW	8745	10 套
127	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ± 0.1 cm、型号: CSTF-TQ	7950	8 套
128	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	1 个
129	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	1 个
130	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	1 个
131	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm, 误差: $\pm 1\%$, 体重量程: 5kg-180kg, 分辨率: 0.1kg, 误差: $\pm 0.2\%$ 、型号: CSTF-ST	10550	1 套
132	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: $\pm 1.5\%$ 、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	1 套
133	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ± 0.1 cm、型号: CSTF-TQ	7950	1 套
134	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次、型号: CSTF-YW	8745	1 套
135	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	1 套
136	跳绳测试仪	好体知	规格: 量程 1-500 次 分度值: 1 次; 误差 ± 1 次、配备不少于 5 根跳绳, 型号: CSTF-TS	7030	1 套
137	▲跑步测试仪(50*8 往返跑)	好体知	规格: 可测试 50 米*8 往返跑, 型号: CSTF-PB	12300	1 套
138	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	1 个
139	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	1 个
140	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	1 个
141	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm, 误差: $\pm 1\%$, 体重量程:	10550	1 套

			5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST		
142	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: ±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	1 套
143	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	1 套
144	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	1 套
145	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	1 套
146	跳绳测试仪	好体知	规格: 量程 1-500 次 分度值: 1 次; 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳, 型号: CSTF-TS	7030	1 套
147	▲跑步测试仪 (50*8 往返跑)	好体知	规格: 可测试 50 米*8 往返跑, 型号: CSTF-PB	12300	1 套
148	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、 型号: CSTF-FJ	270	1 个
149	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	1 个
150	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	1 个
151	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm , 误差: ±1%, 体重量程: 5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST	10550	3 套
152	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: ±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	3 套
153	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	3 套
154	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	3 套
155	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	3 套
156	跳绳测试仪	好体知	规格: 量程 1-500 次 分度值: 1 次; 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳, 型号: CSTF-TS	7030	3 套
157	跑步测试仪 (50*8 往返跑)	好体知	规格: 可测试 50 米*8 往返跑, 型号: CSTF-PB	12300	3 套
158	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、 型号: CSTF-FJ	270	1 个
159	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	1 个
160	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	1 个
161	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm , 误差: ±1%, 体重量程: 5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST	10550	2 套

162	肺活量测试仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴， 型号：CSTF-FH	6150	2 套
163	坐位体前屈测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率： 0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	2 套
164	仰卧起坐测试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次； 误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	2 套
165	50 米跑测试仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s ； 分辨 率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	2 套
166	跳绳测试仪	好体知	规格：量程 1-500 次 分度值：1 次； 误差±1 次、配备不少于 5 根跳绳，型 号：CSTF-TS	7030	2 套
167	跑步测试仪 (50*8 往返跑)	好体知	规格：可测试 50 米*8 往返跑，型号： CSTF-PB	12300	2 套
168	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、 型号：CSTF-FJ	270	1 个
169	数据采集上 报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护，型号：V1.2	1080	1 个
170	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	1 个
171	身高体重测 试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm， 分辨率： 0.1cm ， 误差：±1%，体重量程： 5kg-180kg ， 分辨率：0.1kg ， 误差： ±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	1 套
172	肺活量测试 仪	好体知	规格：量程：100~9999mL 分辨率：1mL 误差：±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴， 型号：CSTF-FH	6150	1 套
173	坐位体前屈 测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率： 0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	1 套
174	仰卧起坐测 试仪	好体知	规格：量程：0~99 分辨率：1 次； 误差：±1 次、型号：CSTF-YW	8745	1 套
175	引体向上测 试仪	好体知	规格：：量程：0~99；分辨率：1 次； 误 差：±1 次、型号：CSTF-YT	9500	1 套
176	50 米跑测试 仪	好体知	规格：2 人测，量程：0~999s ； 分辨 率：1s；误差：1%、型号：CSTF-WF	9350	1 套
177	立定跳远测 试仪	好体知	规格：量程：90~300cm 分度值：1cm 误差：±1cm、型号：CSTF-TY	15780	1 套
178	中长跑测试 仪	好体知	规格：量程：1~3599.9S；分度值：0.01S 误差：0、型号：CSTF-ZC	51085	1 套
179	附件包	好体知	规格：用于有线传输设备连接电脑使用、 型号：CSTF-FJ	270	1 个
180	数据采集上 报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护，型号：V1.2	1080	1 个
181	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	1 个
182	坐位体前屈 测试仪	好体知	规格：量程：-20 ~ 35cm 分辨率： 0.1cm 误差：±0.1cm、型号：CSTF-TQ	7950	2 套
183	身高体重测 试仪	好体知	规格：身高量程：90cm-210cm， 分辨率： 0.1cm ， 误差：±1%，体重量程： 5kg-180kg ， 分辨率：0.1kg ， 误差： ±0.2%、型号：CSTF-ST	10550	2 套

184	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: $\pm 1.5\%$ 、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	2 套
185	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次、型号: CSTF-YW	8745	2 套
186	引体向上测试仪	好体知	规格: : 量程: 0~99; 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次、型号: CSTF-YT	9500	2 套
187	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	2 套
188	立定跳远测试仪	好体知	规格: 量程: 90~300cm 分度值: 1cm 误差: ± 1 cm、型号: CSTF-TY	15780	2 套
189	中长跑测试仪	好体知	规格: 量程: 1~3599.9S; 分度值: 0.01S 误差: 0、型号: CSTF-ZC	51085	2 套
190	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、 型号: CSTF-FJ	270	2 个
191	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
192	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
193	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm , 误差: $\pm 1\%$, 体重量程: 5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: $\pm 0.2\%$ 、型号: CSTF-ST	10550	3 套
194	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: $\pm 1.5\%$ 、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	5 套
195	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ± 0.1 cm、型号: CSTF-TQ	7950	5 套
196	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次、型号: CSTF-YW	8745	5 套
197	引体向上测试仪	好体知	规格: : 量程: 0~99; 分辨率: 1 次; 误差: ± 1 次、型号: CSTF-YT	9500	2 套
198	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	3 套
199	立定跳远测试仪	好体知	规格: 量程: 90~300cm 分度值: 1cm 误差: ± 1 cm、型号: CSTF-TY	15780	2 套
200	中长跑测试仪	好体知	规格: 量程: 1~3599.9S; 分度值: 0.01S 误差: 0、型号: CSTF-ZC	51085	2 套
201	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、 型号: CSTF-FJ	270	2 个
202	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含 系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
203	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输 距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
204	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm , 误差: $\pm 1\%$, 体重量程: 5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: $\pm 0.2\%$ 、型号: CSTF-ST	10550	3 套
205	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: $\pm 1.5\%$ 、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	6 套
206	坐位体前屈	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率:	7950	6 套

	测试仪		0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ		
207	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	10 套
208	引体向上测试仪	好体知	规格: :量程:0~99; 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YT	9500	2 套
209	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	2 套
210	立定跳远测试仪	好体知	规格: 量程: 90~300cm 分度值: 1cm 误差: ±1cm、型号: CSTF-TY	15780	2 套
211	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	2 个
212	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
213	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
214	身高体重测试仪	好体知	规格: 身高量程: 90cm-210cm, 分辨率: 0.1cm , 误差: ±1%, 体重量程: 5kg-180kg , 分辨率: 0.1kg , 误差: ±0.2%、型号: CSTF-ST	10550	2 套
215	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: ±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	6 套
216	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	6 套
217	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	6 套
218	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	2 个
219	数据采集上报软件	好体知	规格: 信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护, 型号: V1.2	1080	2 个
220	无线集线器	好体知	规格: 无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上, 型号: CSTF-WXJX	820	2 个
221	肺活量测试仪	好体知	规格: 量程: 100~9999mL 分辨率: 1mL 误差: ±1.5%、配备不少于 20 个吹嘴, 型号: CSTF-FH	6150	4 套
222	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	3 套
223	仰卧起坐测试仪	好体知	规格: 量程: 0~99 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YW	8745	15 套
224	立定跳远测试仪	好体知	规格: 量程: 90~300cm 分度值: 1cm 误差: ±1cm、型号: CSTF-TY	15780	6 套
225	引体向上测试仪	好体知	规格: :量程:0~99; 分辨率: 1 次; 误差: ±1 次、型号: CSTF-YT	9500	3 套
226	50 米跑测试仪	好体知	规格: 2 人测, 量程: 0~999s ; 分辨率: 1s; 误差: 1%、型号: CSTF-WF	9350	5 套
227	跳绳测试仪	好体知	规格: 量程 1-500 次 分度值: 1 次; 误差 ±1 次、配备不少于 5 根跳绳, 型号: CSTF-TS	7030	1 套
228	坐位体前屈测试仪	好体知	规格: 量程: -20 ~ 35cm 分辨率: 0.1cm 误差: ±0.1cm、型号: CSTF-TQ	7950	10 套
229	附件包	好体知	规格: 用于有线传输设备连接电脑使用、型号: CSTF-FJ	270	2 个

230	数据采集上报软件	好体知	规格：信息导入、导出和录入功能、含系统升级、维护，型号：V1.2	1080	2 个
231	无线集线器	好体知	规格：无线数据接收及传输功能、传输距离 1000 米以上，型号：CSTF-WXJX	820	2 个