采购需求

一、采购标的

1.货物需求一览表

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
1	1-1	脂蛋白（a)校准品	否	12	支	550.70	否
	1-2	总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)	否	4	盒	73.00	否
	1-3	总蛋白（TP)测定试剂盒（双缩脲法）	否	19	盒	115.60	否
	1-4	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）	否	4	盒	73.50	否
	1-5	CD80 生化分析仪用清洗液	否	20	箱	2,010.90	否
	1-6	生化免疫分析仪用清洗液 A	否	54	盒	208.70	否
	1-7	生化免疫分析仪用清洗液 B	否	65	盒	208.70	否
	1-8	生化复合定值质控品（水平 2）	否	210	支	152.80	否
	1-9	生化复合定值质控品（水平 1）	否	210	支	152.80	否
	1-10	前白蛋白校准品	否	8	支	305.70	否
	1-11	β2-微球蛋白（β2-M3）质控品	否	6	盒	223.40	否
	1-12	胱抑素 C（CysC）质控品	否	6	套	223.40	否
	1-13	脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品	否	25	盒	1,383.70	否
	1-14	同型半胱氨酸（HCY）质控品	否	24	支	196.00	否
	1-15	脂类校准品	否	80	支	176.40	否
	1-16	常规生化复合校准品	否	113	支	135.20	否

1-17	a-淀粉酶（α一AMY）测定试剂盒（连续监测法）	否	5	盒	2,116.80	否
1-18	r-谷氨酰转移酶（r-GT)测定试剂盒（IFCC法）	否	11	盒	806.50	否
1-19	乳酸脱氢酶（LDH)测定试剂盒（IFCC法）	否	12	盒	241.00	否
1-20	总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法）	否	16	盒	3,031.10	否
1-21	胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	否	5	盒	4,667.70	否
1-22	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	否	5	盒	1,776.70	否
1-23	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP缓冲液法）	否	13	盒	490.90	否
1-24	a-羟丁酸脱氢酶（a-HBDH)测定试剂盒（DGKC法）	否	10	盒	306.70	否
1-25	肌酸激酶同工酶（CK-MB)测定试剂盒（免疫抑制法）	否	13	盒	2,126.60	否
1-26	肌酸激酶（CK)测定试剂盒（IFCC法）	否	13	盒	617.40	否
1-27	镁（Me）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）	否	4	盒	133.20	否
1-28	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	否	4	盒	477.20	否
1-29	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法）	否	4	盒	89.10	否
1-30	同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法）1	否	10	盒	12,700.00	否
1-31	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	否	16	盒	248.90	否
1-32	脂蛋白（a）[LP(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	5	盒	5,058.70	否

	1-33	载脂蛋白 B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	6	盒	1,390.60	否
	1-34	载脂蛋白 A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	6	盒	1,390.60	否
	1-35	甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法）	否	17	盒	846.70	否
	1-36	总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法）	否	18	盒	412.50	否
	1-37	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)测定试剂盒（直接法）	否	20	盒	3,059.50	否
	1-38	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)测定试剂盒（直接法）	否	20	盒	1,994.30	否
	1-39	尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法）	否	20	盒	469.40	否
	1-40	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	否	22	盒	2,885.10	否
	1-41	前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	42	盒	547.80	否
	1-42	直接胆红素（D-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	否	20	盒	388.00	否
	1-43	总胆红素（T-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	否	32	盒	388.00	否
	1-44	白蛋白（ALB）测定试剂盒（澳甲酚绿法）	否	13	盒	115.60	否
	1-45	天门冬氨酸氨基转移酶（AST)测定试剂盒（IFCC 法）	否	19	盒	330.20	否
	1-46	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC 法）	否	23	盒	330.20	否
	1-47	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC 法)	否	13	盒	96.44	否

	1-48	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC 法)	否	13	盒	100.46	否
	1-49	碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP 缓冲液法)	否	10	盒	150.63	否
	1-50	γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC 法)	否	10	盒	241.10	否
	1-51	乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC 法)	否	6	盒	146.67	否
	1-52	白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法)	否	10	盒	40.00	否
	1-53	总蛋白(TP)测定试剂盒（双缩脲法）	否	10	盒	46.45	否
	1-54	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)	否	12	盒	121.35	否
	1-55	尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法)	否	12	盒	138.74	否
	1-56	总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	否	15	盒	178.38	否
	1-57	直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	否	10	盒	178.38	否
	1-58	总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法)	否	20	盒	855.74	否
	1-59	总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法)	否	12	盒	140.00	否
	1-60	甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法)	否	10	盒	293.33	否
	1-61	肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)	否	20	盒	525.38	否
	1-62	肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)	否	10	盒	247.16	否
	1-63	肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)	否	10	盒	907.16	否
	1-64	镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)	否	5	盒	118.40	否
	1-65	无机磷（P)测定试剂盒（磷钼酸法）	否	6	盒	50.84	否

	1-66	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法)	否	35	盒	255.99	否
	1-67	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法)	否	37	盒	399.02	否
	1-68	载脂蛋白 A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	否	8	盒	307.84	否
	1-69	载脂蛋白 B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	否	6	盒	305.09	否
	1-70	脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	8	盒	604.17	否
	1-71	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	否	20	盒	284.35	否
	1-72	α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法)	否	5	盒	466.67	否
	1-73	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC 法)	否	5	盒	249.92	否
	1-74	葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)	否	10	盒	90.41	否
	1-75	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	否	4	盒	200.00	否
	1-76	转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	否	3	盒	1,356.00	否
	1-77	胱抑素 C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	3	盒	1,560.00	否
	1-78	β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	否	3	盒	862.00	否
	1-79	同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法)2	否	12	盒	1,815.00	否
	1-80	肌酸激酶同工酶校准品	否	10	盒	635.00	否
	1-81	麦康凯琼脂培养基	否	300	块	4.80	否
	1-82	营养琼脂培养基	否	870	块	4.80	否

1-83	革兰氏染色液（快速法）	否	5	盒	350.00	否
1-84	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基	否	35	块	5.50	否
1-85	哥伦比亚血琼脂培养基	否	270	块	4.80	否
1-86	沙门志贺（SS）琼脂培养基	否	30	块	4.80	否
1-87	复方中和增菌培养基	否	45	盒	160.00	否
1-88	微生物药敏试纸（扩散法<K-B 法>）	否	3	瓶	65.00	否
1-89	抗酸染色液（冷染法）	否	3	盒	350.00	否
1-90	专用油镜油	否	2	盒	320.00	否
1-91	沙门氏菌属诊断血清	否	2	盒	120.00	否
1-92	志贺氏菌属诊断血清（四种多价）	否	2	盒	120.00	否
1-93	微生物(肠杆菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	5	盒	460.00	否
1-94	微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	4	盒	460.00	否
1-95	微生物(葡萄球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	2	盒	460.00	否
1-96	微生物(链/肠球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	否	2	盒	460.00	否
1-97	微生物(真菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/浊法)	否	20	盒	460.00	否
1-98	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	否	2	箱	1,140.00	否
1-99	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	否	2	箱	1,140.00	否
1-100	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	否	3	箱	1,140.00	否
1-101	复方中和增菌培养基	否	3	盒	180.00	否
1-102	醛类中和增菌培养基	否	3	箱	180.00	否
1-103	一次性灭菌规格板	否	3	盒	200.00	否
1-104	样本收集器	否	3	箱	50.00	否

	1-105	一次性庆大霉素琼脂培养基	否	570	块	4.40	否
	1-106	0139 霍乱弧菌诊断血清	否	5	瓶	313.60	否
	1-107	01 群霍乱弧菌诊断血清	否	5	盒	313.60	否
	1-108	碱性蛋白胨水培养基	否	50	支	6.60	否
	1-109	巴氏染色液 EA-36	否	4	盒	586.00	否
	1-110	针清洗液	否	5	盒	124.00	否

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	**属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材**
2	2-1	HAV IgM质控品	否	5	支	68.60	否
	2-2	电极清洁液(蛋白酶)	否	12	盒	285.00	否
	2-3	糖化血红蛋白校准品	否	6	盒	980.00	否
	2-4	血细胞分析用溶血剂	否	40	瓶	930.00	否
	2-5	血细胞分析用溶血剂	否	15	箱	2,500.00	否
	2-6	血细胞分析用溶血剂	否	15	箱	813.00	否
	2-7	血细胞分析用染色液	否	20	盒	3,100.00	否
	2-8	血细胞分析用染色液	否	19	盒	2,308.00	否
	2-9	样本稀释液	否	5	箱	2,500.00	否
	2-10	血细胞分析仪用质控物（光学法）	否	15	支	200.00	否
	2-11	C-反应蛋白（CRP）校准品	否	5	盒	570.00	否
	2-12	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	否	85	盒	340.00	否
	2-13	糖化血红蛋白质控品	否	78	盒	550.00	否
	2-14	待测物清洗液	否	21	瓶	234.00	否
	2-15	N-端脑利钠肽前体检测试剂盒 （干式免疫荧光法）	否	60	盒	1,739.00	否
	2-16	降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法）	否	30	盒	902.00	否

2-17	肺炎支原体 IgM 抗体、肺炎衣原体 IgM 抗体、呼吸道合胞病毒 IgM 抗体、腺病毒 IgM 抗体、柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体联合检测试剂盒（胶体金法）	否	32	盒	3,705.00	否
2-18	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）	否	90	盒	2,482.00	否
2-19	纤维蛋白（原）降解产物(FDP)质控品	否	2	盒	1,235.00	否
2-20	纤维蛋白（原）降解产物(FDP)质控品	否	2	盒	1,235.00	否
2-21	纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法）	否	2	盒	2,403.00	否
2-22	钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法)	否	4	盒	560.00	否
2-23	糖化血红蛋白分析用洗脱液 1	否	18	袋	4,104.00	否
2-24	糖化血红蛋白分析用洗脱液 2	否	26	箱	741.00	否
2-25	糖化血红蛋白溶血剂 Hemolysis Solution	否	36	箱	2,850.00	否
2-26	纤维蛋白（原）降解产物（FDP)校准品	否	2	箱	1,482.00	否

2-27	XLC(X1)清洗液	否	21	盒	1,157.00	否
2-28	XLC(X2)清洗液	否	8	箱	1,649.00	否
2-29	D-二聚体质控品	否	6	盒	1,235.00	否
2-30	D-二聚体校准品	否	1	盒	1,482.00	否
2-31	凝血质控品 1	否	15	盒	865.00	否
2-32	凝血质控品 2	否	15	盒	865.00	否
2-33	D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）	否	23	盒	3,116.00	否
2-34	D-二聚体质控品	否	7	盒	1,235.00	否
2-35	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）	否	11	盒	431.00	否
2-36	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）	否	15	盒	239.00	否
2-37	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（CLAUSS法）	否	20	盒	671.00	否
2-38	纤维蛋白原（FIB）校准品	否	1	盒	865.00	否
2-39	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）	否	16	盒	288.00	否
2-40	尿液分析试纸条（干化学法）	否	190	盒	160.00	否
2-41	谷丙转氨酶测试条(干式化学法)	否	11	盒	380.00	否
2-42	尿液分析用鞘液	否	11	盒	5,000.00	否
2-43	尿液干化学分析质控物	否	51	箱	115.00	否

2-44	尿液有形成分分析仪用质控物	否	43	盒	115.00	否
2-45	肺炎支原体 IgM 抗体检测试剂（胶体金法）	否	568	瓶	220.00	否
2-46	大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）	否	97	盒	70.00	否
2-47	A 群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	否	5	袋	165.00	否
2-48	粪便隐血（FOB）非定值质控品	否	2	盒	800.00	否
2-49	粪便分析仪浓缩清洗液	否	3	盒	280.00	否
2-50	粪便分析仪清洗液	否	3	瓶	315.00	否
2-51	阴道炎联合检测试剂盒（干化学酶法）	否	8	瓶	2,428.00	否
2-52	阴道炎联检质控品	否	2	盒	780.00	否
2-53	血气生化试剂包	否	15	盒	500.00	否
2-54	血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法）	否	30	盒	1,450.00	否
2-55	电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法）	否	68	盒	646.00	否
2-56	电极内充液（普通电极用）	否	4	套	140.00	否
2-57	参比液（离子选择电极法）	否	2	瓶	140.00	否
2-58	血细胞分析用稀释液	否	213	瓶	240.00	否

2-59	血细胞分析仪用校准物（光学法）	否	14	箱	613.00	否
2-60	血细胞分析仪用质控物 1（光学法）	否	69	支	364.00	否
2-61	血细胞分析仪用质控物 2（光学法）	否	69	支	364.00	否
2-62	血细胞分析仪用质控物 3（光学法）	否	69	支	364.00	否
2-63	超敏 C 反应蛋白（hs—CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	否	89	支	1,674.00	否
2-64	血细胞分析用溶血剂 1	否	54	盒	500.00	否
2-65	血细胞分析用溶血剂 2	否	23	盒	440.00	否
2-66	血细胞分析用溶血剂 3	否	13	瓶	1,060.00	否
2-67	血细胞分析用溶血剂 4	否	17	瓶	590.00	否
2-68	血细胞分析用溶血剂 5	否	4	瓶	1,180.00	否
2-69	血细胞分析仪用质控物 4（光学法）	否	15	瓶	200.00	否
2-70	血细胞分析仪用质控物 5（光学法）	否	15	支	200.00	否
2-71	血细胞分析用溶血剂 6	否	44	支	500.00	否
2-72	超敏 C 反应蛋白（hS-CRP)测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	否	65	盒	1,900.00	否

2-73	血细胞分析用溶血剂 7	否	13	盒	930.00	否
2-74	血细胞分析用溶血剂 8	否	11	瓶	2,500.00	否
2-75	血细胞分析用染色液 1	否	29	箱	3,100.00	否
2-76	探头清洁液	否	11	盒	80.00	否
2-77	血细胞分析用溶血剂 9	否	12	瓶	813.00	否
2-78	血细胞分析用染色液 2	否	30	箱	2,308.00	否
2-79	HBeAg 标准物质 4NCU	否	10	盒	68.60	否
2-80	HBsAg 标准物质 4IU	否	10	支	68.60	否
2-81	HEV IgM 标准物质	否	10	支	137.20	否
2-82	RhD（IgM）血型定型试剂	否	10	支	229.30	否
2-83	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	1260	盒	4.40	否
2-84	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	130	人份	130.30	否
2-85	抗 HBcAb 标准物质 2IU	否	5	盒	68.60	否
2-86	抗 HBeAb 标准物质 8NCU	否	10	支	68.60	否
2-87	抗 HCV 标准物质 8NCU	否	10	支	68.60	否
2-88	抗 HIV-I 标准物质	否	10	支	107.80	否
2-89	抗 TP 标准物质 80mIU/ml	否	10	支	68.60	否
2-90	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	2650	支	8.80	否
2-91	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2 型）抗体检测	否	1150	人份	6.80	否

	试剂盒（胶体金法）					
2-92	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(乳胶法)	否	40	人份	7.35	否
2-93	抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定试剂盒(胶乳凝集法)	否	5	盒	150.00	否
2-94	类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳凝集法)	否	5	盒	150.00	否
2-95	C-反应蛋白质控品	否	7	盒	2,137.00	否
2-96	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸	否	1000	盒	0.60	否
2-97	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）	否	116	人份	167.50	否
2-98	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法）HBV	否	1700	盒	7.40	否
2-99	阴性质控品（A）	否	10	人份	68.60	否
2-100	电极活化液	否	3	支	140.00	否
2-101	清洗液C	否	3	瓶	140.00	否
2-102	血细胞分析用稀释液	否	213	瓶	240.00	否
2-103	多项目尿液化学分析控制品	否	5	箱	790.00	否
2-104	尿液分析试纸条	否	100	盒	205.00	否
2-105	尿液有形成分分析仪试剂包	否	16	盒	3,150.00	否

	2-106	尿液有形成分分析仪质控物	否	5	盒	880.00	是
	2-107	微量白蛋白（mALB）质控品	否	15	盒	90.00	否
	2-108	微量白蛋白（mALB）测定试剂盒（散射比浊法）	否	42	盒	980.00	否
	2-109	微量白蛋白（mALB）校准品	否	11	盒	60.00	否
	2-110	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	否	45	盒	50.00	否
	2-111	肌酐（CREA）校准品	否	10	盒	60.00	否
	2-112	肌酐（CREA）质控品	否	12	盒	90.00	否
	2-113	待测物清洗液	否	9	盒	900.00	否
	2-114	胃幽门螺杆菌检测试剂盒（脲酶法）	否	**120**	盒	3.30	是
	2-115	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒	否	2500	人份	3.90	是

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材
3	3-1	离子清洗液	否	5	瓶	325.00	否
	3-2	吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法）	否	10	盒	6,096.00	否
	3-3	抗核抗体谱（ANA）检测试剂盒（免疫印迹法）	否	5	盒	5,575.20	否
	3-4	系统清洗液	否	5	盒	1,040.00	否
	3-5	管路清洗液	否	20	盒	667.55	否
	3-6	清洗液	否	20	盒	703.95	否
	3-7	25-羟基维生素D（25-Hydroxyvitamin D）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	21	盒	2,460.00	否
	3-8	甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	2,560.00	否
	3-9	骨代谢不定值质控品	否	15	盒	1,000.00	否
	3-10	降钙素（CT）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	1,380.00	否
	3-11	N-MID骨钙素（N-MID Osteocalcin）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	3,680.00	否
	3-12	总Ⅰ型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）测定试剂盒（电	否	15	盒	3,680.00	否

		化学发光免疫分析法）					
	3-13	β-胶原特殊序列测定试剂盒（β-Crosslaps）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	否	15	盒	3,680.00	否

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材
4	4-1	样本稀释液	否	3	盒	405.00	否
	4-2	促甲状腺素受体抗体校准品	否	3	盒	570.00	否
	4-3	C肽（C-Peptide)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	17	盒	1,550.00	否
	4-4	C肽校准品	否	3	盒	600.00	否
	4-5	胰岛素（Insulin)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	17	盒	1,550.00	否
	4-6	胰岛素校准品	否	3	盒	600.00	否
	4-7	癌抗原CA15-3校准品	否	3	盒	1,130.00	否
	4-8	癌抗原CA72-4校准品	否	3	盒	610.00	否
	4-9	癌胚抗原（CEA）校准品	否	3	盒	695.00	否
	4-10	甲胎蛋白（AFP）校准品	否	3	盒	825.00	否
	4-11	鳞状上皮细胞癌抗原校准品	否	3	盒	295.00	否
	4-12	人附睾蛋白4校准品	否	4	盒	295.00	否
	4-13	神经元特异性烯醇化酶校准品	否	4	盒	480.00	否
	4-14	神经元特异性烯醇化酶质控品1	否	4	盒	525.00	否
	4-15	神经元特异性烯醇化酶质控品2	否	4	盒	525.00	否
	4-16	糖类抗原242校准品	否	4	盒	295.00	否
	4-17	糖类抗原50校准品	否	4	盒	295.00	否
	4-18	糖类抗原CA19-9校准品	否	2	盒	1,130.00	否
	4-19	胃泌素释放肽前体校准品	否	2	盒	295.00	否

4-20	胃泌素释放肽前体质控品 1	否	5	盒	295.00	否
4-21	胃泌素释放肽前体质控品 2	否	5	盒	295.00	否
4-22	细胞角蛋白 19 片段校准品	否	2	盒	1,130.00	否
4-23	游离前列腺特异性抗原校准品	否	2	盒	435.00	否
4-24	肿瘤相关抗原 CA125 校准品	否	2	盒	1,130.00	否
4-25	总前列腺特异性抗原校准品	否	2	盒	295.00	否
4-26	促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	70	盒	985.00	否
4-27	促甲状腺激素校准品	否	2	盒	783.00	否
4-28	促甲状腺素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	10	盒	3,900.00	否
4-29	甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	44	盒	1,700.00	否
4-30	甲状腺球蛋白抗体校准品	否	2	盒	783.00	否
4-31	抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	50	盒	1,390.00	否
4-32	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品	否	2	盒	783.00	否
4-33	游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	67	盒	985.00	否
4-34	游离甲状腺素校准品	否	4	盒	783.00	否

4-35	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	64	盒	985.00	否
4-36	游离三碘甲状腺原氨酸校准品	否	4	盒	783.00	否
4-37	总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	65	盒	985.00	否
4-38	总甲状腺素校准品	否	4	盒	783.00	否
4-39	总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	65	盒	985.00	否
4-40	总三碘甲状腺原氨酸校准品	否	2	盒	783.00	否
4-41	垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	7	盒	1,490.00	否
4-42	垂体泌乳素校准品	否	3	盒	895.00	否
4-43	雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	19	盒	1,490.00	否
4-44	雌二醇校准品	否	3	盒	895.00	否
4-45	促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	10	盒	1,490.00	否
4-46	促黄体生成素校准品	否	2	盒	895.00	否
4-47	促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	8	盒	1,490.00	否
4-48	促卵泡生成素校准品	否	2	盒	895.00	否
4-49	睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	9	盒	1,490.00	否

4-50	睾酮校准品	否	2	盒	895.00	否
4-51	抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	6	盒	11,200.00	否
4-52	抗缪勒管激素质控品 1	否	2	盒	137.00	否
4-53	抗缪勒管激素质控品 2	否	2	盒	137.00	否
4-54	孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	否	21	盒	1,490.00	否
4-55	孕酮校准品	否	4	盒	895.00	否
4-56	总β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	23	盒	1,490.00	否
4-57	总β 人绒毛膜促性腺激素校准品	否	4	盒	945.00	否
4-58	铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	4	盒	1,282.00	否
4-59	铁蛋白校准品	否	2	盒	741.00	否
4-60	叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	10	盒	826.00	否
4-61	叶酸校准品	否	3	盒	261.00	否
4-62	维生素 B12(VB12)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	否	5	盒	1,282.00	否
4-63	维生素 B12 校准品	否	2	盒	266.00	否
4-64	代谢类复合质控品 1	否	2	盒	361.00	否
4-65	代谢类复合质控品 2	否	2	盒	361.00	否
4-66	多项免疫复合定值质控品	否	4	盒	515.00	否
4-67	多项免疫复合定值质控品	否	4	盒	515.00	否
4-68	多项肿瘤标志物质控品 1	否	5	盒	525.00	否

	4-69	多项肿瘤标志物质控品 2	否	6	盒	675.00	否
	4-70	甲状腺功能复合定值质控品 1	否	4	盒	1,560.00	否
	4-71	甲状腺功能复合定值质控品 2	否	4	盒	1,560.00	否
	4-72	甲状腺相关自身抗体质控品 1	否	5	盒	610.00	否
	4-73	甲状腺相关自身抗体质控品 2	否	6	盒	675.00	否
	4-74	生殖激素类复合定值质控品 1	否	4	盒	1,560.00	否
	4-75	生殖激素类复合定值质控品 2	否	4	盒	1,560.00	否
	4-76	肿瘤标志物多项质控品 1	否	4	盒	2,690.00	否
	4-77	肿瘤标志物多项质控品 2	否	4	盒	2,690.00	否
	4-78	全自动免疫检验系统用底物液	否	46	盒	1,240.00	否
	4-79	清洗液 Wash Buffer	否	230	箱	305.00	否
	4-80	针清洗液	否	15	盒	170.00	否

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
5	5-1	3M1322 蒸汽灭菌指示胶带	否	5	卷	62	否
	5-2	3m 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）	否	8	盒	210	否
	5-3	安尔碘皮肤消毒液	否	800	瓶	3.7	否
	5-4	安高特牌泡沫型手消毒剂	否	20	瓶	50	否
	5-5	白凡士林	否	56	瓶	10	否
	5-6	鼻咽通气道 1	否	20	支	21	是
	5-7	鼻咽通气道 2	否	30	支	21	是
	5-8	鼻氧管	否	10	根	135	是
	5-9	标本收集杯	否	2	箱	2800	否
	5-10	超声隔离透声膜 1	否	250	只	14.8	是
	5-11	超声隔离透声膜 2	否	3250	只	2.5	是
	5-12	持续葡萄糖监测系统--一次性传感器(探头)	否	264	套	570	是
	5-13	抽血巾	否	200	包	8.3	否
	5-14	除颤电极片	否	7	付	700	是

5-15	穿戴式心电传感器	否	80	片	350	是
5-16	床罩	否	1100	个	4.75	否
5-17	纯天然植物皂液	否	1	瓶	9	否
5-18	次氯酸消毒片	否	30	瓶	13	否
5-19	单导心电图记录纸	否	10	卷	3.6	否
5-20	弹性绷带（备案名称）	否	200	个	1.47	是
5-21	弹性医用胶布	否	28	卷	75	否
5-22	导丝	否	3	条	1080	是
5-23	碘酊	否	100	瓶	1.68	否
5-24	垫单	是	6000	块	0.29	否
5-25	靛胭脂粘膜染色剂	否	3	瓶	45	是
5-26	动态血压监测仪-动态血压监测卡	否	21	个	980	是
5-27	二氧化氯消毒片	否	100	瓶	10	否
5-28	凡士林纱布块 1	否	2010	片	2.5	是
5-29	凡士林纱布块 2	否	3710	片	1.5	是
5-30	凡士林纱布块 3	否	100	片	3.5	是
5-31	凡士林纱布块 4	否	100	片	3	是
5-32	非吸收性外科缝线 1	否	80	包	3.9	是
5-33	非吸收性外科缝线 2	否	72	根	95	是
5-34	非吸收性外科缝线 3	否	24	根	75	是
5-35	非吸收性外科缝线 4	否	24	根	75	是
5-36	非吸收性外科缝线 5	否	24	根	5	是

5-37	非吸收性外科缝线 6	否	48	根	5	是
5-38	非吸收性外科缝线 7	否	96	根	5	是
5-39	非吸收性外科缝线 8	否	144	根	5	是
5-40	非吸收性外科缝线 9	否	24	根	5	是
5-41	非吸收性外科缝线 10	否	120	包	3.9	是
5-42	分析杯 UDR4	否	6	盒	1408.55	否
5-43	分析吸头	否	10	箱	1950	否
5-44	封口测试卡	否	2	盒	375	否
5-45	妇科检查垫	否	1500	片	2.8	是
5-46	盖玻片	否	15	盒	5.58	否
5-47	隔离衣	否	300	件	9	否
5-48	灌肠器	否	120	个	19	是
5-49	过氧化氢溶液	否	40	瓶	5.8	否
5-50	含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器	否	10	套	358	是
5-51	喉罩 1	否	2	只	430	是
5-52	喉罩 2	否	2	只	430	是
5-53	喉罩 3	否	2	只	430	是
5-54	呼吸回路 1	否	10	套	120	是
5-55	呼吸回路 2	否	2	套	120	是
5-56	换药包	否	20600	套	2	是
5-57	加湿器	否	3	个	100	是
5-58	检查手套	否	200	包	5.88	否
5-59	简易呼吸器	否	25	套	300	是
5-60	简易呼吸器	否	2	套	300	是
5-61	健之素牌抗菌洗手液	否	1500	瓶	13.2	否
5-62	健之素牌消毒泡腾片	否	1230	瓶	15	否
5-63	金属骨针 1	否	2	根	2000	是
5-64	金属骨针 2	否	2	根	2000	是
5-65	金属骨针 3	否	2	根	2000	是
5-66	金属骨针 4	否	2	根	2000	是
5-67	金属骨针 5	否	5	根	2000	是
5-68	金属骨针 6	否	2	根	2000	是

5-69	经鼻喂养管	否	600	支	152.18	是
5-70	经皮穿刺胸腹引流导管	否	7	套	432	是
5-71	颈部固定支具	否	4	个	15	是
5-72	静脉腔内射频闭合导管	否	5	个	8850	是
5-73	酒精消毒液1	否	120	瓶	5	否
5-74	酒精消毒液2	否	1500	瓶	6.22	否
5-75	酒精消毒液3	否	135	瓶	7	否
5-76	可调式鼻腔清洗器（120ml）	是	1000	瓶	125	是
5-77	可控式吸痰管1	否	120	个	7	是
5-78	可控式吸痰管2	否	1900	个	1.95	是
5-79	可控式吸痰管3	否	2353	支	2	是
5-80	可吸收接骨螺钉1	否	2	枚	5160	是
5-81	可吸收接骨螺钉2	否	2	枚	5160	是
5-82	可吸收性外科缝合线1	否	24	根	47	是
5-83	可吸收性外科缝合线2	否	36	根	47	是
5-84	可吸收性外科缝合线3	否	48	根	47	是
5-85	口垫1	否	200	件	4.32	是
5-86	口垫2	否	20	个	1.5	是
5-87	离心管	否	2000	支	0.065	否
5-88	邻苯二甲醛消毒液	否	100	桶	380	否
5-89	六导心电图纸	否	20	本	26	否
5-90	卢戈氏碘溶液	否	5	瓶	19	否
5-91	麻醉咽喉镜	否	250	套	195	否

5-92	麦迪康牌灭菌指示包装袋 1	否	4	卷	215	否
5-93	麦迪康牌灭菌指示包装袋 2	否	4	卷	340	否
5-94	麦迪康牌灭菌指示包装袋 3	否	4	卷	145	否
5-95	棉球（备案名称）	否	4	包	24.5	否
5-96	磨砂片	否	150	盒	7.4	否
5-97	内镜专用多酶清洗剂	否	25	桶	685	否
5-98	泡沫敷料 1	否	400	片	52	是
5-99	泡沫敷料 2	否	620	片	70	是
5-100	葡清 2%葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒液	否	25	瓶	3.8	否
5-101	气管插管引导丝 1	否	10	支	20	是
5-102	气管插管引导丝 2	否	5	个	20	是
5-103	气管插管引导丝 3	否	5	支	20	是
5-104	气管切开插管 1	否	5	根	375	是
5-105	气管切开插管 2	否	5	根	360	是
5-106	气管切开插管 3	否	5	根	360	是
5-107	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	否	35	箱	2800	否
5-108	人工呼吸急救复苏球套组 1	否	36	个	12	是
5-109	人工呼吸急救复苏球套组 2	否	10	个	12	是

5-110	软水机专用盐	否	80	袋	49	否
5-111	三导心电图记录纸	否	100	卷	6.8	否
5-112	纱布绷带 1	否	200	卷	1.3	是
5-113	纱布绷带 2	否	200	卷	0.9	是
5-114	十二导心电图记录纸	否	115	本	31	否
5-115	试管	否	5000	只	0.029	否
5-116	手术器械泡沫保湿剂	否	5	瓶	220	否
5-117	输氧面罩	否	20	套	350	是
5-118	输液接头	否	2200	个	39	是
5-119	输液贴 1	否	100	盒	70	是
5-120	输液贴 2	否	300	盒	7	是
5-121	水胶体敷料	否	200	片	30	是
5-122	四环牌 G-1 型消毒剂浓度试纸	否	40	本	5.8	否
5-123	四环牌碘伏消毒液	否	250	瓶	9.4	否
5-124	四环牌紫外线强度指示卡	否	160	包	9.6	否
5-125	透明敷料 1	否	2300	片	1.2	是
5-126	透明敷料 2	否	200	片	7	是
5-127	卫生湿巾（伽玛）	否	1188	包	24	否
5-128	胃窗声学造影剂	是	100	袋	50	否
5-129	无尘纸（床式卷纸）	否	2	箱	850	否
5-130	无菌棉球	否	30	包	29.4	否
5-131	无菌手术刀片 1	否	1600	片	0.44	否
5-132	无菌手术刀片 2	是	100	个	0.44	否
5-133	无菌手术刀片 3	否	3200	片	0.44	否
5-134	无菌橡胶医用手套 1	否	7000	付	2.6	否
5-135	无菌橡胶医用手套 2	否	5000	副	2.6	否

5-136	无菌橡胶医用手套 3	否	1200	副	2.6	否
5-137	无菌橡胶医用手套 4	否	7000	副	2.6	否
5-138	无菌橡胶医用手套 5	否	2000	副	2.6	否
5-139	无菌型医用超声耦合剂	否	10	支	16	是
5-140	吸氧面罩 1	否	160	个	8.5	是
5-141	吸氧面罩 2	否	10	套	8.5	是
5-142	希碧丝免洗手消毒液	否	1200	瓶	22	否
5-143	心电图记录纸	否	10	本	10	否
5-144	心电图纸	否	50	卷	34	否
5-145	新华牌 134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	否	25	盒	40	否
5-146	新华牌 B-D 实验包	否	170	个	35	否
5-147	新华牌清洗效果监测卡	否	150	片	12.5	否
5-148	血管鞘组	否	5	个	430	是
5-149	血糖试纸（干化学法）URITG26	否	20	盒	48	否
5-150	血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）	否	200	盒	139	否
5-151	血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）	否	695	盒	165	否
5-152	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	否	2	包	190	否
5-153	压力蒸汽灭菌指示剂	否	260	支	21	否
5-154	压敏胶带	否	8	筒	9	是
5-155	压舌板	否	12100	个	0.11	否
5-156	氧气袋 1	否	4	只	52	否
5-157	氧气袋 2	否	2	个	37	否

5-158	氧气雾化面罩	否	101	套	23	是
5-159	样品杯	否	4000	支	0.19	否
5-160	液体石蜡	否	9	瓶	9	否
5-161	一次性穿刺针 1	否	70	支	220	是
5-162	一次性穿刺针 2	否	30	支	220	是
5-163	一次性加热呼吸管路套装	否	95	个	380	是
5-164	一次性接种环（10ul）	否	875	个	0.6	否
5-165	一次性麻醉面罩		100	个	33	是
5-166	一次性末梢采血器	否	10000	支	0.49	是
5-167	一次性内窥镜护套	否	100	个	68	是
5-168	一次性使用 PVC 检查手套 1	否	360	盒	30	否
5-169	一次性使用 PVC 检查手套 2	否	20	盒	30	否
5-170	一次性使用包皮切割吻合器 1	否	4	套	2350	是
5-171	一次性使用包皮切割吻合器 2	否	2	套	2350	是
5-172	一次性使用包皮切割吻合器 3	否	10	套	2350	是
5-173	一次性使用包皮切割吻合器 4	否	10	套	2350	是
5-174	一次性使用包皮切割吻合器 5	否	10	套	2350	是
5-175	一次性使用备皮包	否	30	个	3	是
5-176	一次性使用鼻镜	否	1000	支	1.5	是

5-177	一次性使用鼻氧管	否	63	个	130	是
5-178	一次性使用标本杯 1	否	1000	只	0.65	否
5-179	一次性使用标本杯 2	否	15000	只	0.47	否
5-180	一次性使用标本杯 3	否	60000	只	0.049	否
5-181	一次性使用采血针	否	30500	支	0.1	是
5-182	一次性使用肠道冲洗袋	否	80	袋	2	是
5-183	一次性使用单腔胸腔引流装置	否	5	套	18	是
5-184	一次性使用丁腈检查手套 1	否	260	盒	35	否
5-185	一次性使用丁腈检查手套 2	否	90	盒	35	否
5-186	一次性使用防返流引流袋	否	120	只	12	是
5-187	一次性使用负压引流袋	否	90	支	12	是
5-188	一次性使用负压引流器	否	60	个	7	是
5-189	一次性使用腹腔穿刺包	否	2	包	45	是
5-190	一次性使用肛肠套扎吻合器	否	30	把	3400	是
5-191	一次性使用呼吸过滤器	否	16	个	39.5	是
5-192	一次性使用呼吸机回路套装	否	10	套	116	是
5-193	一次性使用间接喉镜	否	400	个	1.6	是
5-194	一次性使用胶乳胆管引流管	否	86	支	12	是

5-195	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	否	15	套	914.4	是
5-196	一次性使用静脉采血针1	否	74000	支	0.26	是
5-197	一次性使用静脉采血针2	否	100	支	0.28	是
5-198	一次性使用静脉输液针1	否	2000	支	0.2	是
5-199	一次性使用静脉输液针2	否	600	支	0.2	是
5-200	一次性使用静脉输液针3	否	100	支	0.2	是
5-201	一次性使用抗凝管	否	30000	只	0.18	否
5-202	一次性使用离心管（无菌）	否	200	支	0.5	否
5-203	一次性使用连接管	否	400	根	1.5	是
5-204	一次性使用麻醉呼吸管路组件	否	260	支	110	是
5-205	一次性使用麻醉呼吸管路组件	否	30	支	80	是
5-206	一次性使用帽子	否	9100	个	0.98	否
5-207	一次性使用内镜喷洒管1	否	20	件	55.25	是
5-208	一次性使用内镜喷洒管2	否	20	件	55.25	是
5-209	一次性使用尿沉渣管	否	5000	支	0.34	否
5-210	一次性使用配药注射器	否	34950	支	0.82	是

5-211	一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器)	否	360	支	1.65	是
5-212	一次性使用皮肤吻合器	否	20	把	145	是
5-213	一次性使用气管插管 1	否	4	支	18	是
5-214	一次性使用气管插管 2	否	16	支	18	是
5-215	一次性使用气管插管 3	否	5	支	18	是
5-216	一次性使用人体动脉血样采集器	否	550	支	9.5	是
5-217	一次性使用人体静脉血样采集容器 1	否	500	支	0.74	是
5-218	一次性使用人体静脉血样采集容器 2	否	500	支	0.83	是
5-219	一次性使用人体静脉血样采集容器 3	否	1000	支	0.78	是
5-220	一次性使用识别带 1	否	800	个	0.4	否
5-221	一次性使用识别带 2	否	800	个	0.4	否
5-222	一次性使用拭子	否	300	支	0.6	是
5-223	一次性使用输血器	否	50	个	1.6	是
5-224	一次性使用双囊三腔胃管	否	3	盒	310	是
5-225	一次性使用塑料管	否	30000	支	0.15	是
5-226	一次性使用体外吸引连接管	否	100	支	6.5	是

5-227	一次性使用外周神经刺激针	否	30	支	120	是
5-228	一次性使用微量采血吸管(40μl 500支)	否	10	筒	58.8	是
5-229	一次性使用微量采血吸管(60μl 500支)	否	40	筒	58.8	否
5-230	一次性使用胃肠营养输送器	否	180	根	50	是
5-231	一次性使用胃管1	否	5	个	10	是
5-232	一次性使用胃管2	否	10	个	10	是
5-233	一次性使用胃管3	否	50	个	7.5	是
5-234	一次性使用无菌刀片	否	2	盒	220	否
5-235	一次性使用无菌导尿包	否	90	套	128	是
5-236	一次性使用无菌导尿包1	否	20	套	128	是
5-237	一次性使用无菌导尿包2	否	600	套	128	是
5-238	一次性使用无菌导尿包3	否	10	套	128	是
5-239	一次性使用无菌导尿包4	否	30	包	78	是
5-240	一次性使用无菌导尿包5	否	30	套	135	是
5-241	一次性使用无菌导尿包6	否	30	套	135	是

5-242	一次性使用无菌阴道扩张器 1	否	4000	个	1.1	是
5-243	一次性使用无菌阴道扩张器 2	是	100	只	1.1	是
5-244	一次性使用无菌注射器	否	1200	支	0.43	是
5-245	一次性使用无菌注射器带针 1	否	20000	支	0.5	是
5-246	一次性使用无菌注射器带针 2	否	8200	支	0.5	是
5-247	一次性使用无菌注射器带针 3	否	10600	支	0.5	是
5-248	一次性使用无菌注射器带针 4	否	15600	支	0.4	是
5-249	一次性使用无菌注射器带针 5	否	7200	支	0.5	是
5-250	一次性使用无菌注射针 1	否	1100	支	0.35	是
5-251	一次性使用无菌注射针 2	否	2200	支	0.25	是
5-252	一次性使用无菌注射针 3	否	600	支	1.2	是
5-253	一次性使用雾化吸入器	否	50	个	44	是
5-254	一次性使用吸氧管 1	否	400	支	2.8	是
5-255	一次性使用吸氧管 2	否	300	套	27.5	是
5-256	一次性使用吸氧管 3	否	1330	套	36	是
5-257	一次性使用吸引连接管	否	100	个	5	是
5-258	一次性使用消毒棉片	否	25000	片	0.08	否

5-259	一次性使用心电电极 1	否	5200	片	0.75	是
5-260	一次性使用心电电极 2	否	4000	片	2.7	是
5-261	一次性使用胸腔穿刺包 1	否	2	支	25	是
5-262	一次性使用胸腔穿刺包 2	否	2	只	25	是
5-263	一次性使用旋塞	否	430	支	3.5	是
5-264	一次性使用延长管	否	120	个	13	是
5-265	一次性使用样品杯	否	6	袋	200	否
5-266	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件	否	30	套	102	是
5-267	一次性使用腰椎穿刺针及套件	否	2	包	38	是
5-268	一次性使用医用雾化器 1	否	545	套	25	是
5-269	一次性使用医用雾化器 2	否	145	套	25	是
5-270	一次性使用医用雾化器 3	否	20	套	25	是
5-271	一次性使用医用橡胶检查手套 1	否	289	盒	110	否
5-272	一次性使用医用橡胶检查手套 2	否	60	盒	110	否
5-273	一次性使用医用橡胶检查手套 3	是	70	盒	110	否
5-274	一次性使用真空采血管（黄）	否	70000	支	1.19	是

5-275	一次性使用真空采血管（蓝）	否	5000	支	1.1	是
5-276	一次性使用真空采血管（紫）	否	60000	支	1.1	是
5-277	一次性使用治疗巾	否	1000	片	0.99	否
5-278	一次性使用中心静脉导管套件	否	20	包	173	是
5-279	一次性使用注射笔用针头（新优锐）	否	520	盒	33.6	是
5-280	一次性使用子宫造影通水管	否	15	个	3.6	是
5-281	一次性使用自粘式伤口敷料 1	否	400	片	4.83	是
5-282	一次性使用自粘式伤口敷料 2	否	1110	片	4.5	是
5-283	一次性使用自粘式伤口敷料 3	否	420	片	5.8	是
5-284	一次性使用自粘式伤口敷料 4	否	1300	片	2	是
5-285	一次性试管置换盖	否	40000	只	0.24	否
5-286	一次性洗手刷	否	50	只	5	否
5-287	一次性胰岛素笔用针头	否	180	盒	15.4	是
5-288	一氧化氮检测器-一氧化氮传感器	否	300	次	160	否
5-289	医疗废物利器盒 1	否	200	套	12.7	否
5-290	医疗废物利器盒 2	否	400	个	8.8	否

5-291	医疗废物利器盒 3	否	150	个	14	否
5-292	医疗废物利器盒 4	否	500	套	7.8	否
5-293	医疗废液收集装置	否	10	套	81	否
5-294	医疗器械润滑防锈剂	否	5	桶	380	否
5-295	医用超声耦合剂	否	10	支	5	是
5-296	医用导电膏（除颤仪导电膏）	否	780	支	170	否
5-297	医用垫单 1	否	6	包	110	否
5-298	医用垫单 2	否	100	块	0.24	否
5-299	医用多酶湿巾	否	48	包	13.5	否
5-300	医用防护口罩	否	400	个	3.9	是
5-301	医用缝合针（非无菌）1	否	10	盒	44	否
5-302	医用缝合针（非无菌）2	否	10	盒	44	否
5-303	医用肛肠凝胶敷料	否	200	支	220	是
5-304	医用高分子夹板 1	否	10	袋	129	是
5-305	医用高分子夹板 2	是	10	袋	141	是
5-306	医用隔离面罩	否	500	只	2.5	否
5-307	医用隔离鞋套 1	否	200	双	4	否
5-308	医用隔离鞋套 2	否	1000	双	0.24	否
5-309	医用隔离鞋套 3	否	400	双	7.92	否
5-310	医用喉罩	否	10	支	343	是
5-311	医用护理垫中单	否	900	片	2.97	否
5-312	医用几丁糖（关节腔内注射用）	否	80	支	430	是

5-313	医用几丁糖液体敷料	否	300	瓶	201	是
5-314	医用检查手套 1	否	500	盒	80	否
5-315	医用检查手套 2	否	60	盒	80	否
5-316	医用检查手套 3	否	60	盒	80	否
5-317	医用检查手套 4	否	50	盒	80	否
5-318	医用棉签 1	否	10000	支	0.049	否
5-319	医用棉签 2	否	10	包	25.5	否
5-320	医用棉签 3	否	600	包	36	否
5-321	医用灭菌包装无纺布 1	否	1500	张	0.75	否
5-322	医用灭菌包装无纺布 2	否	1000	张	1.65	否
5-323	医用清洗刷 1	是	50	支	30	否
5-324	医用清洗刷 2	是	50	支	25	否
5-325	医用刷套	是	200	个	0.18	否
5-326	医用透明粘膜吸套 1	是	10	只	100	是
5-327	医用透明粘膜吸套 2	否	10	只	100	是
5-328	医用透气胶粘带 1	否	1200	卷	3.83	是
5-329	医用透气胶粘带 2	否	250	卷	6.3	是
5-330	医用脱脂纱布块 1	否	20000	片	0.5	是
5-331	医用脱脂纱布块 2	否	8160	片	1	是
5-332	医用外固定支具（桡骨右）	否	10	个	30	是
5-333	医用外固定支具（桡骨左）	否	10	支	30	否
5-334	医用外固定支具（下肢右）	否	10	个	88	否

	5-335	医用外固定支具（下肢左）	否	10	个	88	否
	5-336	医用外科口罩 1	否	14000	只	0.2	是
	5-337	医用外科口罩 2	否	60000	个	0.35	是
	5-338	医用外科口罩 3	否	400	只	0.35	是
	5-339	医用一次性防护服	否	200	件	32	否
	5-340	移液器吸头 1	否	2000	只	0.06	否
	5-341	移液器吸头 2	否	8000	支	0.088	否
	5-342	移液器吸头 3	否	6000	个	0.13	否
	5-343	移液器吸头 4	否	12000	支	0.088	否
	5-344	引流袋	否	20	个	45	是
	5-345	载玻片	否	200	盒	7.4	否
	5-346	止血带 乳胶管	否	10	卷	100	否
	5-347	纸垫	否	1400	块	0.59	否
	5-348	制冷袋	否	2000	个	3.4	否
	5-349	中性多酶清洗剂	否	40	桶	280	否
	5-350	子宫内膜细胞采集器	否	50	支	160	是
	5-351	紫外线杀菌灯 1	否	32	支	42	否
	5-352	紫外线杀菌灯 2	否	30	支	32	否
	5-353	紫外线杀菌灯 3	否	30	支	48	否
	5-354	自粘弹性绷带	否	600	卷	3	是

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单价预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障:信息平台公共服务子系统耗材
6	6-1	超声用理疗电极片	否	21120	片	24	是
	6-2	督灸灸具	否	200	盒	158	是
	6-3	火针 1	否	50	支	28	是
	6-4	火针 2	否	50	支	28	是
	6-5	火针 3	否	50	支	26	是
	6-6	灸具	否	6500	柱	4	否
	6-7	可吸收性外科缝线 1	否	3000	袋	68	是
	6-8	可吸收性外科缝线 2	否	3000	袋	68	是
	6-9	理疗用体表电极 1	否	170	对	10	是
	6-10	理疗用体表电极 2	否	5400	对	35	是
	6-11	理疗用体表电极 3	否	8000	片	25	是
	6-12	皮肤针	否	200	支	3	是
	6-13	王不留行子耳贴	否	1500	盒	22	是
	6-14	小针刀 1	否	2000	支	2	是
	6-15	小针刀 2	否	1000	支	2	是
	6-16	小针刀 3	否	2000	支	2	是
	6-17	一次性使用埋线针	否	6000	支	11	是
	6-18	一次性使用无菌内热式电热针灸针 1	否	180	支	53	是
	6-19	一次性使用无菌内热式电热针灸针 2	否	240	支	53	是
	6-20	一次性使用无菌内热式电热针灸针 3	否	6	支	53	是
	6-21	针灸针 1	否	10000	支	0.6	是
	6-22	针灸针 2	否	10000	支	0.6	是
	6-23	一次性使用无菌针灸针 1	否	500	支	0.15	是
	6-24	一次性使用无菌针灸针 2	否	500	支	0.4	是
	6-25	一次性使用针灸针 1	否	400000	支	0.12	是
	6-26	一次性使用针灸针 2	否	40000	支	0.12	是
	6-27	一次性使用针灸针 3	否	135000	支	0.12	是
	6-28	阴道电极(MLDV2)	否	30	个	250	是
	6-29	一次性使用阴道电极	否	20	个	50	是
	6-30	揿针	否	20000	支	8.7	是
	6-31	超声用理疗电极片	否	600	贴	30	是

包号	品目号	品目名称	是否接受进口产品	年预估量	单位	分品目单预算金额（人民币元）	属于北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材
7	7-1	1%次氯酸钠消毒液	否	17	瓶	39	否
	7-2	3M 细滑牙线棒	否	5	盒	69	否
	7-3	NSK 清洗润滑剂	否	2	瓶	134	否
	7-4	拔髓针	否	30	板	33	否
	7-5	保护袋（X 光片）	否	5	盒	96	否
	7-6	玻璃离子水门汀 1	否	8	盒	380	是
	7-7	玻璃离子水门汀 2	否	2	盒	290	是
	7-8	玻璃离子水门汀 3	否	5	盒	380	是
	7-9	玻璃离子体水门汀 4	否	5	套	36	是
	7-10	成形片 1	否	5	盒	108	否
	7-11	成形片 2	否	5	盒	50	否
	7-12	成形片 3	否	5	盒	54	否
	7-13	成形片 4	否	50	袋	32	否
	7-14	成形片 5	否	50	袋	32	否
	7-15	成形片 6	否	50	袋	32	否
	7-16	成形片 7	否	10	盒	148	否
	7-17	成形片 8	否	10	盒	45	否
	7-18	成形片 9	否	10	盒	108	否
	7-19	成形片 10	否	10	盒	120	否
	7-20	成形片 11	否	10	盒	120	否
	7-21	成形片 12	否	10	盒	120	否

7-22	成形片 13	否	10	盒	120	否
7-23	成形片 14	否	10	盒	120	否
7-24	成形片 15	否	10	盒	120	否
7-25	成形片 16	否	10	盒	120	否
7-26	成形片 17	否	10	盒	100	否
7-27	成形片 18	否	10	盒	100	否
7-28	成形片 19	否	10	盒	100	否
7-29	成形片 20	否	10	盒	100	否
7-30	成形片 21	否	10	盒	100	否
7-31	成形片 22	否	10	盒	100	否
7-32	成形片（儿童前牙透明预成冠 II 型套装	否	5	套	780	否
7-33	齿科抛光膏	否	2	支	180	是
7-34	齿科藻酸盐印模材料（印膜材新配方）	否	24	桶	85	是
7-35	弹性体印模材料	否	17	套	298	是
7-36	丁香油	否	5	瓶	22	否
7-37	氟保护剂	否	5	盒	1020	是
7-38	氟化泡沫	否	16	瓶	180	是
7-39	复合树脂充填材料 1	否	5	支	115	是
7-40	复合树脂充填材料 2	否	5	支	115	是
7-41	甘水湖牌消毒凝胶（调拌型）	否	5	套	65	否
7-42	钢质机用根管器械（P 钻）1	否	10	盒	85	否
7-43	钢质机用根管器械（P 钻）2	否	10	盒	85	否
7-44	钢质机用根管器械（P 钻）3	否	30	盒	85	否
7-45	钢质机用根管器械（P 钻）4	否	30	盒	85	否
7-46	钢质机用根管器械(输药针)1	否	13	盒	99	否
7-47	钢质机用根管器械（输药针）2	否	5	盒	99	否
7-48	隔离透声膜（光固化机保护套加长型	否	2	盒	120	否
7-49	根管充填材料溶解剂（除丁克）	否	2	瓶	121	是
7-50	根管充填器（侧压针）1	否	3	盒	80	否
7-51	根管充填器（侧压针）2	否	2	盒	80	否
7-52	根管充填器（侧压针）3	否	2	盒	80	否
7-53	根管锉 （k 锉）1	否	5	盒	42	否
7-54	根管锉 （k 锉）2	否	10	盒	42	否
7-55	根管锉 （k 锉）3	否	10	盒	42	否
7-56	根管锉 （k 锉）4	否	10	盒	42	否
7-57	根管锉 （k 锉）5	否	10	盒	42	否
7-58	根管锉 （k 锉）6	否	30	盒	42	否
7-59	根管锉 （k 锉）7	否	30	盒	42	否

7-60	根管锉 （k 锉）8	否	30	盒	42	否
7-61	根管锉（H 锉）1	否	10	盒	42	否
7-62	根管锉（H 锉）2	否	10	盒	42	否
7-63	根管锉（H 锉）3	否	10	盒	42	否
7-64	根管锉（H 锉）4	否	10	盒	42	否
7-65	根管锉（H 锉）5	否	10	盒	42	否
7-66	根管锉（H 锉）6	否	10	盒	42	否
7-67	根管锉（H 锉）7	否	10	盒	42	否
7-68	根管锉（H 锉）8	否	10	盒	42	否
7-69	根管锉（H 锉）9	否	30	盒	42	否
7-70	根管锉（H 锉）10	否	30	盒	42	否
7-71	根管锉（H 锉）11	否	30	盒	42	否
7-72	根管锉（H 锉）12	否	30	盒	42	否
7-73	根管锉（H 锉）13	否	10	盒	42	否
7-74	根管锉（H 锉）14	否	10	盒	42	否
7-75	根管锉（H 锉）15	否	10	盒	42	否
7-76	根管锉（K 锉）9	否	2	盒	42	否
7-77	根管锉（K 锉）10	否	10	盒	42	否
7-78	根管锉（K 锉）11	否	10	盒	42	否
7-79	根管锉（K 锉）12	否	10	盒	42	否
7-80	根管锉（K 锉）13	否	10	盒	42	否
7-81	根管锉（K 锉）14	否	10	盒	42	否
7-82	根管扩大针 1	否	30	盒	42	否
7-83	根管扩大针 2	否	30	盒	42	否
7-84	根管扩大针 3	否	30	盒	42	否
7-85	根管扩大针 4	否	30	盒	42	否
7-86	根管扩大针 5	否	30	盒	42	否
7-87	根管扩大针 6	否	30	盒	42	否
7-88	根管扩大针 7	否	30	盒	42	否
7-89	根管扩大针 8	否	30	盒	42	否
7-90	根管扩大针 9	否	30	盒	42	否
7-91	根管扩大针 10	否	30	盒	42	否
7-92	根管扩大针 11	否	30	盒	42	否
7-93	根管扩大针 12	否	30	盒	42	否
7-94	根管扩大针 13	否	30	盒	42	否
7-95	根管润滑剂	否	9	支	130	是
7-96	活动义齿印模材料（边缘修行蜡）	否	10	盒	57.6	否
7-97	机用根管锉 1	否	8	板	180	是
7-98	机用根管锉 2	否	5	板	180	是
7-99	机用根管锉 3	否	5	板	180	是
7-100	机用根管锉 4	否	2	板	150	是

7-101	机用根管锉 5	否	2	板	150	是
7-102	机用根管锉 6	否	2	板	150	是
7-103	机用根管锉 7	否	2	板	150	是
7-104	机用根管锉 8	否	2	板	150	是
7-105	机用根管锉 9	否	2	板	150	是
7-106	机用根管锉 10	否	5	板	150	是
7-107	机用根管锉 11	否	5	板	150	是
7-108	机用根管锉 12	否	5	板	150	是
7-109	机用根管锉 13	否	5	板	150	是
7-110	机用根管锉 14	否	5	板	150	是
7-111	机用根管锉 15	否	5	板	150	是
7-112	机用根管锉 16	否	5	板	150	是
7-113	机用根管锉 17	否	5	板	150	是
7-114	机用根管锉 18	否	5	板	150	是
7-115	机用根管锉 19	否	5	板	150	是
7-116	金刚砂车针 1	否	20	支	17	否
7-117	金刚砂车针 2	否	20	支	17	否
7-118	金刚砂车针 3	否	10	支	17	否
7-119	金刚砂车针 4	否	80	支	17	否
7-120	金刚砂车针 5	否	30	支	17	否
7-121	金刚砂车针 6	否	20	支	17	否
7-122	金刚砂车针 7	否	20	支	17	否

7-123	金刚砂车针 8	否	20	支	17	否
7-124	金刚砂车针 9	否	20	支	17	否
7-125	金刚砂车针 10	否	20	支	17	否
7-126	金刚砂车针 11	否	20	支	17	否
7-127	金刚砂车针 12	否	20	支	17	否
7-128	金刚砂车针 13	否	20	支	17	否
7-129	金刚砂车针 14	否	20	支	17	否
7-130	金刚砂车针 15	否	20	支	17	否
7-131	聚羧酸锌水门汀	否	3	套	63	是
7-132	口腔冲洗器 1	否	1800	支	0.85	是
7-133	口腔冲洗器 2	否	1000	支	1	是
7-134	口腔可吸收生物膜 1	否	5	片	620	是
7-135	口腔可吸收生物膜 2	否	5	片	930	是
7-136	口腔用一次性注射针 1	否	4250	个	0.8	是
7-137	口腔用一次性注射针 2	否	5	个	0.8	是
7-138	朗力 CP 消毒液	否	4	瓶	13	否
7-139	朗力 FC™ 消毒液	否	5	瓶	40	否
7-140	朗力慢失消毒凝胶（无砷失活抑菌剂）	否	9	盒	120	否
7-141	朗力生物复合碘抑菌液	否	5	瓶	17	否
7-142	朗泰 ™ 抑菌剂	否	3	套	230	否
7-143	麦迪康蓝膜(隔离膜）	否	10	盒	130	否
7-144	模型蜡（红蜡板）	否	2	盒	33	否

7-145	排龈线 1	否	5	瓶	95	是
7-146	排龈线 2	否	5	瓶	95	是
7-147	排龈线 3	否	5	瓶	95	是
7-148	抛光杯	否	3	盒	135	否
7-149	抛光刷（尖头）	否	50	个	2.2	否
7-150	抛光刷（平头）	否	400	个	1.2	否
7-151	氢氧化钙糊剂	否	5	支	110	是
7-152	祛腐凝胶	否	5	盒	110	否
7-153	乳磨牙预成金属冠	否	5	套	780	否
7-154	水门汀充填器	否	10	支	25	否
7-155	水枪头	否	5	盒	100	是
7-156	碳化钨牙钻 1	否	5	支	19	否
7-157	碳化钨牙钻 2	否	5	支	19	否
7-158	碳化钨牙钻 3	否	5	支	19	否
7-159	碳化钨牙钻 4	否	5	支	19	否
7-160	碳化钨牙钻 5	否	10	支	19	否
7-161	天然煅烧骨修复材料 1	否	5	瓶	560	是
7-162	天然煅烧骨修复材料 2	否	5	瓶	730	是
7-163	托盘清洗浓缩液	否	2	瓶	150	否
7-164	窝沟封闭剂光固化 II 型	否	6	个	60	是
7-165	钨钢车针 1	否	5	板	122	否
7-166	钨钢车针 2	否	5	板	122	否

7-167	钨钢车针 3	否	5	板	122	否
7-168	钨钢车针 4	否	5	板	122	否
7-169	吸唾管	否	4	袋	28	是
7-170	吸引管	否	25	根	1.2	否
7-171	纤维桩 1	否	2	盒	308	是
7-172	纤维桩 2	否	5	盒	300	是
7-173	牙齿漂白剂	否	5	套	386	是
7-174	牙齿脱敏剂	否	20	支	59	是
7-175	牙胶棒	否	10	瓶	450	否
7-176	牙胶尖 1	否	600	支	0.5	是
7-177	牙胶尖 2	否	240	支	0.5	是
7-178	牙胶尖 3	否	360	支	0.5	是
7-179	牙胶尖 4	否	360	支	0.5	是
7-180	牙胶尖 5	否	500	支	0.2	是
7-181	牙胶尖 6	否	200	支	0.2	是
7-182	牙胶尖 7	否	500	支	0.2	是
7-183	牙胶尖 8	否	500	支	0.2	是
7-184	牙胶尖 9	否	300	支	0.2	是
7-185	牙胶尖 10	否	300	支	0.2	是
7-186	牙胶尖 11	否	300	支	0.2	是
7-187	牙胶尖 12	否	300	支	0.5	是
7-188	牙胶尖 13	否	300	支	0.5	是

7-189	牙胶尖 14	否	300	支	0.5	是
7-190	牙胶尖 15	否	300	支	0.5	是
7-191	牙胶尖 16	否	300	支	0.5	是
7-192	牙胶尖 17	否	300	支	0.5	是
7-193	牙胶尖 18	否	300	支	0.5	是
7-194	牙胶尖 19	否	300	支	0.5	是
7-195	牙科根管锉针 1	否	16	板	82	否
7-196	牙科根管锉针 2	否	16	板	82	否
7-197	牙科根管锉针 3	否	30	板	82	否
7-198	牙科石膏	否	80	袋	55	是
7-199	牙科吸潮纸尖 1	否	400	支	0.29	是
7-200	牙科吸潮纸尖 2	否	400	支	0.29	是
7-201	牙科吸潮纸尖 3	否	800	支	0.1	是
7-202	牙科吸潮纸尖 4	否	800	支	0.1	是
7-203	牙科吸潮纸尖 5	否	100	支	0.1	是
7-204	牙科吸潮纸尖 6	否	10	支	0.1	是
7-205	牙科橡胶抛光头	否	2	盒	160	否
7-206	牙科修整用金刚砂车针 1	否	5	支	17	否
7-207	牙科修整用金刚砂车针 2	否	5	支	17	否
7-208	牙科修整用金刚砂车针 3	否	5	支	17	否
7-209	牙科修整用金刚砂车针 4	否	5	支	17	否
7-210	牙科修整用金刚砂车针 5	否	5	支	17	否

7-211	牙科修整用金刚砂车针 6	否	5	支	17	否
7-212	牙科修整用金刚砂车针 7	否	40	支	17	否
7-213	牙科修整用金刚砂车针 8	否	40	支	17	否
7-214	牙用锉	否	2	板	65	是
7-215	牙用锉	否	6	板	65	是
7-216	咬合纸 红色	否	5	盒	25	是
7-217	一次性使用冲洗管	否	25	套	30	是
7-218	一次性使用口腔器械盒	否	9000	套	1.4	是
7-219	一次性使用口腔器械盒（口镜）	否	3000	个	0.55	是
7-220	一次性使用口腔器械盒（探针）	否	100	个	0.55	是
7-221	一次性使用口腔涂药棒	否	24	瓶	25	否
7-222	印模帽	否	5	个	15	是
7-223	影像板	否	2	片	1580	否
7-224	暂时填充材料	否	10	瓶	85	是
7-225	正畸弹簧（单曲转矩簧）	否	10	包	81	否
7-226	正畸弹簧（五曲（ART)）	否	10	包	99	否
7-227	正畸金属托槽	否	100	颗	9.33	是
7-228	正畸金属托槽（进阶款）1	否	2	套	1650	是
7-229	正畸金属托槽（进阶款）2	否	4	套	1650	是
7-230	正畸金属托槽（进阶款）3	否	4	套	1650	是
7-231	正畸金属托槽（进阶款）4	否	4	套	1850	是
7-232	正畸金属托槽（进阶款）5	否	4	套	1850	是

7-233	正畸丝 1	否	10	根	75	是
7-234	正畸丝 2	否	10	根	40.8	是
7-235	正畸丝 3	否	10	根	40.8	是
7-236	正畸丝 4	否	10	根	42.5	是
7-237	正畸丝 5	否	10	根	42.5	是
7-238	正畸丝 6	否	10	根	42.5	是
7-239	正畸丝 7	否	10	支	9	否
7-240	正畸丝 8	否	10	支	9	否
7-241	正畸橡皮圈 1	否	10	卷	240	是
7-242	正畸橡皮圈 2	否	10	卷	240	是
7-243	正畸橡皮圈 3	否	10	卷	240	是
7-244	正畸橡皮圈 4	否	10	袋	4	是
7-245	正畸橡皮圈 5	否	10	袋	4	是
7-246	正畸橡皮圈 6	否	10	袋	4	是
7-247	正畸橡皮圈 7	否	10	袋	4	是
7-248	正畸橡皮圈 8	否	10	袋	4	是
7-249	正畸橡皮圈 9	否	10	袋	4	是
7-250	正畸橡皮圈 10	否	10	卷	150	是
7-251	正畸橡皮圈 11	否	1000	个	0.223	是
7-252	正畸用托槽和颊面管 1	否	2	盒	3600	是
7-253	正畸用托槽和颊面管 2	否	2	盒	3600	是
7-254	正畸用托槽和颊面管 3	否	2	副	3185	是

7-255	正畸用托槽和颊面管 4	否	2	副	2680	是
7-256	正畸用托槽和颊面管 5	否	2	副	2680	是
7-257	正畸预处理剂	否	5	瓶	199	是
7-258	正畸粘接剂系统 1	否	6	套	902.5	是
7-259	正畸粘接剂系统 2	否	5	支	350	是
7-260	正畸支抗钉 1	否	4	支	208	是
7-261	正畸支抗钉 2	否	4	支	208	是
7-262	正畸支抗钉 3	否	4	支	208	是
7-263	正畸支抗钉 4	否	4	支	208	是
7-264	正畸支抗钉 5	否	4	支	208	是
7-265	正畸支抗钉 6	否	4	支	208	是
7-266	正畸支抗钉 7	否	4	支	260	是
7-267	正畸支抗钉 8	否	4	支	208	是
7-268	正畸支抗钉 9	否	4	支	208	是
7-269	正畸支抗钉 10	否	4	支	208	是
7-270	正畸支抗钉 11	否	4	支	208	是
7-271	正畸支抗钉 12	否	4	支	208	是
7-272	正畸支抗钉 13	否	4	支	260	是
7-273	正畸支抗钉 14	否	4	支	260	是
7-274	正畸支抗钉 15	否	4	支	260	是
7-275	正畸支抗钉 16	否	4	支	260	是
7-276	正畸支抗钉 17	否	4	支	208	是

	7-277	正畸支抗钉 18	否	4	支	208	是
	7-278	止血排龈膏	否	2	盒	260	是
	7-279	种植体托盘	否	2	6 个/袋	25	否

投标人请注意本项目投标报价为各包单价之和，年预估量仅作参考，最终数量以实际使用数量为准，固定单价调整合同总价。

二、商务要求

1.交付的时间：医院订货后 48 小时内供货。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 服务期：自合同签订之日起一年。

4. 付款条件（进度和方式）

详见第六章 拟签订的合同文本

5. 包装：投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市大兴区亦庄医院配置配套货物，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.2.1 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★1.2.2 投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食

品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★1.2.3 投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★1.2.4 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见下文各包要求

2.2 采购标的需满足的服务标准、效率等要求；

2.2.1 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.2.2 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。

2.2.3 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对耗材进行配送 、指导等工作。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试

用的材料等（如有）。

★2.2.4 本项目各包中属于北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材，报价表内提供北京市医疗保障信息平台公共服务子系统耗材编码。

★2.2.5 属于原北京市卫生局发布的京卫药械字【2013】16 号文件中所规定的卫生部 2007 年、北京市卫生局 2008 年度集中采购确定的产品，则投标人报价不得超过原卫生部和北京市卫生局集中采购确定的该产品价格。若报价高出集中采购价格，采购人有权单方面终止合同，由此带来的一切后果由投标人承担（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.6 如果在合同执行过程中，国家或北京市出台新的政策或者统一调整产品价格，投标人须按新规定或调整后的价格予以执行（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.7 投标人的报价不得超过该产品在北京地区三甲医院平均价格的 5%。一经发现，采购人有权单方面终止合同，由此带来的一切后果由投标人承担（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.8 如属于新技术、新产品，投标人应保证一年之内价格不高于其它三甲医院（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

★2.2.9 如发现不符合上述条款的任何一条，采购人有权单方面终止合同，并加入黑名单及罚款处理。由此带来的一切后果由我公司承担。

★2.2.10 送至采购人指定地点的投标产品有效期≥6 个月，提供承诺函原件。

2.3 采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（效期）要求：年度内使用时应保障耗材有效期，如过期予以免费更换。

2.4 为落实政府采购政策需满足的要求

2.4.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本包件采购货物为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4.2　监狱企业扶持政策：投标产品如为监狱企业生产的，将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4.3　促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

2.4.4　实施本国产品标准及相关政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发（2025）34 号）》规定，本项目采购货物为本国产品的，投标人应出具招标文件要求的《关于符合本国产品标准的声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函的真实性负责，提交的本国产品标准的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4.5　鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.4.6　鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.5 采购标的的其他技术、服务等要求；

2.5.1 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的

印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”、“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.5.2　投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.5.3 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

2.5.4　培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3. 验收标准

3.1 按照采购人相关制度对投标人所投产品予以验收。

3.2 原装缺损及其他不符合要求的、有效期不在合理最长有效期内的产品，投标人应当予以退换。

4. 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包

品目号	品目名称	规格	技术参数
1-1	脂蛋白（a)校准品	5*1ml	脂蛋白（a）Lp（a）]校准品与迈瑞 BS 系列生化分析仪和试剂配套使用，供对人样本中脂蛋白（a）进行浓度测定时的校准。
1-2	总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)	308ml R1：4*60ml R2：4*17ml	试剂盒采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量
1-3	总蛋白（TP)测定试剂盒（双缩脲法）	360ml R：6*60ml	试剂盒采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量
1-4	无机磷（P）测定试剂盒（磷钼酸法）	180ml R：4*45ml	由 R、校准品组成。a）R：由钼酸铵、硫酸、表面活性剂组成：b)校准品：磷溶液。该试剂盒采用磷钼酸法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中无机磷的含量。
1-5	CD80 生化分析仪用清洗液	2L*6	主要成分 碱性溶液，非离子型表面活性剂，多聚阴月离子型表面活性剂，缓冲液，稳定剂等。
1-6	生化免疫分析仪用清洗液 A	6*55ml	主要成分 表面活性剂
1-7	生化免疫分析仪用清洗液 B	6*55ml	主要成分 表面活性剂

1-8	生化复合定值质控品（水平 2）	水平 2：20×5ml（规格有变动）	人血清基质的冻干粉与迈瑞生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量 控制及实验室的能力验证。本质控品包括以下 43 项检测项目：白蛋白（AL.B）、减 性磅酸酵（AIP）、丙氦酸氨基转移酶（AILT）、α-淀粉酶（a-AMY），天门冬领 酸氨差转移酶（AST）、直接胆红米（D-BiI）、总腥红素（T-BiI）、钙（Ca）、 总胆固酵（TC）、肌酸激游（CK）、肌酐（CREA）、前萄楚（GIU）、√-谷氢酰 转移酶（Y-GT）、a-羟丁酸脱氢酶（a 一 HBDH）、乳政脱氢酶（LDH）、镁（Mg） 无机联（P）、总蛋白（TP）、甘油三或（TG）、尿素（UREA）、尿酸（UA）、免 疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、胆碱酯酶（CHE）. 脂肪酶（LIP）、铁（Fe）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、氮离子（C1-）、离 密度脂崔白胆国醉（HDL-C）、低密度脂莹白胆国醇（L 队 LC）、机酸激酵同工酶 （CK-MB）、载脂蛋白 A1（ADOA1）、载脂蛋白 B（ApoB）、补体因子 C3（C3）、不 体因子 C4（C4）、C-反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶也来“O”（ASO）、转铁蛋白 （TRF）、不饱和铁结合力（UIBC）、前白蛋白（PA）、铁蛋白（FER）。

1-9	生化复合定值质控品（水平 1）	水平 1：20×5ml（规格有变动）	人血清基质的冻干粉与迈瑞生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。本质控品包括以下 43 项检测项目：白蛋白（AL.B）、减性磅酸酵（AIP）、丙氨酸氨基转移酶（AILT）、α-淀粉酶（a-AMY），天门冬领酸氨差转移酶（AST）、直接胆红米（D-BiI）、总腥红素（T-BiI）、钙（Ca）、总胆固酵（TC）、肌酸激游（CK）、肌酐（CREA）、前萄楚（GIU）、√-谷氢酰转移酶（Y-GT）、a-羟丁酸脱氢酶（a 一 HBDH）、乳政脱氢酶（LDH）、镁（Mg）无机联（P）、总蛋白（TP）、甘油三或（TG）、尿素（UREA）、尿酸（UA）、免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、胆碱酯酶（CHE）.脂肪酶（LIP）、铁（Fe）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、氮离子（C1-）、离密度脂崔白胆国醉（HDL-C）、低密度脂莹白胆国醇（L 队 LC）、机酸激酵同工酶（CK-MB）、载脂蛋白 A1（ADOA1）、载脂蛋白 B（ApoB）、补体因子 C3（C3）、不体因子 C4（C4）、C-反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶也来“O”（ASO）、转铁蛋白（TRF）、不饱和铁结合力（UIBC）、前白蛋白（PA）、铁蛋白（FER）。

1-10	前白蛋白校准品	1ml	人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，检测项目为前白蛋白（PA）。不同批次产品，内容物浓度略有不同。本品为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，检测项目为前白蛋白（PA）。不同批次产品，内容物浓度略有不同。
1-11	β2-微球蛋白（β2-M3）质控品	低值：3*1ml 高值：3*1ml	β2-微球蛋白溶液。β2-微球蛋白(β2-MC)质控品与迈瑞BS系列生化分析仪和试及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人血清或尿液样本中相应项目检测时，进行室内质量控制。B2-微球蛋白β2-MG)质控品，包括β2-微球蛋白(B2-MC)质控品(低值)和β2-微球蛋白β2-MG)层控品(高值)，检测项目为：B2-微球蛋白(β2-MC)。
1-12	胱抑素C（CysC）质控品	低值3*1ml+ 高值3*1ml	胱抑素C溶液。胱抑素C(CysC)质控品与迈璃BS系列生化分析仪和试剂及控准：品配套使用，用于经迈配套校准品校准的迈璃检测系统，供对人血清或血装样本中相应项目检测时，进行室内质量控制，胱抑素C(CysC)质控品，包括胱抑素C(CysC)质控品(低值)和胱抑素C(CysC)质控品(高值)，检测项目为：胱抑素C(CysC).
1-13	脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品	低值：2*1ml 高值2*1ml	为人血清基质的冻干粉，含有一定浓度的脂蛋白(a)。该质控品与迈瑞生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中脂蛋白（a）[Lp(a)]项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制。

1-14	同型半胱氨酸（HCY）质控品	高值：1*1ml L+低值：1*1ml	人血清基质的液态质控品。该质控品与迈瑞生化分析仪和试剂及校准品配套使用，用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人样本中同型半胱氨酸（HCY）项目检测时，进行室内质量控制。
1-15	脂类校准品	1ml	人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，包括载脂蛋白 A1（ApOA1）、裁脂蛋白 B（ApoB）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）共计 4 项生化检测项目。不同批次产品，内容物浓度略有不同。
1-16	常规生化复合校准品	3ml	人血请基履的冻干物、少量牛血清自蛋台添加物，包括白失白（以 B），破性确毁例（MP》、丙数政复基转移简《AMLT）。0 一沈种两（a-AM 爆）。天们冬纸照数基转移陶（AST），直她胆红录（I-M1）。总胆红杀（T-11）、钙（Ca） 总胆洲卧（TC），从被激的（CK），航酐（CE(）。黄的槽（CIo）。Y-各教是转移转（Y-Ci），u-程丁股从然购（a-排 8M1），乳些脱氢朗（LDI）、钱（Mg）、项（P）、总买白（TP）、甘油三能（TG）。尽素（(REA）。采酸（UM），些肪物（[LIP》。照减防的（CE）共计 23 孩生化校烈决目。不同扯次产品。内容物注度略有不间。与迈瑞生化分析仪和试剂配套使用，用于迈瑞检测系统测定人体血清、血浆或压液标本中临床常规生化项目进行浓度测定时的校准，以保证 BS 系列测定结果的 准确性，该校准品仅适用于体外诊断。

1-17	a-淀粉酶（α一AMY）测定试剂盒（连续监测法）	216ml R1:4*42ml R2:4*12ml	由试剂1（R1）、试剂2（R2）组成。试剂1（R1）:Tris缓冲液、硫酸镁、葡糖苷酶;试剂2（R2）:Tris缓冲液、4，6-亚乙 基-α-D-麦芽七糖苷-对硝基酚。该试剂盒采用连续监测法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。
1-18	r-谷氨酰转移酶（r-GT)测定试剂盒（IFCC法）	438ml R1:6*57ml R2:3*32ml	由R1、R2组成。a）R1:由Tris缓冲液、双甘氨肽组成:b）R2：由L-Y-谷氢酰-3-羧基-4-苯基重氮酸组成.该试剂盒采用IFCC法，用于体外定量测定人血清中 Y-谷氨酰转移酶的活力。
1-19	乳酸脱氢酶（LDH)测定试剂盒（IFCC法）	216ml R1:4*42ml R2:4*12ml	由R1、R2组成。a）R1:由Good”s缓冲液、L-乳酸组成:b）R2:由NAD+组成。该试剂盒采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或血浆中乳酸脱氢酶的活力。
1-20	总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法）	244ml R1:4*45ml R2:2*32ml S:1*1.5ml	由R1、R2、校准品组成。a）R1:由β-硫代烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化型、Good”s缓冲液组成;b）R2:由β-烟酰胺腺嘌 呤二核苷酸还原型、3α-羟甾醇脱氢酶、Good”s 缓冲液组成;c）校准品:胆汁酸溶液。该试剂盒采用循环酶法，用于体外定量测定人血清中总胆汁酸的含量。
1-21	胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	104ml R1:2*40ml R2:2*12ml S：5*0.5ml	R1：缓冲液 100 mmol/L，氯化钠 100 mmol/L，R2： 缓冲液 50 mmol/L，胱押素C 抗体包被的胶乳悬浮物适量，校准品：胱押素 C 溶液。该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度。

1-22	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	R1:2*40ml+R2:2*12ml+校准品（血清测定）：5*0.5ml	R1:缓冲液 25 mmol/L，氯化钠 150 mmol/LR2:缓冲液 100 mmol/L，β2-微球蛋白抗体包被的胶乳悬浮物适量 校准品:β2-微球蛋白溶液。该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或尿液中β2-微球蛋白的浓度。
1-23	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP 缓冲液法）	444ml R1:6*58ML	由 R1、R2 组成。a）R1:由 AMP 缓冲液、乙酸镁、硫酸锌组成;b）R2:由磷酸对硝基酚组成。＊AMP:2-氨基-2-甲基-1-丙醇。该试剂盒采用 AMP 缓冲液法，用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活力。
1-24	a-羟丁酸脱氢酶（a-HBDH)测定试剂盒（DGKC 法）	216ml R1:4*42ml R2:4*12ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Tris 缓冲液、α-匪丁酸组成;b）R2:由 Tris 缓冲液、NADH 组成。该试剂盒采用 DGKC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中 α-羟丁酸脱氢酶的活力。
1-25	肌酸激酶同工酶（CK-MB)测定试剂盒（免疫抑制法）	162ml R1:3*42ml R2:3*12ml	由 R1 、 R2 组成。 a ）R1 ：由咪唑缓冲液、葡萄糖 、 N 一乙酰半胱氨酸（NAC)、乙酸镁、EDTA、NADP、AMP、己糖激酶、羊抗人多克隆抗体组成：b）R2：由磷酸肌酸、ADP、G-6-PDH 组成。该试剂盒采用免疫抑制法，用于体外定量测定人血清中肌酸激酶 MB 型同工酶的活力。
1-26	肌酸激酶（CK)测定试剂盒（IFCC 法）	162ml R1:3*42ml R2:3*12ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由咪唑缓冲液、葡萄糖、N-乙酰半胱氨酸（NAC)、乙酸镁、EDTA、NADP、己糖激酶组成;b）R2:由磷酸肌酸、ADP、G-6-PDH 组成。该试剂盒采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力。

1-27	镁（Me）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）	180ml R：4*45ml	由 R、校准品组成。a）R:由乙醇胺缓冲液、乙二醇醚二胺四乙酸、二甲苯胺蓝、表面活性剂组成；b）校准品：镁溶液。该试剂盒采用二甲苯胺蓝法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量。
1-28	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	180ml R1:4*37ml R2:2*16ml S:1*1.5ml	R1：柠檬酸 230 mmol/L，抗坏血酸 150 mmol/L，硫脲 145mmol/L，表面活性剂 适量：R2:Ferrozine 10 mmol/L，防腐剂 适量；校准品：硫酸高铁铵溶液。该试剂盒采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量。
1-29	钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂 III 法）	180ml R:4*45ml	由 R、校准品组成。a）R:由磷酸盐缓冲液、8-羟基喹啉-5-磺酸、偶氮胂田组成；b）校准品：钙溶液。该试剂盒采用偶氮胂III法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中钙的含量。
1-30	同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法）1	180ml R1:4*34ml R2:4*11ml 校准品： 5*1.0ml	R1：S-腺苷甲硫氨酸（SAM）0.1mmol/L；NADH 0.2mmol/L；三（2 羧乙基）膦氯化氢（TCEP）0.5mmol/L；α-酮戊二酸 5.0mmol/L:R2：谷氨酸脱氢鸥（GLDIHL）10.0KU/L；S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)水解酶（SAHase）3.0 KU/L；腺苷脱氨酶（ADA）5.0KU/L；HCY 甲基转移鸥（HMTase）5.0KU/L；校准品：人血清。该试剂盒采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。
1-31	葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	438ml R1:6*57ml R2:3*32ml	由试剂 1（R1）和试剂 2（R2）和校准品组成。试剂 1（R1）：磷酸盐缓冲液、抗坏血酸氧化碑、葡萄糖氧化酶；试剂 2（R2）：碳酸盐缓冲液、过氧化物酶、4-复基安咎

			比林、对羟甚苯甲酸钠：校准品：葡萄糖溶液。本试剂盒采用葡萄糖氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中葡萄糖的含量。
1-32	脂蛋白（a）[LP(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	216ml（R1:4*42ml R2:4*12ml）	试剂 1（R1）：Good”s 缓冲液，防腐剂；试剂 2（R2）：兔抗人脂蛋白(a)抗体胶乳颗粒，防腐剂；校准品（Cal）：人血清基质的液体。用于体外定量测定人血清中的脂蛋白（a）的含量。
1-33	载脂蛋白 B（ApoB）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	171ml R1:3*42ml R2:3*15ml	由 R1、R2、校准品组成。a）R1:由磷酸盐缓冲液、PEG 组成;b）R2:由磷酸盐缓冲液、羊抗人 ApoB 抗体组成;c）校准品: 载脂蛋白 B 溶液。该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 B 的含量。
1-34	载脂蛋白 A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	171ml R1:3*42ml R2:3*15ml	由 R1、R2、校准品组成。a）R1:由磷酸盐缓冲液、PEG 组成;b）R2:由磷酸盐缓冲液、羊抗人 ApoA1 抗体组成;c）校准 品:载脂蛋白 A1 溶液。该试剂盒采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 A1 的含量。
1-35	甘油三酯（TG）测定试剂盒（氧化酶法）	360ml R6*60ml	由 R、校准品组成。a）R:由磷酸盐缓冲液、4-氯酚、ATP、镁离子、4-氨基安昔比林（4-AAP）、甘油激确（GK）、过氧化物鸥（POD）、脂蛋白酯酶（Lipase）、甘油-3-磷酸氧化篮（GPO）组成:b）校准品:甘油三酯溶液.该试剂盒采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。

1-36	总胆固醇（TC）测定试剂盒（氧化酶法）	360ml R:6*60ml	由 R、校准品组成。a）R：由磷酸盐缓冲液、酚、4-氨基安替比林、胆固醇酯酶（CHE）、胆固醇氧化酶（CHO）、过氧化物 酶（POD）组成：b)校准品：胆固醇溶液。该试剂盒采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清中总胆固醇的含量。
1-37	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)测定试剂盒（直接法）	316ml R1:4*58ml R2:2*42ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Good”s 缓冲液、胆固醇酯酶（CHE)、胆固醇氧化酶 （CHO)、过氧化氢酶、TOOS 组 成;b）R2:由 Good”s 缓冲液、4-氨基安替比林、过氧化物酶 （POD）组成。该试剂盒采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。
1-38	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)测定试剂盒（直接法）	316ml R1:4*58ml R2:2*42ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Good”s 缓冲液、理固胖能酶（CHIE)、胆固胖氧化酶 （CIO)、过氧化氢酶、N-（2-羟基-3-丙破基）-3、5-二甲氧基苯胺 （HDAOS）组成:b）R2:由 Good”s 缓冲液、4-氨基安替比林、过氧化物碑、表面 活性剂组成。该试剂盒采用直接法，用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固醇的含量。
1-39	尿素（UREA）测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氢酶法）	444mlR1:6*58ml R2: 3*32ml	由 R1、R2、校准品组成。a）R1：由 Tris 缓冲液、ADP、脲酶、谷氨酸脱氢酶组成；b）R2：由 NADH、α-酮戊二酸组成；c)校准品：尿素溶液。该试剂食采用紫外-谷氢酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氢）的含量。

1-40	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	320ml（R1:4*59ml R2：2*42ml）	由 R1、R2、校准品组成。a)R1：由肌酸脒基水解酶、肌氨酸氧化鸥、抗坏血酸氧化酶、过氧化氧酶、ESPMT 组成；b）R2：由肌酐胺基水解酶、过氢化物酶、4-复基安替比林（4-APP）组成；~)校准品：肌酐溶液。该试剂盒采用肌氨酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。
1-41	前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	106ml (R1:2*38ml R2:2*15ml)	由 R1、R2、校准品组成。a）R1：由 Tris-HCL 缓冲液、氯化钠、PEG 组成；b）R2：由 Tris-HCL 缓冲液、羊抗人前白蛋白 抗体组成：~)校准品：前白蛋白溶液.该试剂盒采用免疫透射比注法，用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量。
1-42	直接胆红素（D-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	296ml R1:4*58ml R2:2*32ml	由 R1、R2 组成。a）R1:由酒石酸盐缓冲液组成；b)R2：由磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐组成。该试剂盒采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清中直接胆红素的含量。
1-43	总胆红素（T-biL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）	296ml R1:4*58ml R2:2*32ml	由 R1、R2 组成。a）R1：由枸橼酸盐缓冲液、表面活性剂组成：b)R2：由磷酸盐缓冲液、偏钒酸盐组成.该试剂盒采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清中总胆红素的含量。
1-44	白蛋白（ALB）测定试剂盒（澳甲酚绿法）	360ml R：6*60ml	由 R、校准品组成。a）R:由柠檬酸盐缓冲液、澳甲酚绿（BCG)、表面活性剂组成；b）校准品：白蛋白溶液。该试剂盒采用澳甲酚绿法，用于体外定量测定人血清或血浆中白蛋白的含量。

1-45	天门冬氨酸氨基转移酶（AST)测定试剂盒（IFCC 法）	438ml（R1:6*57ml R2:3*32ml）	由 R1、R2 组成。a）R1:由 Tris 缓冲液、L-天门冬氨酸、苹果酸脱氢酶（MDH)、乳酸脱氢酶、NADH 组成;b）R2:由α-酮戊二酸、NADH 组成。该试剂盒采用 IFCC 法、用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力。
1-46	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC 法）	438ml（R1：6*57ml R2：3*32ml）	由 RI 和 R2 组成。a）RI:由 Tris 缓冲液.L-丙氮酸、乳酸脱氢酶（LDH）和 NADH 组成：b）R2：由α-酮戊二酸、NADH 组成。预期用途：该试剂盒采用 IFCC 法。用于体外定量测定人血清或肝素血浆中丙氨酸氮基转移碑的活力。该试剂盒采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中丙氮酸氨基转移酶的活力。
1-47	丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	1、采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。临床上用于辅助评价肝功能。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为一年。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 28 天。试剂不可冰冻。
1-48	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力
1-49	碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP 缓冲液法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用 AMP 缓冲液法，用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活力。
1-50	γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	1、采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清中γ-谷氨酰转移酶的活力。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为 18 个月。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 30 天。试剂不可冰冻。

1-51	乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC 法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中乳酸脱氢酶的活力
1-52	白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法)	160mL:R:4×40mL	1、采用溴甲酚绿法，用于体外定量测定人血清或血浆中白蛋白的含量。临床上用于评价肝脏功能及营养评估。 2、未开启的试剂盒在 2℃～8℃保存有效期为 18 个月。试剂开瓶后应避光保存，在 2℃～8℃可稳定 28 天。试剂不可冰冻。
1-53	总蛋白(TP)测定试剂盒（双缩脲法）	196mL：R1:4x38mL+R2:4x11mL	采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量
1-54	尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用尿酸酶-过氧化物酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿酸的含量。临床上用于高尿酸血症的辅助诊断
1-55	尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用紫外-谷氨酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。临床上作为肾功能的评价指标
1-56	总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断
1-57	直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)	176mL：R1:4×35mL，R2:2×18mL	采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清或血浆中直接胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断
1-58	总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法)	72mL：R1:2×27mL，R2:1×18mL+校准品:1×1.5mL	采用循环酶法，用于体外定量测定人血清中总胆汁酸的含量，临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断
1-59	总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法)	160mL：R:4×40mL	采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症的辅助诊断
1-60	甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法)	160mL：R:4×40mL	采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中甘油三酯的含量

1-61	肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)	72mL:R1:2×27mL,R2:1×18mL	采用肌氨酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量，临床上作为肾功能的评价指标
1-62	肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)	88mL:R1:2×35mL,R2:1×18mL	采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力
1-63	肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)	88mL:R1:2×35mL,R2:1×18mL	采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力。
1-64	镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)	160mL：R:4×40mL	采用二甲苯胺蓝法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量，临床上用于镁代谢紊乱的辅助诊断
1-65	无机磷（P)测定试剂盒（磷钼酸法）	164ml：R1:4x30ml+R2:4x11ml	采用磷钼酸法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中无机磷的含量，临床上用于磷代谢紊乱的辅助诊断
1-66	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法)	54mL：R1:1×40mL，R2:1×14mL	采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中高密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断
1-67	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法)	54mL：R1:1×40mL，R2:1×14mL	采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断
1-68	载脂蛋白 A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	47mL：R1:1×35mL，R2:1×12mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 A1 的含量，临床上用于评价心血管疾病风险
1-69	载脂蛋白 B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	47mL：R1:1×35mL，R2:1×12mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 B 的含量，临床上用于评价心血管疾病风险
1-70	脂蛋白(a)[Lp(a)]测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	30mL：R1:1×23mL+R2:1×7mL	采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清中脂蛋白（a）的含量，临床上用于评价心血管疾病风险
1-71	前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)	55mL：R1:1×40mL+R2:1×15mL+校准品:5×0.5mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量

1-72	α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法)	48mL：R1:1×38mL+R2:1×10mL	1、采用连续监测法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。 2、未开启的试剂盒在2℃～8℃保存有效期为24个月。试剂开瓶后应避光保存，在2℃～8℃可稳定35天。试剂不可冰冻。
1-73	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC 法)	176mL：R1:4×35mL+R2:2×18mL	1、采用DGKC法，用于体外定量测定人血清或血浆中α-羟丁酸脱氢酶的活力，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 2、未开启的试剂盒在2℃～8℃保存有效期为18个月。试剂开瓶后应避光保存，在2℃～8℃可稳定28天。试剂不可冰冻。
1-74	葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)	176mL：R1:4×35mL+R2:2×18mL	采用葡萄糖氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中葡萄糖的含量。临床上用于反映血糖水平
1-75	铁(Fe)测定试剂盒(比色法)	96mL：R1:2×40mL+R2:1×16mL+校准品:1×1.5mL	采用比色法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量，临床上用于贫血的辅助诊断
1-76	转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法）	R1：1×45mL R2：1×7mL Cal：5×1mL	采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量
1-77	胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	52mL：R1:1×40mL+R2:1×12mL+校准品:5×0.5mL	采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度
1-78	β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	52mL:R1:1×40mL+R2:1×12mL+校准品(血清测定):5×0.5mL	1、采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中β2-微球蛋白的浓度。临床上用于监测近端肾小管的功能。 2、未开启的试剂盒在2℃～8℃保存有效期为18个月。试剂开瓶后应避光保存，在2℃～8℃可稳定28天，试剂不可冰冻。

1-79	同型半胱氨酸(HCY)测定试剂盒(酶循环法)2	33mL:R1:1×25mL+R2:1×8mL+校准品:5×1mL	采用酶循环法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量
1-80	肌酸激酶同工酶校准品	3×1mL	与迈瑞 BS 系列生化分析仪和试剂配套使用，供对人血清样本中肌酸激酶同工酶（CK-MB）活性测定时的校准，以保证 BS 系列测定结果的准确性，仅适用于体外诊断
1-81	麦康凯琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于肠道致病菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
1-82	营养琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-83	革兰氏染色液（快速法）	4×250mL	用于细菌或真菌的涂片染色
1-84	嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基	嗜血型，90mm 10 块/包	用于嗜血杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-85	哥伦比亚血琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于一般细菌、苛养菌的分离培养和细菌溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
1-86	沙门志贺（SS）琼脂培养基	90mm 10 块/包	用于肠道菌的培养、分离和鉴定。
1-87	复方中和增菌培养基	10ml*20 支/盒	复方中和增菌培养基主要用于含有复方消毒剂样品的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-88	微生物药敏试纸（扩散法<K-B 法>）	20 片/瓶	用于体外抗微生物药物敏感性试验
1-89	抗酸染色液（冷染法）	4×250mL	用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色
1-90	专用油镜油	4×20mL	浅黄色透明油性液体
1-91	沙门氏菌属诊断血清	1mL（A-F 多价）	临床上用于通过凝集试验以诊断沙门氏菌
1-92	志贺氏菌属诊断血清（四种多价）	1mL	临床上用于诊断志贺氏菌属各型菌种
1-93	微生物(肠杆菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	供进行临床致病菌肠杆菌科和部分氧化酶阴性革兰氏阴性杆菌的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析

1-94	微生物(非发酵菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	用于非发酵菌属的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-95	微生物(葡萄球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	用于葡萄球菌属的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-96	微生物(链/肠球菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/比浊法)	10 人份/盒	用于链球菌属和肠球菌属的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-97	微生物(真菌)鉴定及药敏分析系统测试板(比色/浊法)	10 人份/盒	用于真菌的鉴定和抗菌药物 MIC 的半定量分析
1-98	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	I 型需痒培养瓶，25 人份/箱	用于临床菌血症、败血症病人血液及无菌体液标本的需/厌氧菌检测
1-99	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	Ⅱ型厌痒培养瓶，25 人份/箱	用于临床菌血症、败血症病人血液及无菌体液标本的需/厌氧菌检测
1-100	需/厌氧培养瓶（荧光/比色法）	Ⅲ型需痒儿童培养瓶，25 人份/箱	用于临床菌血症、败血症病人血液及无菌体液标本的需/厌氧菌检测
1-101	复方中和增菌培养基	9ml*20 支/盒	复方中和增菌培养基主要用于含有复方消毒剂样品的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-102	醛类中和增菌培养基	50ml*10	本产品主要用于含有醛类消毒剂样品的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用
1-103	一次性灭菌规格板	5cm*5cm*100	需与支持医院级消毒标准的采样设备配套使用，确保采样过程的无菌性和准确性
1-104	样本收集器	2 只/袋*5/箱	主要用于医疗检测前的样本采集与传输
1-105	一次性庆大霉素琼脂培养基	90mm	供霍乱弧菌的分离培养。
1-106	0139 霍乱弧菌诊断血清	1ml	鉴定 0139 群霍乱弧菌、确诊霍乱、疫情监测。
1-107	01 群霍乱弧菌诊断血清	1ml	鉴定 01 群霍乱弧菌、分型、确诊霍乱、疫情监测。
1-108	碱性蛋白胨水培养基	10ml/支	用于霍乱弧菌增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
1-109	巴氏染色液 EA-36	1 盒/盒（3*250ml）	用于对脱落细胞的组织细胞学染色
1-110	针清洗液	20mL×6	能有效去除针头、进样器、阀及管路系统中的血细胞残留物、蛋白质、油脂及其他污

			垢，防止交叉污染并确保后续检测准确性

第 2 包

品目号	品目名称	参数	规格	型号
2-1	HAV IgM 质控品	用于质量控制，监控检测系统稳定性	0.5ml	
2-2	电极清洁液(蛋白酶)	仅限配套电解质分析仪的电极清洁，对电极表面的蛋白质类污染物有明显去除效果，使用后电极响应恢复良好	25mg/瓶×5 瓶、5mL/瓶×1 瓶、塑料滴管 1 支	
2-3	糖化血红蛋白校准品	全血中糖化血红蛋白测定校准，以保证测定结果的准确性	CAL-1：2mL×1 CAL-2：2mL×1	CAL
2-4	血细胞分析用溶血剂	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定	M-60LH(1L×4)	
2-5	血细胞分析用溶血剂	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-60LD(4L×1)	
2-6	血细胞分析用溶血剂	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-60LN(4L×1)	
2-7	血细胞分析用染色液	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-60FD(48mL×1)	
2-8	血细胞分析用染色液	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-60FN(48mL×1）	

2-9	样本稀释液	可用于本公司体液分析平台的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测	KU-R02-3，20L/箱	KU-R02-3
2-10	血细胞分析仪用质控物（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BC 系列五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度	BC-5D，高值：3mL×1	BC-5D
2-11	C-反应蛋白（CRP）校准品	该校准品对人全血中 C-反应蛋白检测项目进行校准。	5×0.5mL，校准品包含 a、b、c、d、e 五个浓度水平	
2-12	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人鼻咽拭子和口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。	20 人份/盒	
2-13	糖化血红蛋白质控品	全血中糖化血红蛋白测定的质控，以监控和评价检测结果的精密度	CRL-1：2mL×1 CRL-2：2mL×1	CRL
2-14	待测物清洗液	用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗，以便后续检测的仪器平台通用。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗	URIT D16，35mL/瓶	URIT D16
2-15	N-端脑利钠肽前体检测试剂盒 （干式免疫荧光法）	适用于体外定量检测人血清 血浆或全血中 nT-ProBNP 的含量 试剂盒在常温条件下 避光 密封保存 有效期 18 个月	25 人份/盒	

2-16	降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法）	适用于体外定量检测人血清 血浆或全血中 PCT 的含量试剂盒在常温条件下 避光 密封保存 有效期 18 个月	25 人份/盒	
2-17	肺炎支原体 IgM 抗体、肺炎衣原体 IgM 抗体、呼吸道合胞病毒 IgM 抗体、腺病毒 IgM 抗体、柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体联合检测试剂盒（胶体金法）	用于体外检测肺炎支原体 IgM 抗体、肺炎衣原体 IgM 抗体、呼吸道合胞病毒 IgM 抗体、腺病毒 IgM 抗体、柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体阴阳性 试剂盒常 温 避光密封贮存 （10° C~30° C），有效期 18 个	40 人份/盒	
2-18	肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法）	适用于体外定量检测人血清 血浆或全血中 ctni ck-mb myo 的含量试剂盒在常温条件下 避光 密封保存 有效期 18 个月	25 人份/盒	
2-19	纤维蛋白（原）降解产物(FDP)质控品	质控品与试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试纤维蛋白(原)降解产物(FDP)项目进行室内质量控制	高值质控品：10×1mL	
2-20	纤维蛋白（原）降解产物(FDP)质控品	质控品与试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试纤维蛋白(原)降解产物(FDP)项目进行室内质量控制	低值质控品：10×1mL	
2-21	纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法）	用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白（原）降解产物 FDP 的含量	试剂 1：7×2mL，试剂 2：7×2mL	

2-22	钙卫蛋白检测试剂盒(胶体金法)	用于体外定性检测人粪便样本中钙卫蛋白（Faecal Calprotectin, FC），适用于肠道炎症性疾病的辅助诊断	型号 I:10 人份/袋	I
2-23	糖化血红蛋白分析用洗脱液 1	与糖化血红蛋白分析系统配套使用，用于检测全血中糖化血红蛋白的含量	A：900mL×4	
2-24	糖化血红蛋白分析用洗脱液 2	与糖化血红蛋白分析系统配套使用，用于检测全血中糖化血红蛋白的含量	B：100mL×2	
2-25	糖化血红蛋白溶血剂 Hemolysis Solution	用于进行糖化血红蛋白检测时的血液样本前处理。	2L×3	
2-26	纤维蛋白（原）降解产物（FDP)校准品	校准品与凝血测试仪及试剂配套使用，用于纤维蛋白（原）降解产物（FDP）检测项目的系统校准	12×1mL	
2-27	XLC(X1)清洗液	本清洗液具有清除血液残留及表面张力、清除蛋白脂类沉积物质的功能，用于仪器管路及加样针的清洗	包装规格：3 桶×5L/箱	
2-28	XLC(X2)清洗液	本清洗液具有清除血液残留、蛋白脂类沉积物质的功能，用于仪器管路及加样针的清洗	包装规格：60ml×10	
2-29	D-二聚体质控品	质控品与试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试 D-二聚体项目进行室内质量控制。	高值质控品：10×1mL	
2-30	D-二聚体校准品	校准品与凝血测试仪及试剂配套使用，用于 D-二聚体	12×1mL	

		检测项目的系统校准。		
2-31	凝血质控品 1	质控品与试剂盒配套使用，对凝固法测试 PT、APTT、FIB、和 TT 项目的检测进行室内质量控制	正常：10×1mL	
2-32	凝血质控品 2	质控品与试剂盒配套使用，对凝固法测试 PT、APTT、FIB、和 TT 项目的检测进行室内质量控制	异常：10×1mL	
2-33	D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）	用于体外定量测定人血浆中 D-二聚体的含量。	试剂 1：4×6mL，试剂 2：4×2mL	
2-34	D-二聚体质控品	与本公司生产的试剂盒配套使用，对免疫比浊法测试 D-二聚体项目进行室内质量控制。	低值质控品：10×1mL	
2-35	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）	用于体外测定人血浆样本中的凝血酶时间	冻干型：凝血酶试剂：6×4mL，复溶液：6×4mL	
2-36	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）	用于体外测定人血浆样本中的活化部分凝血活酶时间	液体型：APTT 试剂：6×2mL，氯化钙（CaCl2）溶液：6×2mL	
2-37	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（CLAUSS 法）	用于体外定量测定人血浆样本中的纤维蛋白原的含量	冻干型：凝血酶试剂：6×2mL，缓冲液：6×4mL	
2-38	纤维蛋白原（FIB）校准品	本产品与本公司生产的凝血测试仪及试剂配套使用，用于纤维蛋白原（FIB）检测项目的系统校准	10×1mL	

2-39	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）	用于体外测定人血浆样本中的凝血酶原时间	冻干型：凝血酶原试剂：6×4mL，复溶液：6×4mL	
2-40	尿液分析试纸条（干化学法）	尿液分析试纸条适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。通过此方法对泌尿系统疾病、肝胆疾病、糖尿病、肾病类等疾病进行辅助诊断与疗效观察	URIT 11FA，100条/筒	URIT 11FA
2-41	谷丙转氨酶测试条(干式化学法)	与小型干式生化分析仪配套使用的专用测试条，用于全血、血清或血浆中谷丙转氨酶（ALT）的定量检测	100 人份/盒	
2-42	尿液分析用鞘液	适用于采用流式细胞分析原理的分析仪。用于对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。	USS-80，20L	USS-80
2-43	尿液干化学分析质控物	适用于尿液干化学分析系统（含仪器及配套试纸、试剂）的质量控制	UQ-14，NO.Ⅰ：1×8mL NO.Ⅱ：1×8mL NO.Ⅲ：1×8mL	UQ-14
2-44	尿液有形成分分析仪用质控物	主要用于尿液有形成分分析仪的准确性监控	URIT QC 22，聚焦液质控物:8mL	URIT QC 22
2-45	肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法）	用于肺炎支原体近期感染辅助诊断	20 人份/盒	
2-46	大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人粪便中的血红蛋白，作辅助诊断用	卡型，20 人份/袋	
2-47	A群轮状病毒抗原检测试剂	该产品用于定性检测婴幼儿粪便中的	20 人份/盒	

	盒（胶体金法）	A 群轮状病毒抗原。		
2-48	粪便隐血（FOB）非定值质控品	本质控品用于本公司生产的大便隐血（FOB）检测试剂的室内质量控制	水平 III-II：6T/瓶，3 瓶/组，10 组/盒	
2-49	粪便分析仪浓缩清洗液	用于粪便分析仪液路系统强效清洗及日常维护	100mL/瓶	
2-50	粪便分析仪清洗液	用于粪便分析仪液路系统的清洗	500mL/瓶	
2-51	阴道炎联合检测试剂盒（干化学酶法）	用于体外定性检测女性阴道分泌物中过氧化氢、白细胞酯酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、凝固酶、氧化酶、乳酸及 pH 值 11 个生化指标。辅助诊断女性阴道健康状况，包括微生态环境、阴道炎、细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、淋球菌性阴道炎、念珠菌性阴道炎以及需氧菌性阴道炎	40 人份/盒	
2-52	阴道炎联检质控品	用于女性阴道分泌物中过氧化氢、凝固酶、唾液酸苷酶、碱性磷酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、白细胞酯酶、乳酸、氧化酶及 pH 值十一项定性检测项目的质量控制	15 瓶/盒 阴性质控品：1mL/瓶×5 瓶；阳性质控品复溶液：1mL/瓶×5 瓶；阳性质控品冻干粉：1mL/瓶×5 瓶	

2-53	血气生化试剂包	同理邦仪器的 EDAN 血气生化分析仪（i15、i15A）和血气生化测试卡配套使用，提供参数 pH、pCO2、pO2、Na+、K+、Cl-、Ca++、Glu、Lac 和 Hct 的定标	CP50，50 人份/盒	CP50
2-54	血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法）	血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法）与理邦仪器生产的 i15 系列血气生化分析仪、血气生化试剂包配套使用	BG10，25 人份/盒	BG10
2-55	电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法）	适用于离子选择电极的校正和保养	漂移校正液 A 液 430mL/袋　斜率校正液 B 液 70mL/袋	
2-56	电极内充液（普通电极用）	用于配套电解质分析仪的普通离子选择电极，作为电极内部填充液，以建立稳定的参比电势和导电通路	3mL	
2-57	参比液（离子选择电极法）	与电解质分析仪和生化分析仪配套使用，用于为 pH 值、钾、钠、氯、钙、镁、锂离子测定提供参比电位。	10mL/瓶	
2-58	血细胞分析用稀释液	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液	DS/(20L×1)	
2-59	血细胞分析仪用校准物（光学法）	用于深圳迈瑞公司 BC 系列血液细胞分析仪的 WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT、ESR 等参数和 BP 系列特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的校	SC-CAL PLUS，3mL×1	SC-CAL PLUS

		准，从而建立测量结果的计量学溯源性		
2-60	血细胞分析仪用质控物 1（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度	BC-6D，高值：4.5mL×1	BC-6D
2-61	血细胞分析仪用质控物 2（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度	BC-6D，中值：4.5mL×1	BC-6D
2-62	血细胞分析仪用质控物 3（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的 ESR 参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度	BC-6D，低值：4.5mL×1	BC-6D
2-63	超敏 C 反应蛋白（hs—CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人全血样本中 C 反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险	2×100 人份	

2-64	血细胞分析用溶血剂 1	用于血细胞分析前破坏红细胞	200mL×1	
2-65	血细胞分析用溶血剂 2	M-5LEO(Ⅰ)与 M-5LEO(Ⅱ) 溶血剂配合使用，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-5LEO(I)(1L)	
2-66	血细胞分析用溶血剂 3	M-5LEO(Ⅱ)与 M-5LEO(Ⅰ) 溶血剂配合使用，用于血细胞分析时维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-5LEO(II)(500mL)	
2-67	血细胞分析用溶血剂 4	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定	M-53LH/(500mL×4)	
2-68	血细胞分析用溶血剂 5	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定	M-53LH/(1L×4)	
2-69	血细胞分析仪用质控物 4（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BC 系列五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度	BC-5D，中值：3mL×1	BC-5D

2-70	血细胞分析仪用质控物 5（光学法）	用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BC 系列五分类血细胞分析仪的质控，以监控和评价血细胞分析仪检测结果的精密度	BC-5D，低值：3mL×1	BC-5D
2-71	血细胞分析用溶血剂 6	用于血细胞分析前破坏红细胞	LC，200mL×1	
2-72	超敏 C 反应蛋白（hS-CRP)测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）	该试剂盒采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人体样本中 C 反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险	50mL R：2×25mL	
2-73	血细胞分析用溶血剂 7	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定	M-68P LH(1L×4)	
2-74	血细胞分析用溶血剂 8	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-68P LD(4L×1)	
2-75	血细胞分析用染色液 1	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-68P FD(48mL×1)	
2-76	探头清洁液	探头清洁液用于定期清洁仪器	50mL×1	
2-77	血细胞分析用溶血剂 9	用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数	M-68P LN(4L×1)	

2-78	血细胞分析用染色液 2	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数	M-68P FN(48mL×1）	
2-79	HBeAg 标准物质 4NCU	用于 HBeAg 试剂注册检验、方法学评价、室内质控、临界值验证	0.5ml	
2-80	HBsAg 标准物质 4IU	用于 HBsAg 体外诊断试剂的性能评价、临界阳性验证、检测系统量值溯源、方法比对、实验室质量评价	0.5ml	
2-81	HEV IgM 标准物质	人血清基质 HEV IgM 抗体标准物质，用于戊肝 IgM 体外诊断试剂性能评价、临界阳性检出能力验证、方法比对、实验室质量评价、室内质控	0.5ml	
2-82	RhD（IgM）血型定型试剂	用于人 EDTA 抗凝全血红细胞 RhD 抗原直接凝集法定型；用于临床输血前 RhD 血型鉴定；仅用于体外诊断。	10ml	
2-83	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒(HCV)抗体。	40T	
2-84	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	本产品用于体外定性检测待测人静脉全血、血清或血浆样品的甲型肝炎病毒 IgM 抗体.	20T	
2-85	抗 HBcAb 标准物质 2IU	用于 HBcAb 体外诊断试剂临界阳性检出能力验证、方法学比对、检测系	0.5ml	

		统量值溯源、实验室质量评价		
2-86	抗 HBeAb 标准物质 8NCU	用于 HBeAb 体外诊断试剂阳性水平性能验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	0.5ml	
2-87	抗 HCV 标准物质 8NCU	用于抗 HCV 体外诊断试剂阳性水平性能验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	0.5ml	
2-88	抗 HIV-I 标准物质	用于抗 HIV-1 体外诊断试剂检出能力验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	1ml	
2-89	抗 TP 标准物质 80mIU/ml	用于抗 TP 体外诊断试剂检出能力验证、检测系统量值溯源、实验室质量评价、试剂注册检验评价	0.5ml	
2-90	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人血清、血浆或全血中的梅毒螺旋体抗体。	10 人份/盒	
2-91	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2 型）抗体检测试剂盒（胶体金法）	用于体外定性检测人血清、血浆或全血样品中的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2 型）抗体。	10 人份/盒	
2-92	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(乳胶法)	用于体外定性检测人体血清、血浆样本中的人类免疫缺陷病毒 1 型抗体(HIV-1)和 2 型抗体(HIV-2)。	40T/盒	

2-93	抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定试剂盒(胶乳凝集法)	供医疗机构用于体外定性或半定量测定人血清中抗链球菌溶血素“O”，作辅助诊断用。	胶乳液：5mL×1、阳性对照：0.5mL×1、阴性对照：0.5mL×1	胶乳液:5ml×1、阳性对照:0.5ml×1、阴性对照:0.5ml×1
2-94	类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳凝集法)	供医疗机构用于体外定性或半定量测定人血清中类风湿因子，作辅助诊断用。	胶乳液：5mL×1、阳性对照：0.5mL×1、阴性对照：0.5mL×1	胶乳液:5ml×1、阳性对照:0.5ml×1、阴性对照:0.5ml×1
2-95	C-反应蛋白质控品	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人全血样本中 C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。	两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL 每个浓度各 3 支（×3）	
2-96	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸	用于体外定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素(hCG)的含量。	100T	
2-97	戊型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	本产品用于体外定性检测待测人静脉全血、血清或血浆样品的戊型肝炎病毒 IgM 抗体.	20T	
2-98	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e 抗原、e 抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法）HBV	用于体外定性检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒标志物，包括乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、表面抗体（HBsAb）、e 抗原（HBeAg）、e 抗体（HBeAb）和核心抗体（HBcAb）	25 人份/盒	

2-99	阴性质控品（A）	用于各类肝炎、HIV、梅毒等传染病血清学抗体 /抗原检测试验的室内质量控制；用于监控检测体系的本底、非特异性反应，识别假阳性	0.5ml	
2-100	电极活化液	用于电解质分析仪离子电极清洗	110ml	
2-101	清洗液 C	用于电解质分析仪管路清洗	110ml	
2-102	血细胞分析用稀释液	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液	M-5D/(20L*1)	
2-103	多项目尿液化学分析控制品	用于干化学尿液试条和干化学尿液分析仪的质量控制	1 盒/盒(12 瓶/盒)	
2-104	尿液分析试纸条	用于人体尿液中十四项化学指标的半定量分析	1 盒/盒(100 人份/盒)	
2-105	尿液有形成分分析仪试剂包	用于检测过程中反应体系的清洗，	2L	
2-106	尿液有形成分分析仪质控物	主要用于检测尿液有形成分分析仪计数的准确性和灵敏度	10ml×28 支	10ml×28 支
2-107	微量白蛋白（mALB）质控品	用于微量白蛋白项目检测时的室内质量控制	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/
2-108	微量白蛋白（mALB）测定试剂盒（散射比浊法）	用于体外定量测定人体尿液样本中的微量白蛋白（mALB）含量。临床上用于肾脏疾病的辅助诊断	50 测试/盒	/
2-109	微量白蛋白（mALB）校准品	用于临床检验中微量白蛋白测量系统的校准	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/

2-110	肌酐（CREA）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）	用于体外定量测定人体尿液样本中肌酐的含量，临床上主要作为肾功能的评价指标之一	50 测试/盒	/
2-111	肌酐（CREA）校准品	用于临床检验中肌酐测量系统的校准	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/
2-112	肌酐（CREA）质控品	用于肌酐项目检测时的室内质量控制	2×0.5mL/盒（每个规格包含水平 1、水平 2 两种不同浓度）	/
2-113	待测物清洗液	用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的比浊仪器平台通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗	NP2，1×5.0L	/
2-114	胃幽门螺杆菌检测试剂盒（脲酶法）	1、幽门螺旋杆菌快速检测 2、常温保存试剂	120 人份/盒	120 人份/盒
2-115	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒	新型冠状病毒抗原检测	B 型	

第 3 包

品目号	品目名称	参数	规格
3-1	离子清洗液	用途：用于 LFC 清洁	100ml
3-2	吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体检测试剂盒（免疫印迹法）	用途：用于体外半定量检测人血清样本中吸入性及食物性过敏原特异性 IgE 抗体含量。	24 人份/盒
3-3	抗核抗体谱（ANA）检测试剂盒（免疫印迹法）	用途：用于体外定性检测人血清中抗核抗体谱相关自身抗体含量	24 人份/盒
3-4	系统清洗液	用途：作为系统水桶中的纯化水的添加液使用	500ml
3-5	管路清洗液	用途：用于管路的清洗。	6×380 ml
3-6	清洗液	用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。	6×380 ml
3-7	25-羟基维生素 D（25-Hydroxyvitamin D）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中 25-羟基维生素 D(25-Hlydroxyvitamin D)的含量。	100 人份/盒
3-8	甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中甲状旁腺素(PTH)的含量。	100 人份/盒

3-9	骨代谢不定值质控品	用途：用于体外诊断试剂实验室检测 25-羟基维生素 D(25-Hlydroxyvitamin D)、N-MID 骨钙素(N-MIDOsteocalcin)、甲状旁腺素（PTH)、I 型胶原氨基端延长肽(PINP)、降钙素(CT)、β-胶原特殊序列(β-Crosslaps)的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。	2*3ml/盒
3-10	降钙素（CT）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中降钙素(CT)的含量。	100 人份/盒
3-11	N-MID 骨钙素（N-MID Osteocalcin）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中 N-MID 骨钙素(N-MID Osteocalcin)的含量。	100 人份/盒
3-12	总 I 型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中总 I 型胶原氨基端延长肽(Total-PINP)的含量。 2、储存条件：2-8℃	100 人份/盒
3-13	β-胶原特殊序列测定试剂盒（β-Crosslaps）测定试剂盒（电化学发光免疫分析法）	用途：用于体外定量测定人体血清样本中β-胶原特殊序列(β-Crosslaps)的含量。	100 人份/盒

第 4 包

品目号	品目名称	参数	规格
4-1	样本稀释液	用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测	2×30mL/盒
4-2	促甲状腺素受体抗体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促甲状腺素受体抗体（TRAb）检测项目进行校准	C0：4×0.45mL， C1：4×0.40mL， C2：4×0.40mL
4-3	C 肽（C-Peptide)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清、血浆或尿液中 C 肽的含量。临床上用于评价胰岛功能。	2×50 人份/盒
4-4	C 肽校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对 C 肽（C-Peptide）检测项目进行校准，以便定量测定人血清、血浆或（和）尿液中的 C 肽含量。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-5	胰岛素（Insulin)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或血浆中胰岛素的含量。临床上用于评价胰岛功能	2×50 人份/盒
4-6	胰岛素校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对胰岛素（Insulin）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的胰岛素含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-7	癌抗原 CA15-3 校准品	用于 CA15-3 项目检测时的校准。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-8	癌抗原 CA72-4 校准品	用于体外定量测定人体血清或血浆中癌抗原 CA72-4 的含量。用于胃肠系统等恶性肿瘤的治疗监测，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-9	癌胚抗原（CEA）校准品	用于癌胚抗原项目检测时的校准。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-10	甲胎蛋白（AFP）校准品	用于甲胎蛋白项目检测时的校准。	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL

4-11	鳞状上皮细胞癌抗原校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对鳞状上皮细胞癌抗原检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的鳞状上皮细胞癌抗原的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-12	人附睾蛋白 4 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对人附睾蛋白 4 检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的人附睾蛋白 4 的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-13	神经元特异性烯醇化酶校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对神经元特异性烯醇化酶检测项目进行校准，以便定量测定人血清中的神经元特异性烯醇化酶含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-14	神经元特异性烯醇化酶质控品 1	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测时的准确性或重复性的质量控制	低值：3×2.0mL
4-15	神经元特异性烯醇化酶质控品 2	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测时的准确性或重复性的质量控制	高值：3×2.0mL
4-16	糖类抗原 242 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对糖类抗原 242 检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的糖类抗原 242 的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-17	糖类抗原 50 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对糖类抗原 50 检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆样本中的糖类抗原 50 的含量	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL
4-18	糖类抗原 CA19-9 校准品	用于糖类抗原 CA19-9 项目检测时的校准	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-19	胃泌素释放肽前体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对胃泌素释放肽前体检测项目进行校准，以便定量测定人	C0：1×1.2mL， C1：1×1.0mL， C2：1×1.0mL

		血清或血浆样本中的胃泌素释放肽的前体含量	
4-20	胃泌素释放肽前体质控品 1	用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制	低值：3×1.0mL
4-21	胃泌素释放肽前体质控品 2	用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制	高值：3×1.0mL
4-22	细胞角蛋白 19 片段校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对细胞角蛋白 19 片段检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的细胞角蛋白 19 片段含量	C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-23	游离前列腺特异性抗原校准品	用于游离前列腺特异性抗原项目检测时的校准	C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-24	肿瘤相关抗原 CA125 校准品	用于肿瘤相关抗原 CA125 检测时的校准	C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-25	总前列腺特异性抗原校准品	用于总前列腺特异性抗原项目检测时的校准	C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-26	促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中促甲状腺激素的含量	2×50 人份/盒
4-27	促甲状腺激素校准品	促甲状腺激素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促甲状腺激素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-28	促甲状腺素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清中促甲状腺素受体抗体（TRAb）的含量	2×100 人份/盒
4-29	甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或血浆中甲状腺球蛋白抗体的含量	2×50 人份/盒
4-30	甲状腺球蛋白抗体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的甲状腺球蛋白抗体含量	C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL

4-31	抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清或血浆中抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量	2×50 人份/盒
4-32	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的抗甲状腺过氧化物酶抗体含量	C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-33	游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清或血浆中游离甲状腺素（FT4）的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-34	游离甲状腺素校准品	游离甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游离甲状腺素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-35	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清中游离三碘甲状腺原氨酸的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-36	游离三碘甲状腺原氨酸校准品	游离三碘甲状腺原氨酸校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对游离三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-37	总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总甲状腺素的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-38	总甲状腺素校准品	总甲状腺素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总甲状腺素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-39	总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	该试剂盒用于体外定量测定人体血清中总三碘甲状腺原氨酸的含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-40	总三碘甲状腺原氨酸校准品	总三碘甲状腺原氨酸校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总三碘甲状腺原氨酸检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL

4-41	垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中垂体泌乳素的含量，不得用于肿瘤的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-42	垂体泌乳素校准品	垂体泌乳素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对垂体泌乳素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-43	雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清中雌二醇的含量	2×50 人份/盒
4-44	雌二醇校准品	雌二醇校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对雌二醇检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-45	促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中促黄体生成素的含量	2×50 人份/盒
4-46	促黄体生成素校准品	促黄体生成素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析系仪，对促黄体生成素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-47	促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中促卵泡生成素的含量	2×50 人份/盒
4-48	促卵泡生成素校准品	促卵泡生成素校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对促卵泡生成素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-49	睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	该试剂盒用于体外定量测定人体血清或血浆中总睾酮的含量。临床上用于睾酮水平异常相关疾病的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-50	睾酮校准品	睾酮校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对睾酮检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-51	抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）肝素血浆中抗缪勒管激素（AMH）的含量	2×50 人份/盒
4-52	抗缪勒管激素质控品 1	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。抗缪勒管激素质控品适	高值：3×2.0mL

		用检测项目包括抗缪勒管激素（AMH）	
4-53	抗缪勒管激素质控品2	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。抗缪勒管激素质控品适用检测项目包括抗缪勒管激素（AMH）	低值：3×2.0ml
4-54	孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）	用于体外定量测定人体血清中孕酮的含量	2×50 人份/盒
4-55	孕酮校准品	孕酮校准品用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对孕酮检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-56	总β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总β人绒毛膜促性腺激素的含量	2×50 人份/盒
4-57	总β 人绒毛膜促性腺激素校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对总β人绒毛膜促性腺激素检测项目进行校准	3 瓶；C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-58	铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中铁蛋白的含量，不得用于肿瘤的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-59	铁蛋白校准品	用于迈瑞 CL-2000i 全自动化学发光免疫分析仪和 CL-2200i 全自动化学发光免疫分析仪，对铁蛋白（FERR）检测项目进行校准	3 瓶：C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL
4-60	叶酸(Folate)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或血浆、红细胞中叶酸的含量。临床上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断	50 人份/盒
4-61	叶酸校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对叶酸（Folate）检测项目进行校准，以便定量测定人血清、血浆或（和）红细胞中的叶酸（Folate）含量	C0：1×2.0mL，C1：1×2.0mL，C2：1×2.0mL

4-62	维生素 B12(VB12)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	用于体外定量测定人体血清或血浆中维生素 B12 的含量，临床上主要用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断	2×50 人份/盒
4-63	维生素 B12 校准品	用于迈瑞全自动化学发光免疫分析仪，对维生素 B12（VB12）检测项目进行校准，以便定量测定人血清或血浆中的维生素 B12（VB12）的含量	C0：1×2.0mL， C1：1×2.0mL， C2：1×2.0mL
4-64	代谢类复合质控品 1	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。代谢类复合质控品适用检测项目包括铁蛋白（Ferritin）、叶酸（Folate）、维生素 B12（VB12）、总 25-羟基维生素 D（VD-T）、甲状旁腺素（PTH）、降钙素（Calcitonin）	低值：3×2.0mL
4-65	代谢类复合质控品 2	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。代谢类复合质控品适用检测项目包括铁蛋白（Ferritin）、叶酸（Folate）、维生素 B12（VB12）、总 25-羟基维生素 D（VD-T）、甲状旁腺素（PTH）、降钙素（Calcitonin）	高值：3×2.0mL
4-66	多项免疫复合定值质控品	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。多项免疫复合定值质控品适用检测项目包括胰岛素（Insulin）、C 肽（C-Peptide）、皮质醇（Cortisol）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）	低值：3×2.0mL

4-67	多项免疫复合定值质控品	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。多项免疫复合定值质控品适用检测项目包括胰岛素（Insulin）、C 肽（C-Peptide）、皮质醇（Cortisol）、硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）	高值：3×2.0mL
4-68	多项肿瘤标志物质控品 1	用于对人附睾蛋白 4、糖类抗原 50、糖类抗原 242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制	低值：3×2.0mL
4-69	多项肿瘤标志物质控品 2	用于对人附睾蛋白 4、糖类抗原 50、糖类抗原 242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制	高值：3×2.0mL
4-70	甲状腺功能复合定值质控品 1	甲状腺功能复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制。甲状腺功能复合定值质控品（低值）和甲状腺功能复合定值质控品（高值）适用检测项目包括游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、总三碘甲状腺原氨酸（TT3）、总甲状腺素（TT4）、促甲状腺激素（TSH）、甲状腺球蛋白（Tg）6 个化学发光免疫检测项目	低值：3×5.0mL
4-71	甲状腺功能复合定值质控品 2	甲状腺功能复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的室内质量控制。甲状腺功能复合定值质控品（低值）和甲状腺功能复合定值质控品（高值）适用检测项目包括游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、总三碘甲状腺原氨酸（TT3）、总甲状腺素（TT4）、促甲状腺激素（TSH）、甲状腺球蛋	高值：3×5.0mL

		白（Tg）6 个化学发光免疫检测项目	
4-72	甲状腺相关自身抗体质控品 1	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。甲状腺相关自身抗体质控品适用检测项目包括甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）。	低值：3×2.0mL
4-73	甲状腺相关自身抗体质控品 2	适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对相应项目检测时的室内质量控制。甲状腺相关自身抗体质控品适用检测项目包括甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）。	高值：3×2.0mL
4-74	生殖激素类复合定值质控品 1	生殖激素类复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制	低值：3×5.0mL
4-75	生殖激素类复合定值质控品 2	生殖激素类复合定值质控品适用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应检测项目检测时的室内质量控制	高值：3×5.0mL

4-76	肿瘤标志物多项质控品 1	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制	低值：3×5.0mL
4-77	肿瘤标志物多项质控品 2	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞全自动化学发光免疫分析仪及试剂配套组成的迈瑞检测系统，对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制	高值：3×5.0mL
4-78	全自动免疫检验系统用底物液	与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测	4×115mL
4-79	清洗液 Wash Buffer	用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液	1×10 L
4-80	针清洗液	能有效去除针头、进样器、阀及管路系统中的血细胞残留物、蛋白质、油脂及其他污垢，防止交叉污染并确保后续检测准确性	20mL×6

第 5 包

品目号	品目名称	技术需求及参数	规格	型号
5-1	3M1322 蒸汽灭菌指示胶带	用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测	1322-24mm	/
5-2	3m 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）	用于下排气式（121° C，10 分钟）和预真空式（134° C，2 分钟）压力蒸汽灭菌的包外监测，显示包裹是否已经灭菌过	1322L，10cm*2cm 30 片/张 50 张/盒	10cm*2cm
5-3	安尔碘皮肤消毒液	可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌	60ml	/
5-4	安高特牌泡沫型手消毒剂	1、有效成分含有 葡萄糖酸氯已定(洗必泰)不低于 0.4%(w/w) 2、容积不大于 300ml 3、泡沫型手消 4、 可有效杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌 等细菌 5 、无毒，无刺激性	253ml	/
5-5	白凡士林	药用白凡士林，500g/瓶，润滑保护皮肤，符合药典要求	500g	/
5-6	鼻咽通气道 1	1.接头型，适配 15mm 外圆锥接头 2、通气道内径为 7 3、在不超过 15N 静拉力作用下，可稳固连接不脱 4.有刻度线标记 5.一次性无菌产品	7	接头型
5-7	鼻咽通气道 2	1.接头型，适配 15mm 外圆锥接头 2、通气道内径为 7 3、在不超过 15N 静拉力作用下，可稳固连接不脱	7.5	接头型

		4.有刻度线标记 5.一次性无菌产品		
5-8	鼻氧管	供患者吸入氧气使用	T 型	T 型
5-9	标本收集杯	收集杯需与全自动粪便分析仪 KU-F20 完全兼容，以确保检测流程的顺畅与结果准确	1000 个/箱	/
5-10	超声隔离透声膜 1	1、表面光滑，不漏液 2、聚乙烯材质 3、单层厚度≥0.046mm 4、长度：850mm-870mm 宽度：117mm-120mm 5、无菌产品	C2	C2 型
5-11	超声隔离透声膜 2	1、表面光滑，不漏液 2、聚乙烯材质 3、单层厚度≥0.079mm 4、长度：117mm-120mm 宽度：55mm---59mm 5、无菌产品	B-2	B 型
5-12	持续葡萄糖监测系统--一次性传感器(探头)	用于糖尿病患者血糖波动评估、隐匿高低血糖检出，辅助临床制定降糖方案	GS1	GS1
5-13	抽血巾	无纺布	环氧乙烷灭菌（1 包*100）	环氧乙烷灭菌（1 包*100）
5-14	除颤电极片	1.除颤电极片有效期≥2 年； 2.电极片具有粘贴位置指示图形； 3. 除颤电极片可预插至主机中； 4. 电极片适用范围 4.1 电极片：适用成人及儿童（年龄≥8 岁或体重≥25 千克）患者 4.2 儿童电极片：适用儿科（年龄≤8 岁或≤25 千克）患者	AED7000	AED7000

5-15	穿戴式心电传感器	穿戴式心电传感器由外壳、低敏胶、导电凝胶、柔性线路、电池及导线组成。	DEPX	DEPX
5-16	床罩	无纺布	228cm*90cm(折角10cm）	228cm*90cm(折角10cm）
5-17	纯天然植物皂液	用于手部清洁和杀菌	500ml	/
5-18	次氯酸消毒片	可杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌	10% 1g*100 片	/
5-19	单导心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	50mm*20m（实际规格）	/
5-20	弹性绷带（备案名称）	一次性使用，网状弹力面料，透气性佳，弹性持久；用于头部敷料包扎固定。	9#	头部专用型
5-21	弹性医用胶布	为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带	5cm*10m	/
5-22	导丝	一次性无菌使用，用于建立腔道通路，引导导管、支架、扩张器等器械进入目标腔道，1.导丝由涂覆 PTFE 涂层的芯丝、绕丝、显影标记组成，绕丝涂覆亲水涂层，0.018″导丝带有塑形针。 2.直径：0.018″，导丝长度 L1（cm）：260，绕丝类型：半弹簧，绕丝长度 L2（cm）：8，头端弯型：直型（S）	直径：0.018	42118261
5-23	碘酊	有效碘含量 2%，20ml，皮肤外用消毒	2% 400mg：20ml	/
5-24	垫单	纸膜	50cm*70cm	50*70cm
5-25	靛胭脂粘膜染色剂	规格≤15ml,充分有效利用，减少浪费	MTN-DYZ-15	MTN-DYZ-15
5-26	动态血压监测仪-动态血压监测卡	该产品用于单次测量或动态测量成人的收缩压、舒张压和脉率	DKC-10	DKC-10

5-27	二氧化氯消毒片	1.符合 GB/T 26366-2021《二氧化氯消毒剂卫生要求》的要求； 2.有氯气味； 3.溶解后无肉眼可见的杂质； 4.有效成分含量 3%±0.3%； 5.PH 值 3.0±1.0； 6.金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、现场实验作用时间 10min，杀灭对数值分别大于 5.0、5.0、5.0、4.0、5.0、1.0	100 片/瓶	100 片/瓶
5-28	凡士林纱布块 1	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	5cm*10cm 1 片	细网
5-29	凡士林纱布块 2	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	5cm*5cm 1 片	细网
5-30	凡士林纱布块 3	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	10cmx20cm 1 片	细网
5-31	凡士林纱布块 4	由白凡士林油和脱脂纱布块制成，其中凡士林油含量不少于 175g/㎡。	10cmx10cm 1 片	细网
5-32	非吸收性外科缝线 1	蚕丝编织材质，抗张强度良好；用于外科软组织、皮肤缝合。	1（传统代号 10） 10*60cm （实际规格）	不带缝合针 蚕丝编织线
5-33	非吸收性外科缝线 2	1、规格 4-0、单针反角 3/8 弧、线长 45cm、弦长 14mm 2、聚丙烯材质单股无菌缝线	聚丙烯线、4-0、45cm、19mm 反角针 3/8 弧	P43193
5-34	非吸收性外科缝线 3	1、规格 5-0、双针、圆针 1/2 弧、线长 75cm、弦长 8mm 2、聚丙烯材质单股无菌缝线	聚丙烯线、5-0、75cm、13mm 圆针 1/2 弧双针	P51132D

5-35	非吸收性外科缝线4	1、规格 6-0、双针、圆针 1/2 弧、线长 75cm、弦长 8mm 2、聚丙烯材质单股无菌缝线	聚丙烯线、6-0、75cm、13mm 圆针 1/2 弧双针	P61132D
5-36	非吸收性外科缝线5	1、规格 1#、双针、圆针、1/2 弧、线长 100cm、弦长 19mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、1#、30mm、圆针、1/2 弧、双针	SB1302D-100
5-37	非吸收性外科缝线6	1、规格 1#、双针、圆针、1/2 弧、线长 100cm、弦长 19mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、2-0、75cm、37mm 反角针 1/2 弧	S23372
5-38	非吸收性外科缝线7	1、规格 2-0、单针、反角针、1/2 弧、线长 75cm、弦长 24mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、2-0、75cm、30mm 圆针 1/2 弧	S21302
5-39	非吸收性外科缝线8	1、规格 2-0、单针、圆针、1/2 弧、线长 75cm、弦长 19mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线、3/0、75cm、22mm 圆针 1/2 弧	S31222
5-40	非吸收性外科缝线9	1、规格 1-0、单针、角针、1/2 弧、线长 75cm、弦长 25mm 2、蚕丝蛋白材质单股无菌缝线	丝线 、0、40mm 角针 1/2 弧	S13402
5-41	非吸收性外科缝线10	蚕丝编织材质，抗张强度良好；用于外科软组织、皮肤缝合。	3-0（传统代号 1）10*60cm（实际规格）	不带缝合针蚕丝编织线
5-42	分析杯 UDR4	用途：免疫反应载体，承载样本、校准品、质控、磁珠试剂，完成孵育与发光信号采集。	60*60pc	60*60PC
5-43	分析吸头	用途：仪器自动吸取血清、血浆、试剂、清洗液，隔绝样本交叉污染，保护加样针。	30*120pC	30*120PC

5-44	封口测试卡	高温封口测试卡招标参数 1、覆膜产品使用方便。 2、适用于封口机测试，纸塑袋封口效果测试 3、尺寸≤175mm*75mm；100 片\盒。 低温封口测试卡招标参数 1、覆膜产品使用方便。 2、适用于封口机测试，特卫强袋封口效果测试 3、尺寸≤175mm*75mm；100 片\盒。	100 片/盒覆膜	100 片/盒覆膜
5-45	妇科检查垫	一次性使用病床或检查床上用的卫生护理用品。不包括手术室、产房内使用的各种手术垫、单。用于卧床病人保洁或预防褥疮。	70*120cm	70*120cm
5-46	盖玻片	显微镜观察用盖玻片，玻璃材质，表面光洁、厚度均匀、边缘光滑无毛刺，适用于生物切片及细胞标本封片；一次性使用，清洁级提供，独立包装、包装完好；符合国家及行业相关标准要求；	1 盒/盒	/
5-47	隔离衣	用于隔离潜在感染性血液、体液、分泌物、排泄物，降低医护人员暴露风险；一次性使用，不可重复使用。	1 件	1 件
5-48	灌肠器	由加水口（带盖子与挂带）袋体 挂钩 热合管 导管 夹子 接管 接头和直肠导管组成	1200ml	QZ-B01 型
5-49	过氧化氢溶液	3%过氧化氢，100ml，创面冲洗消毒	1 瓶/瓶	100ml
5-50	含吲哚美辛硅橡胶的无支架	分为节育器和放置器系统两部分	IN/D 型	IN/D 型

	固定式宫内节育器			
5-51	喉罩 1	1 、3#，多通道加强喉罩 2、主通道内径不低于16mm 3、一次性无菌产品	3#	双腔
5-52	喉罩 2	1 、5#，多通道加强喉罩 2、主通道内径不低于16mm 3、一次性无菌产品	5#	双腔
5-53	喉罩 3	1 、4#，多通道加强喉罩 2、主通道内径不低于16mm 3、一次性无菌产品	4#	双腔
5-54	呼吸回路 1	技术要求： 1.顺应性：(6±0.3)kPa的压力下的呼吸管路顺应性应不超过每米长度管路 10mL/kPa； 2.标定的流量： 30L/min； 3.气流阻力上限： 0.2kPa； 4.泄露速率上限： <=50mL/min。 5.管路的规格 管路长度 1.7 米，内含集水器 由呼吸管路，圆锥接头，集水器，呼吸回路附件组成 6.使用范围 与呼吸供气设备配套，将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者的装置； 预期使用环境：该产品预期在医院使用； 适用人群：需接受呼吸治疗的患者。	510-001	51008700

5-55	呼吸回路2	1.顺应性：(6±0.3)kPa的压力下的呼吸管路顺应性应不超过每米长度管路10mL/kPa； 2.标定的流量：30L/min； 3.气流阻力上限：0.2kPa； 4.泄露速率上限：<=50mL/min。 5.管路的规格 内壁平滑型管路长度1.7米，单支，内含集水器，呼吸过滤器 由呼吸管路，圆锥接头，集水器，呼气过滤器，呼吸回路附件组成 6.使用范围 与呼吸供气设备配套，将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者的装置； 预期使用环境：该产品预期在医院使用； 适用人群：需接受呼吸治疗的患者。	510-011	51011800
5-56	换药包	用于换药使用	1套/包，200包/箱	YH-III型
5-57	加湿器	1.以高敏感度的自动加水装置来控制水位 2.稳定的内容积，优秀的加湿能力 3.ISO 22mm的进气口及出气口 4.内容积（未加水时）：430ml 5.内容积（加满水时）：195ml 6.最大装水量：235ml 7.最大气流量：90L/min	自动加水型VHC20	VHC20
5-58	检查手套	聚乙烯薄膜材质，透明防滑，防水防渗漏；临床检查防护。	M 100只	/

5-59	简易呼吸器	由面罩 复苏球囊 呼吸阀 进气阀组 储气袋 氧气管 呼气正压阀组成	PVC 型	成人型
5-60	简易呼吸器	由面罩 复苏球囊 呼吸阀 进气阀组 储气袋 氧气管 呼气正压阀组成	PVC 型	小儿型
5-61	健之素牌抗菌洗手液	健之素抗菌洗手液，抗菌去污，易冲洗无残留；用于医护人员手部清洁抗菌。	500ml	/
5-62	健之素牌消毒泡腾片	健之素含氯消毒泡腾片，遇水崩解释放有效氯，杀菌效果可靠；用于物体表面、环境消毒。	0.75g*100 片/瓶	/
5-63	金属骨针1	1、克氏针 2.0，长不小于 180mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）2.0x180	WGZZh01Y
5-64	金属骨针2	1、克氏针 1.2，长不小于 180mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）1.2x180	WGZZh01Y
5-65	金属骨针3	1、克氏针 1.5，长不小于 180mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）1.5x180	WGZZh01Y
5-66	金属骨针4	1、克氏针 2.5，长不小于 200mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）2.5x200	WGZZh01Y
5-67	金属骨针5	1、克氏针 1.0，长不小于 110mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）1.0x110	WGZZh01Y
5-68	金属骨针6	1、克氏针 0.8，长不小于 70mm 2、钛合金材质无菌产品	（光杆骨针(钛合金灭菌)）0.8x70	WGZZh01Y
5-69	经鼻喂养管	由喂养管路（内含带塞或无导丝） 转换接头和一片固定胶带（或无固定胶带）组成	16Fr	16Fr*1200mm
5-70	经皮穿刺胸腹引流导管	1、适用于临床通过胸腹腔穿刺对胸腹腔积液积气的抽吸、引流及冲洗治疗。 2、可配置胸腹腔引流操作配件 3、引流导管外径不低于	K1	K1

		1.5mm，有效长度不低于100mm; 4、引流导管的流速不低于 50ml/min;		
5-71	颈部固定支具	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	成人 中号	/
5-72	静脉腔内射频闭合导管	；配套射频闭合发生器使用，用于下肢浅静脉（大隐静脉等）静脉曲张腔内射频闭合治疗	可插入长度：60cm； 加热元件长度：7cm； 最大功率设置：40W	CF7-7-60
5-73	酒精消毒液 1	可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌	95% 1 瓶/瓶(500ml)	/
5-74	酒精消毒液 2	75%乙醇消毒液，100ml，皮肤物体表面消毒	75% 100ml	/
5-75	酒精消毒液 3	75%乙醇消毒液，500ml，皮肤物体表面消毒	75% 500ml	/
5-76	可调式鼻腔清洗器（120ml）	用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。	120ml	I 型（0.85%-1.04%）
5-77	可控式吸痰管 1	由医用高分子材料聚氯乙烯制成，由欧式接头 E 三通接头 台形接头 吸痰瓶 手套 导管 牙刷头套 手柄 海绵头 输液接头组成	4.0mm（12F）×470mm	DREE-PE
5-78	可控式吸痰管 2	灭菌包装，可控负压，导管带侧孔，抗弯折，吸引通畅，用于气道吸痰。	4.67mm（14F）×470mm	DRE-S
5-79	可控式吸痰管 3	灭菌包装，可控负压，导管带侧孔，抗弯折，吸引通畅，用于气道吸痰。	5.33mm（16F）×470mm	DRE-S

5-80	可吸收接骨螺钉 1	1、可吸收材质接骨螺钉 2、规格 2.7×18	外径 2.7mm,内径 2.1mm,全长 18mm	S110-2718
5-81	可吸收接骨螺钉 2	1、可吸收材质接骨螺钉 2、规格 2.7×25	外径 2.7mm,内径 2.1mm,全长 25mm	S110-2725
5-82	可吸收性外科缝合线 1	1、规格 5-0、单针、圆针、1/2 弧、线长 70cm 2、聚对二氧环己酮材质单股无菌缝线	D51132-70H	5-0
5-83	可吸收性外科缝合线 2	1、规格 4-0、单针、圆针、1/2 弧、线长 70cm 2、聚对二氧环己酮材质单股无菌缝线	D41202-75H	4-0
5-84	可吸收性外科缝合线 3	1、规格 3-0、单针、圆针、1/2 弧、线长 70cm 2、聚对二氧环己酮材质单股无菌缝线	D31262-70H	3-0
5-85	口垫 1	一体式设计，带有头带，方便佩戴。	MTN-YH-II-A	MTN-YH-II-A
5-86	口垫 2	手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚乙烯等高分子材料制成	A 型	A 型
5-87	离心管	微量样本分装、离心，样品前处理及低温保存。	1.5ml	/
5-88	邻苯二甲醛消毒液	1、邻苯二甲醛含量为 0.5%-0.6%(w/v) 2、 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌、结核分枝杆菌和细菌芽孢，并可灭活病毒。 3、室温下，可重复使用时间不少于 14 天，贮存有效期不少于 24 个月。	5L/桶	5L/桶
5-89	六导心电图纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	110*140-20	/
5-90	卢戈氏碘溶液	用于化验室检测	5% 100ml	/
5-91	麻醉咽喉镜	由窥视片和手柄组成	YL04-1aZ	

5-92	麦迪康牌灭菌指示包装袋 1	用于医院、门诊灭菌产品包装	100mm*200m	/
5-93	麦迪康牌灭菌指示包装袋 2	用于医院、门诊灭菌产品包装	150mm*200m	/
5-94	麦迪康牌灭菌指示包装袋 3	用于医院、门诊灭菌产品包装	55mm*200m	/
5-95	棉球（备案名称）	非无菌提供，一次性使用，脱脂棉材质，柔软无杂质，吸水性良好；用于皮肤清洁处理。	500 克	中号 0.3g
5-96	磨砂片	光学玻璃材质，磨边处理无锐口，磨砂区便于标本标记。	1-1.2	/
5-97	内镜专用多酶清洗剂	1、适用各软镜、硬镜的多酶清洗剂 2、 适用自动清洗系统和手工清洗 3、适用温度在-10℃---40℃ 4、中性 PH 值，无腐蚀性，不损伤内镜及各种塑料、橡胶等配件	5L/桶	5L/桶
5-98	泡沫敷料 1	本产品适用于覆盖体表创面，吸收创面渗液。不可用于体内伤口、三度烧伤、感染创面、坏死组织较多及发生创面脓毒症的患者。	Ⅰ型 7.5cm×7.5cm（5×5×0.35cm）	Ⅰ型 7.5cm×7.5cm（5×5×0.35cm）
5-99	泡沫敷料 2	本产品适用于覆盖体表创面，吸收创面渗液。不可用于体内伤口、三度烧伤、感染创面、坏死组织较多及发生创面脓毒症的患者。	Ⅰ型 10cm×10cm（6.5×6.5×0.2cm）	Ⅰ型 10cm×10cm（6.5×6.5×0.2cm）
5-100	葡清 2%葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒液	消毒产品	60ml	60ml
5-101	气管插管引导丝 1	由外套塑料软管和铝制内芯组成	Fr8 390mm	硬质型

5-102	气管插管引导丝 2	由外套塑料软管和铝制内芯组成	Fr12　410mm	硬质型
5-103	气管插管引导丝 3	由外套塑料软管和铝制内芯组成	Fr10　390mm	硬质型
5-104	气管切开插管 1	1、8#气切插管 2、具备充气管、冲洗管、吸痰管三腔通道	SCW-8.0-T	SCW-8.0-T
5-105	气管切开插管 2	1、7.5#气切插管 2、具备充气管、冲洗管、吸痰管三腔通道	SCW-7.5-T	SCW-7.5-T
5-106	气管切开插管 3	1、7#气切插管 2、具备充气管、冲洗管、吸痰管三腔通道	SCW-7.0-T	SCW-7.0-T
5-107	全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱	与仪器其他模块（如样本处理系统、试剂处理系统）无缝衔接，确保整体流程的协调性	反应杯 5000*废料箱 9	/
5-108	人工呼吸急救复苏球套组 1	人工呼吸急救复苏球套组基本配置复苏球囊 进气阀阀体 安全阀 选配储气袋 氧气管 医用面罩 口咽通气道 开口器 头带 根据球囊材质不同分为 PVC 复苏球套组 硅橡胶复苏球套组	10#	配件：口咽通气道
5-109	人工呼吸急救复苏球套组 2	人工呼吸急救复苏球套组基本配置复苏球囊 进气阀阀体 安全阀 选配储气袋 氧气管 医用面罩 口咽通气道 开口器 头带 根据球囊材质不同分为 PVC 复苏球套组 硅橡胶复苏球套组	9#	配件：口咽通气道
5-110	软水机专用盐	主要成分氯化钠，白色球状，溶解稳定；用于水处理软化设备，软水机树脂再生。	10KG	/
5-111	三导心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	80*20	/
5-112	纱布绷带 1	非无菌，脱脂纯棉纱布，质地柔软，吸水性	6m*3 列	6m*3 列

		好；用于创面敷料固定、肢体包扎。		
5-113	纱布绷带2	非无菌，脱脂纯棉纱布，质地柔软，吸水性好；用于创面敷料固定、肢体包扎。	6m*5列	6m*5列
5-114	十二导心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	210mm*140mm-20m	/
5-115	试管	采集血液、尿液、分泌物等临床标本 临时存放、转运样本	12*75	/
5-116	手术器械泡沫保湿剂	用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物	500ml/瓶	/
5-117	输氧面罩	用于临床氧疗，覆盖口鼻，适合中高流量吸氧，一次性无菌使用。	OMD-001D	Well面罩型
5-118	输液接头	由接头 接口及保护帽组成	1000支/箱	1000支/箱
5-119	输液贴1	由压敏胶带 吸水垫 离型纸保护层（临用前去除）组成	70mm*20mm*500贴	/
5-120	输液贴2	由压敏胶带 吸水垫 离型纸保护层（临用前去除）组成	70mmx35mm	F-I
5-121	水胶体敷料	由碳氢化合物树脂 苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物 羧甲基纤维素钠和乙二酸二辛酯为主要原材料制成的伤口敷料	10cm*10cm	10cm*10cm
5-122	四环牌G-1型消毒剂浓度试纸	显色反应灵敏，配套标准比色卡；用于消毒液浓度快速检测。	1本/本	G-1型
5-123	四环牌碘伏消毒液	可灭杀肠道致病菌，化脓性球菌和致病性酵母菌	500ml	/
5-124	四环牌紫外线强度指示卡	感光显色，与标准色块比对，用于紫外线消毒灯辐射强度检测。	10片/小包	指示卡
5-125	透明敷料1	由PU薄膜 背衬薄膜 医用粘胶 高型纸 敷芯制成	6cm*7cm	Ⅰ型B

5-126	透明敷料2	由薄膜背衬 粘合剂和离型纸组成	10cmx12cm	1626W
5-127	卫生湿巾（伽玛）	可灭杀化脓性球菌，肠道致病菌，致病性酵母菌，医院感染常见细菌，灭活脊髓灰质炎病毒	150片	/
5-128	胃窗声学造影剂	该产品为超声诊断用造影剂，是由食用玉米、大豆、薏苡仁、黄胶原、阿巴斯甜经熟化配制而成的淡黄色或黄色粉末状固体。使用期限2年。	48g/袋	48g/袋
5-129	无尘纸（床式卷纸）	无纺布	48cm4卷/箱	/
5-130	无菌棉球	医用脱脂棉材质，无杂质，吸水性良好；用于皮肤、创面清洁处理	小号5粒*100包/袋	/
5-131	无菌手术刀片1	碳钢材质，刃口锋利，适配手术刀柄；用于外科手术切割。	11#	/
5-132	无菌手术刀片2	碳钢材质，刃口锋利，适配手术刀柄；用于外科手术切割。	10#	/
5-133	无菌手术刀片3	碳钢材质，刃口锋利，适配手术刀柄；用于外科手术切割。	15#	/
5-134	无菌橡胶医用手套1	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	6.5#	麻面/有粉/弯形
5-135	无菌橡胶医用手套2	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	7#	麻面/有粉/弯形
5-136	无菌橡胶医用手套3	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	8#	麻面/有粉/弯形

5-137	无菌橡胶医用手套4	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	7.5#	麻面/有粉/弯形
5-138	无菌橡胶医用手套5	天然橡胶胶乳，分左右手；质地柔韧，抗张强度良好，注水试验无渗漏；用于外科手术防护。	6#有粉	6#有粉
5-139	无菌型医用超声耦合剂	1、无菌性耦合剂，管理类别为二类医疗器械 2、容积不大于20g，避免浪费和交叉感染	20g/支	20g/支（无菌型）
5-140	吸氧面罩1	由面罩 铝片 下接头 输氧管 松紧带组成	1500mm	DRD-C
5-141	吸氧面罩2	由面罩 铝片 下接头 输氧管 松紧带组成	1500mm	DRD-R
5-142	希碧丝免洗手消毒液	1.成分：乙醇75%-85%（v/v） 2.葡萄糖酸洗必泰0.2%-0.26% 3.规格：50ml、100ml、245ml、500ml、1000ml 4.使用范围：外科手消毒，卫生手消毒 5.通过欧标EN12791认证 6.6h+长效抑菌 7.可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌，并能灭活人类冠状病毒229E	500ml	500ml
5-143	心电图记录纸	热敏记录纸，走纸顺畅、加热发色清晰、保存稳定。	50mm*100mm-300P	/
5-144	心电图纸	心电记录专用热敏记录纸，与主流心电图机适配、走纸清晰、记录字迹不易褪色，尺寸以实际采购为准	1卷/210*30	/
5-145	新华牌134℃压力	用于医疗防疫机构对134° C，作用4min的预	200片	/

	蒸汽灭菌化学指示卡	真空压力蒸汽灭菌处理的监测		
5-146	新华牌 B-D 实验包	用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试	BY1342	/
5-147	新华牌清洗效果监测卡	用于清洗消毒器清洗效果的监测	50 片/盒	/
5-148	血管鞘组	1.产品由导管鞘、扩张器、导丝组成。	860701154	860701154
5-149	血糖试纸（干化学法）URITG26	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒，样本提取液，密封袋	25 条/筒*2/盒	/
5-150	血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）		25 片/筒 DM5281	
5-151	血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）	葡萄糖氧化酶法，25 片×2 罐，采血检测血糖，配套对应血糖仪使用	25 片*2 罐	/
5-152	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡	适用于医疗防疫机构对 121℃-135℃压力蒸汽灭菌效果的化学监测	IB1001	/
5-153	压力蒸汽灭菌指示剂	特殊卡纸基材，饱和蒸汽环境下指示色块变色，用于监测压力蒸汽灭菌过程是否达到要求；变色清晰，判读直观。	1 支/支	ME-
5-154	压敏胶带	由印刷有导电材料的基片，酶试剂块和双面胶组成	1cm*500cm（织布）	1cm*500cm（织布）
5-155	压舌板	木质材质，边缘打磨光滑无毛刺，不易劈裂；用于口腔检查。	150×18×1.5±0.1mm	成人型
5-156	氧气袋 1	由上盖部件 汞瓶部件 底壳部件 臂带部件和气球部件组成	50L（特大号）	/

5-157	氧气袋 2	由上盖部件 汞瓶部件 底壳部件 臂带部件和气球部件组成	42L	/
5-158	氧气雾化面罩	2.导管鞘内径值为 7F，导管鞘有效长度为 11cm，内径 2.51mm，外径 2.87mm；扩张器最小内径 0.99mm，最大外径 2.43mm，有效长度 16.5cm；J 弯导丝，长度 45cm，最大外径 0.97mm(0.038)。	儿童面罩	儿童面罩
5-159	样品杯	放置在自动化分析仪上，用于承载血液、尿液等样本，以便仪器直接吸样检测	日立	/
5-160	液体石蜡	主要作软膏剂及擦剂的基质等	1 瓶/瓶(450ml)	/
5-161	一次性穿刺针 1	1、用于人体注射气体或者给药 2、针管有刻度，刻度易于观察，可在超声下显影清晰； 3、针头 22G，针长不小于 90mm；	22G 0.7*90mm	PT 型
5-162	一次性穿刺针 2	1、用于人体注射气体或者给药 2、针管有刻度，刻度易于观察，可在超声下显影清晰； 3、针头 20G，针长不小于 90mm；	20G 0.9*90mm	PT 型
5-163	一次性加热呼吸管路套装	一次性加热呼吸管路套装，连接呼吸机 / 麻醉机湿化器与患者面罩、气管插管或气切套管，作为呼吸气体输送通道；管路内置加热丝，对管路内气体加温，** 降低回路冷凝水产生，避免冷凝水倒灌气道 **；	HF1901	HF1901

5-164	一次性接种环（10ul）	医疗级聚苯乙烯材质，高韧性、平滑表面和流线型设计确保菌落免受损伤； 设计纤细可弯曲，便于进入窄口容器使用	25 个/袋；40 袋/箱	/
5-165	一次性麻醉面罩	由上盖 气垫 气嘴 套管组成	KM-201	I 型
5-166	一次性末梢采血器	安全锁卡式结构，采血后自动锁针防刺伤，内置弹簧发射机构，触发稳定，穿刺深度一致性好，针尖锋利，采血顺畅。	28G*1.8mm	Press(安全锁卡式）
5-167	一次性内窥镜护套	1.配置：由复式管、塞子、接头、夹子，法兰，喷洒头、带定距管口(镜片)、硅胶管封组成。 2.安装护套后不影响内窥镜原有的图像清晰度 3.产品应用部分具有良好的密封性，使用过程中无微生物从护套外向内渗漏。	HT-01	HT-01
5-168	一次性使用 PVC 检查手套 1	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为 PVC 粉 增塑剂 钙锌稳定剂 降粘剂 PU（或玉米淀粉）采用手模浸渍，塑化而成	M	
5-169	一次性使用 PVC 检查手套 2	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为 PVC 粉 增塑剂 钙锌稳定剂 降粘剂 PU（或玉米淀粉）采用手模浸渍，塑化而成	L	
5-170	一次性使用包皮切割吻合器 1	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	18	/

5-171	一次性使用包皮切割吻合器2	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	15	/
5-172	一次性使用包皮切割吻合器3	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	29	
5-173	一次性使用包皮切割吻合器4	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	26	/
5-174	一次性使用包皮切割吻合器5	用于临床包皮环切手术，一次性完成包皮组织环形切割与钉合吻合；适用于包皮过长、包茎患者手术，**一次性使用，禁止重复灭菌复用**。	22	/
5-175	一次性使用备皮包	基本配置为备皮刀 薄膜手套 无纺布叠片 托盘，选用配置为海绵刷 镊子 治疗巾 棉球 软皂滑石粉	（一次性使用备皮包）/	
5-176	一次性使用鼻镜	由鼻镜柄 鳃轴螺钉和冷拉碳素弹簧钢丝组成	（直型）直型	

5-177	一次性使用鼻氧管	物理性能： 1.鼻氧管应通畅，并能在正常氧气压力（0.4MPa）下保证不少于 15L/分的氧流量通过。 2.在额定流速下，气体通过 60cmH20 压力减压阀再通过鼻氧管，背压应不超过 60cmH20：气体通过 40cmH20 压力减压阀再通过鼻氧管，背压应不超过 45cmH20.(适用于普通加热湿化鼻氧管) 化学性能： 1.重金属含量： 鼻氧管的浸取液所呈颜色不得超过质量浓度 p(Pb2)=1ug/mL1 的标准对照液的颜色，镉的含量应不超过 0.1 ug/mL，钡，铬，铜，铅，锡的总量应不超过 1ug/mL. 2.酸碱度： 鼻氧管的浸取液与同批空白对照液 pH 值之差应不超过 1.5. 3.还原物质： 检验液与空白液所消耗的高锰酸钾溶液[c(KMn04)=0.002mol/L]的体积之差应不超过 2.0ml. 4.无菌： 应无菌，采用环氧乙烷灭菌。 5.环氧乙烷残留量： 环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g.	加强加热湿化鼻氧管(A-2 型)	032-10-161CH
5-178	一次性使用标本杯 1	螺旋盖设计应确保开启与旋紧操作简便，盖体与杯体螺纹匹配良好，防止滑丝	痰盒 20ML（螺旋盖）50 只/袋	/

5-179	一次性使用标本杯2	用于留取、收集大便样本。	1只(大便采集器)/只	/
5-180	一次性使用标本杯3	用于人体尿液标本采集	40ml 尿杯 透明	/
5-181	一次性使用采血针	规格 26G，不锈钢针体，针体笔直无毛刺、卷刃，针管强度达标，穿刺顺畅；表面润滑均匀。	26G	注式 Soft
5-182	一次性使用肠道冲洗袋	由挂圆 袋体 流液管 调节器 加压囊 冲洗管组成	1袋/袋(A型)	
5-183	一次性使用单腔胸腔引流装置	1、引流用水封瓶 2、两孔型，配有连接管	两孔型 1600mL	两孔型 1600mL
5-184	一次性使用丁腈检查手套1	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为丁腈乳胶配合剂 凝固剂 表面处理剂 PU（或玉米淀粉）采用手模浸渍，塑化而成	L	
5-185	一次性使用丁腈检查手套2	医疗检查过程中穿戴于检查者手、指部位的用品。原材料为丁腈乳胶配合剂 凝固剂 表面处理剂 PU（或玉米淀粉）采用手模浸渍，塑化而成	M	
5-186	一次性使用防返流引流袋	由护帽 进液接头（带或不带采样口）进液管 进液接管 挂钩（带） 袋体 空气膜 防返流止回膜（或进液座或带防返流止回膜滴瓶与进液座）排液管 排液阀（T型阀 十字阀 螺旋阀 翻转阀 折叠阀 拉阀 夹阀）组成	2000mL 十字阀+采样口	II型

5-187	一次性使用负压引流袋	1、容量 2000ml； 2、配有引流连接管，且在 20N 静拉力下，不脱落或分离 3、一次性无菌产品	2000ml	普通型
5-188	一次性使用负压引流器	由尖子 导管 乳胶管（可不带）弯头（可不带）阻塞 上端盖 弹簧 薄膜袋 压环 下端盖 尖子帽（可不带）提环（可不带）流量调节器（可不带）组成	1000ml	带弯头、带乳胶管、带流量调节器
5-189	一次性使用腹腔穿刺包	基本配置：腹穿针 无菌注射针 无菌注射器 选配：一次性使用橡胶检查手套或一次性使用灭菌橡胶外科手套 塑料镊子 脱脂纱布 棉球 棉签 创口贴 胶带/胶贴 洞巾 包布 试管架 塑料试管（带塞 ）	16#	/
5-190	一次性使用肛肠套扎吻合器	适用于各期内痔、混合痔、直肠良性息肉套扎治疗；一次性使用，禁止重复灭菌复用。	KH-TWC-III	
5-191	一次性使用呼吸过滤器	用于呼吸机、麻醉机、肺功能仪呼吸回路，过滤气体中细菌、病毒等微粒，部分型号带热湿交换功能	普通型	普通型
5-192	一次性使用呼吸机回路套装	与呼吸机配套一次性使用，作为医用空气、医用氧气或两者的混合气体进入病人体内的一个连接通道；加热呼吸回路的同时对输送的气体进行保温，防止冷凝水的产生	500ml	湿化罐
5-193	一次性使用间接喉镜	由喉镜 喉镜手柄 玻璃镜组成	B2	
5-194	一次性使用胶乳胆管引流管	以天然浓缩乳胶为原料制成，由横梁 主管 体外端接口组成	8.0mm（Fr24）	

5-195	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	由外周静脉（贵要静脉、肘正中静脉、头静脉）穿刺置入，导管尖端位于上腔静脉下段靠近右心房入口处，用于中长期静脉给药、化疗药物、肠外营养、高渗药液输注	30cm	PB-3Fr-1-A
5-196	一次性使用静脉采血针 1	产品无菌无热原；胶套具备自密封性能，多次穿刺不渗漏；针座连接牢固，拉力测试不松脱。针尖锋利，穿刺阻力小；软管柔韧无开裂。	蝶翼型（0.7*25mm）	蝶翼型（0.7*25mm）
5-197	一次性使用静脉采血针 2	1、儿童静脉采血适用 2、采血针径≤0.55mm 3、软管长度≥120mm	0.55*19RWLB	AII-01 型
5-198	一次性使用静脉输液针 1	由保护套 保护帽 针管 针柄（单翼/双翼）软管 针座组成	（0.55mm）0.55mm	0.55mm
5-199	一次性使用静脉输液针 2	由保护套 保护帽 针管 针柄（单翼/双翼）软管 针座组成	（0.7mm）0.7mm	0.7mm
5-200	一次性使用静脉输液针 3	由保护套 保护帽 针管 针柄（单翼/双翼）软管 针座组成	（0.45mm）0.45mm	0.45mm
5-201	一次性使用抗凝管	用于盛放液体，在离心机中高速旋转以实现分离物质的管状容器	1 只/只(1.5ml)	/
5-202	一次性使用离心管（无菌）	管身带有丝印刻度，便于体积读取	10ml（螺旋盖）100 支/袋	/
5-203	一次性使用连接管	由瓶塞穿刺器 管路和保护套组成	LJG-X	
5-204	一次性使用麻醉呼吸管路组件	1、可伸缩波纹管，拉伸长度不小于 1.8m 2、配有 1L 呼吸囊 3、配有麻醉面罩，面罩鼻腔操作孔与口腔操作孔分开且内含口垫	成人	可伸缩标准 D 型
5-205	一次性使用麻醉呼	1、可伸缩波纹管，拉伸长度不小于 1.8m	成人	可伸缩标准 C 型

	吸管路组件	2、配有 1L 呼吸囊 3、配有充气式麻醉面罩		
5-206	一次性使用帽子	直筒无纺布，无纺布厚薄均匀，无孔洞、无撕裂、无油污杂质；弹性松紧带拉力稳定，佩戴不勒头、不易松脱。	65cm*15cm	/
5-207	一次性使用内镜喷洒管 1	1.直径≤1.8mm,长度≧1800mm; *2.金属螺旋嘴设计，可以形成均匀的雾状喷洒效果	WP-18/1800	WP-18/1800
5-208	一次性使用内镜喷洒管 2	1.直径≤1.8mm,长度≧2200mm; *2.金属螺旋嘴设计，可以形成均匀的雾状喷洒效果	WP-18/2200	WP-18/2200
5-209	一次性使用尿沉渣管	1、尺寸：管体高度 100mm，管帽直径 20mm 2、管帽顶部为可穿刺铝箔，管体表面刻度线 3、容积≥10ml 4、管体为 PS 材质	可穿刺型 10ml	可穿刺型 10ml
5-210	一次性使用配药注射器	采用医用聚丙烯为主要原材料，由注射器外套 胶塞 芯杆 一次性使用配药用针组成	1 支/支(20ml)	
5-211	一次性使用配药注射器 带针(无菌溶药器)	采用医用聚丙烯为主要原材料，由注射器外套 胶塞 芯杆 一次性使用配药用针组成	50mL（1.6mm）	
5-212	一次性使用皮肤吻合器	1、表皮缝合用 2、外形为加宽 W 型 3、内置吻合钉数量为 35 钉 4、单独包装且均配置拆钉器 5、一次性无菌产品	LMPF-35W	LMPF-W
5-213	一次性使用气管插管 1	一次性使用气管插管由管坯（加强型带钢丝加强筋）套囊 单向阀 指	普通型 7.0mm	普通型

		示囊 充气管 标准接头等组成，选用配件导丝		
5-214	一次性使用气管插管 2	一次性使用气管插管由管坯（加强型带钢丝加强筋）套囊 单向阀 指示囊 充气管 标准接头等组成，选用配件导丝	普通型 7.5mm	普通型
5-215	一次性使用气管插管 3	一次性使用气管插管由管坯（加强型带钢丝加强筋）套囊 单向阀 指示囊 充气管 标准接头等组成，选用配件导丝	普通型 6.5mm	普通型
5-216	一次性使用人体动脉血样采集器	用于人体动脉血样采集	3ml 预设型，配针规格：0.7×25TWLB	3ml 预设型，配针规格：0.7×25TWLB
5-217	一次性使用人体静脉血样采集容器 1	血沉管，3.8% 枸橼酸钠，血：抗凝剂 = 4:1，红细胞沉降率检测	2ml 黑色	柠檬酸钠 4：1（玻璃）
5-218	一次性使用人体静脉血样采集容器 2	促凝管，含促凝剂，无抗凝剂，血液凝固分离血清，用于生化、免疫检验。	5ml 红色	促凝剂(玻璃)
5-219	一次性使用人体静脉血样采集容器 3	肝素钠抗凝管，制备血浆样本，适合急诊生化、电解质检测技术要求。	5ml 绿管	肝素钠（玻璃）
5-220	一次性使用识别带 1	用于患者手腕或脚腕的塑料条，记录区分	成人粉色	
5-221	一次性使用识别带 2	用于患者手腕或脚腕的塑料条，记录区分	成人蓝色	
5-222	一次性使用拭子	用于样本的收集、运输和储存等	100 支/包；2000 支/箱	/
5-223	一次性使用输血器	由瓶塞穿刺器保护套 瓶塞穿刺器 液体通道 滴管 滴斗 血液及血液成分过滤器 管路 流量调节器 注射件（可不带）外圆锥接头 外圆锥接头保护套组成输液针（可	0.9x26mm TWLB	不带注射件

		不带）进气器件（可不带）		
5-224	一次性使用双囊三腔胃管	由硅橡胶组成	16#	
5-225	一次性使用塑料管	1、硬质外型、聚丙烯材质透明试管 2、规格 16*100mm	16*100mm	16*100mm
5-226	一次性使用体外吸引连接管	1、连接负压与引流装置，配有接头内径 9±0.2mm 2、管路长度≥1.7m 3、管体口口径需匹配现有负压接口，内径 6.0±0.6mm	1.7m	Ⅰ型
5-227	一次性使用外周神经刺激针	1、针径 0.7mm，针长≥70mm 2.可配合贝朗 HNS 12 外周神经丛刺激器	0.7	0.7
5-228	一次性使用微量采血吸管(40μl 500支)	用于人体末梢血的采集、存储。	1 筒/筒	40μl 500 支
5-229	一次性使用微量采血吸管(60μl 500支)	用于人体末梢血的采集、存储。	1 筒/筒	60μl 500 支
5-230	一次性使用胃肠营养输送器	1，肠内营养管应为无菌包装。 2，肠内营养管路为紫色，且不含 DEHP.3，肠内营养管路具备加药口。 4，肠内营养管路和滴壶应足够透明，能观察到里面的液滴或气泡。5，肠内营养管路起始端到末端接头处有效长度：260cm 士 25cm.6，肠内营养管管路壁厚 0.4mm，	E112E	E112E

		外径应 3.5mm. 7，肠内营养管路中硅胶管长度 75mm，壁厚 0.5mm，硅胶管外径 5.0mm.8，肠内营养中硅胶管段的硬度 65 士 10(邵氏 A 硬度).		
5-231	一次性使用胃管 1	由医用高分子 不锈钢导丝 硅胶材料制成。主要由接头 三腔接头 堵头 导管 咬口器 一次性使用手套 导丝 导丝接头和肠营养管组成	28F	DRW-X
5-232	一次性使用胃管 2	由医用高分子 不锈钢导丝 硅胶材料制成。主要由接头 三腔接头 堵头 导管 咬口器 一次性使用手套 导丝 导丝接头和肠营养管组成	26F	DRW-X
5-233	一次性使用胃管 3	管前端钝化，多侧孔设计；配套多用接头，可接注射器、吸引装置。管壁柔软光滑，不损伤食道胃黏膜；管身与接头粘接牢固，拉力测试不脱落。	14F	DRW-B
5-234	一次性使用无菌刀片	供外科、门诊、手术室清创、小手术操作切割人体软组织；一次性使用，禁止重复使用、二次灭菌复用。	15C	15C
5-235	一次性使用无菌导尿包	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr18	标准型三腔(硅胶)

5-236	一次性使用无菌导尿包 1	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr16	标准型三腔(硅胶)
5-237	一次性使用无菌导尿包 2	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr20	标准型三腔(硅胶)
5-238	一次性使用无菌导尿包 3	硅胶标准： 1、硅胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	Fr22	标准型三腔(硅胶)
5-239	一次性使用无菌导尿包 4	1、硅胶材质 2、三腔 Fr18 3、特殊润滑剂，水凝胶 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、留置时间 30 天	18Fr 三腔（硅胶）	F 型
5-240	一次性使用无菌导尿包 5	超滑标准： 1、乳胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、非油性润滑剂，水润性润滑剂 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、尿管有水润性涂层	Fr20 三腔	超滑标准型（乳胶）
5-241	一次性使用无菌导尿包 6	超滑标准： 1、乳胶材质 2、双腔 F8 一 F22 三腔 F16 一 F22 3、非油性润滑剂，水润性润滑剂 4、三腔可用于膀胱冲洗 5、尿管有水润性涂层	Fr18 三腔	超滑标准型（乳胶）
5-242	一次性使用无菌阴	由上叶 下叶和手柄组成	中号	

	道扩张器1			
5-243	一次性使用无菌阴道扩张器2	由上叶 下叶和手柄组成	中号 B 型	
5-244	一次性使用无菌注射器	1.本产品由外套、芯杆、活塞、注射针组成 2.推注阻力：芯杆推拉顺滑，无卡滞 3.泄露：加压保压无渗漏 4.透明度：桶身透明，方便查看	5ml/0.5*38RWLB	正常壁、短斜面角、中头式、普通接头
5-245	一次性使用无菌注射器 带针1	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式注射器规格：10ml 配套注射针规格：0.8mm 针管有效长度：33.8mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	5ml（0.7mm×31mm,TW,LB）	中头式
5-246	一次性使用无菌注射器 带针2	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式注射器规格：1ml 配套注射针规格：0.45mm 针管有效长度：15.5mm 管壁类型:RW 斜面角度：LB	1ml（0.45mm×15.5mm,RW,LB）	中头式
5-247	一次性使用无菌注射器 带针3	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式注射器规格：5ml 配套注射针规格：0.7mm 针管有效长度：31mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	2.5ml（0.5mm×19.7mm）	中头式
5-248	一次性使用无菌注射器 带针4	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式注射器规格：2.5ml 配套注射针规格：0.6mm 针管有效长度：28.5mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	10ml（0.8mm×33.8mm，TW，LB）	

5-249	一次性使用无菌注射器 带针5	由注射器外套 胶塞 芯杆和一次性使用无菌注射针组成 型号：中头式注射器规格：2.5ml 配套注射针规格：0.6mm 针管有效长度：28.6mm 管壁类型:TW 斜面角度：LB	2.5ml （0.6mm×28.5mm）	中头式
5-250	一次性使用无菌注射针 1	由护套 针管和针座组成，针座和护套采用医用聚丙烯（pp)制成，针管采用医用不锈钢（SUS304）制成。	0.7*31TWLB	
5-251	一次性使用无菌注射针 2	由护套 针管和针座组成，针座和护套采用医用聚丙烯（pp)制成，针管采用医用不锈钢（SUS304）制成。	1.2mm	
5-252	一次性使用无菌注射针 3	主要用于安全、精准地完成药物注射、疫苗接种、液体抽取等操作。它由针头、针管、保护套组成，采用无菌设计，确保单次使用后即废弃，避免交叉感染风险。	0.7*80	0.7*80
5-253	一次性使用雾化吸入器	1、雾化杯药量≥10ml 2、可持续加药 3、T 型三通内具备活动堵头，可在呼吸机管路中自由拆卸实现雾化功能，且拆卸不影响持续供氧	持续加药、10ml	1BSZ-T Ⅲ呼吸机型
5-254	一次性使用吸氧管 1	双鼻吸头；管路抗压折，不易压扁堵塞，鼻头圆润无毛刺，佩戴舒适；通气通畅无阻滞；接头装配牢固	成人 2000mm	DRY-YC
5-255	一次性使用吸氧管 2	用于向患者输送氧气，用于临床低流量吸氧治疗	OT-M1-130ml	/
5-256	一次性使用吸氧管 3	用于向患者输送氧气，用于临床低流量吸氧治疗	OT-MI-230	/

5-257	一次性使用吸引连接管	两端成型标准通用连接接头；管壁厚薄均匀，管路耐负压、不易吸瘪；弯折不易扭结堵塞；接头粘接牢固。	II 型 F28 2 米	II 型
5-258	一次性使用消毒棉片	由 70-75%医用乙醇和医用非织造布及铝箔纸包装组成	MP-02 型 60mm*60mm	
5-259	一次性使用心电电极 1	由电极扣 金属帽 导电膏 背衬 保护层 商标纸组成	Φ52mmYH-1 型	
5-260	一次性使用心电电极 2	金属扣式（泡棉材质）与动态心电诊断仪器或心电监护仪器配套作心电检查或心电监护。	V0014A-01	V0014A-01
5-261	一次性使用胸腔穿刺包 1	基本配置：胸腔穿刺针 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射器 医用纱布片 洞巾 选用配置：橡胶检查手套 塑料镊子 医用棉球 消毒创可贴 试管组成	16#	16#
5-262	一次性使用胸腔穿刺包 2	基本配置：胸腔穿刺针 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射器 医用纱布片 洞巾 选用配置：橡胶检查手套 塑料镊子 医用棉球 消毒创可贴 试管组成	12#	12#
5-263	一次性使用旋塞	由旋塞座 旋钮 锁紧螺帽 底座 封口帽和外锥帽组成	三通道	
5-264	一次性使用延长管	由保护套 锁合盖 锁合接口 二接管 软管 药液过滤器 止流夹 注射件 普通流量调节器 流量设定微调装置 三通阀组成	压力延长管	
5-265	一次性使用样品杯	在生化分析实验中盛装待测样本，确保与仪器的兼容性及检测过程的稳定性与准确性	贝克曼杯(13*24)	/
5-266	一次性使用腰硬联	用于手术室腰硬联合阻滞麻醉，一次性无菌侵入式麻醉耗材	AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）	AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅱ型

	合麻醉穿刺套件			
5-267	一次性使用腰椎穿刺针及套件	1、9#，腰椎穿刺管件 2、配有测压管、取样试管、洞巾、纱布等操作配件 3、无菌产品	腰椎穿刺针规格 9#	腰椎穿刺针规格 9#
5-268	一次性使用医用雾化器 1	1、雾化杯药量≥8ml 2、材质不含塑化剂 3、药量残留量≤0.11ml 4、成人适用，配有面部面罩	成人面罩	普通型
5-269	一次性使用医用雾化器 2	1、雾化杯药量≥8ml 2、材质不含塑化剂 3、药量残留量≤0.11ml 4、成人适用，配有口含件	成人口含器	普通型
5-270	一次性使用医用雾化器 3	1、雾化杯药量≥8ml 2、材质不含塑化剂 3、药量残留量≤0.11ml 4、气切成人患者适用	气切面罩	普通型
5-271	一次性使用医用橡胶检查手套 1	采用天然橡胶胶乳材料制造。	L 无粉	
5-272	一次性使用医用橡胶检查手套 2	采用天然橡胶胶乳材料制造。	S 无粉	
5-273	一次性使用医用橡胶检查手套 3	采用天然橡胶胶乳材料制造。	M 无粉	
5-274	一次性使用真空采血管（黄）	内含分离胶 + 促凝剂；采集后血液快速凝固，离心后血清与血细胞隔离，透明管体，管壁无划痕杂质，橡胶胶塞密封可靠。	13×100mm	ST750CG
5-275	一次性使用真空采血管（蓝）	抗凝温度，降低 PT、APTT、等凝血项目检测偏差，透明管体，管壁	13×75mm	ST530SC2

		无划痕杂质，橡胶胶塞密封可靠。		
5-276	一次性使用真空采血管（紫）	抗凝浓度稳定，对红细胞、白细胞、血小板形态干扰小，用于血常规检测，透明管体，管壁无划痕杂质，橡胶胶塞密封可靠。	13×75mm	ST520EK
5-277	一次性使用治疗巾	无纺布	50cm*70cm	
5-278	一次性使用中心静脉导管套件	用于危重患者中心静脉置管，一次性无菌血管内耗材。	2-7Fr-20cm	Ⅱ型
5-279	一次性使用注射笔用针头（新优锐）	0.25mm×5mm，31G，14支/盒，超细超短，适配胰岛素注射笔	0.25*5mm(31G*5mm)BD超细超短型*14支	
5-280	一次性使用子宫造影通水管	以天然浓缩乳胶为原料制成，由管身 球囊 主腔接头 球囊接头 小孔 单向阀组成	12B 通水型	
5-281	一次性使用自粘式伤口敷料1	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(10/15)）C10/15	C10/15
5-282	一次性使用自粘式伤口敷料2	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(10/10)）C10/10	C10/10

5-283	一次性使用自粘式伤口敷料3	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(10/20)）C10/20	C10/20
5-284	一次性使用自粘式伤口敷料4	适用于术后包扎，也可用于保护开放性损伤，如切伤、裂伤、擦伤及缝合伤口;输血贴、伤可贴适用于对小损伤创面保护;输液贴适用于供医疗机构输液时固定输液管或输液针及小伤口的保护。	（C W/L(6/7)）C6/7	C6/7
5-285	一次性试管置换盖	预防或者处理样本管盖子密封不严，通过更换新盖子来重新确保密封性，防止泄露或污染	贝克曼流水线置换盖	/
5-286	一次性洗手刷	1、由海绵和塑料刷组成的双面洗手刷 2、规格：长 8 厘米*宽 5 厘米*高 3.5 厘米	8cm*5cm*3cm	8cm*5cm*3cm
5-287	一次性胰岛素笔用针头	0.23mm×4mm，32G，胰岛素笔配套注射针	0.23×4mm/32G	
5-288	一氧化氮检测器--一氧化氮传感器	一氧化氮检测器由外壳、硬件接口卡、一氧化氮传感器组成。配合本公司生产的呼气分析仪使用，用于检测呼出气中一氧化氮浓度。	300 次/套	ADNO2122
5-289	医疗废物利器盒 1	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	8L 圆形	/
5-290	医疗废物利器盒 2	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	圆形 4L	/

5-291	医疗废物利器盒 3	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	方形 8L	/
5-292	医疗废物利器盒 4	硬质塑料，防刺穿、防渗漏，带自锁封盖；用于医疗锐器、针头刀片等医疗废弃物收纳。	2L 圆形	/
5-293	医疗废液收集装置	由架子 塑料瓶 收集袋和软管组成	DY-FYYL-(F)型	/
5-294	医疗器械润滑防锈剂	用于金属器械、物品的手工或喷淋润滑、保养、防锈	2.5L	/
5-295	医用超声耦合剂	1、医用超声耦合剂，无色、无致敏、无刺激，易擦拭清洗 2、常温下，声特性阻抗在 1.5×106---1.7×106Ps ·s/m 之间 3、常温下，声衰减≤0.1dB/(cm ·MHz) 4、pH 值在 5.5～8.0	250g/支	250g/支
5-296	医用导电膏（除颤仪导电膏）	由丙二醇 氯化钠 乙醇 甘油 椰油酰两性基乙酸钠 黄原胶 道康宁矽油 尼泊金乙酯 柠檬香精 水组成	1 支	/
5-297	医用垫单 1	1. 外观 1.1 表面平整、无破洞、无污渍、无霉变。 1.2 封口牢固，不脱边、不漏底膜。 2. 尺寸规格：A 型(卷) 60cmX60m、62cmX60m、62cmX80m, 62cmX100mB 型(片) 60cmX 80m, 60emX 100m 宽度 40cm~160cm，长度 40cm~250cm 3. 物理性能 3.1 拉伸强度：纵横向拉力良好，不易撕裂。 3.2 防渗性能：底层膜不渗水、不渗漏。	66cm*80m	66cm*80m

		4. 安全要求 4.1 无皮肤刺激、无致敏。 4.2 一次性使用，用后销毁。 4.3 由非织造布和塑料膜复合而成。		
5-298	医用垫单2	纸膜	40*50 薄	
5-299	医用多酶湿巾	1、含有多酶的无纺布湿巾 2、包装量小，小于 20 片/包 3、小规格，20cmx14cm	20cmx14cm/20 片	/
5-300	医用防护口罩	由无纺布 熔喷无纺布 内衬层 鼻夹 海绵条 口罩带 调节扣组成	密合型拱形	密合型拱形
5-301	医用缝合针（非无菌）1	一次性使用非无菌；不锈钢材质，针尖锋利，针体强度好；用于外科缝合配套。	△1/2 6*14	/
5-302	医用缝合针（非无菌）2	一次性使用非无菌；不锈钢材质，针尖锋利，针体强度好；用于外科缝合配套。	△1/2 11*24	/
5-303	医用肛肠凝胶敷料	用于肛肠科黏膜创面护理。	0.5mg/g*3g/支	Ⅰ型
5-304	医用高分子夹板 1	由聚氨酯胶 玻璃丝 无纺布组成	（玻璃纤维）7.5cm×30cm	标准型-312
5-305	医用高分子夹板 2	由聚氨酯胶 玻璃丝 无纺布组成	（玻璃纤维）10.0cm×40cm	标准型-415
5-306	医用隔离面罩	由透明防护面屏与可调式固定头带组成，面屏透光清晰、防雾、防飞溅，可阻隔体液、血液及飞沫喷溅；非无菌提	10 只/包	10 只/包

		供；符合国家及行业相关标准要求；		
5-307	医用隔离鞋套 1	用于脚部隔离	无纺布加长型	/
5-308	医用隔离鞋套 2	I 型隔离鞋套采用 PVC 材料或非织布制成	I 型 15cm*40cm	I 型 15cm*40cm
5-309	医用隔离鞋套 3	II 型隔离鞋套由 PVC 材料或非 织造布材料制成	II 型 60cm*30cm	II 型 60cm*30cm
5-310	医用喉罩	由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯（选配）组成	4	食道引流 I 型
5-311	医用护理垫中单	上层无纺布中层（纸、无尘纸、棉浆）、下层 PE 膜	135cm*80cm/片（按片销售）	135cm*80cm/片（按片销售）
5-312	医用几丁糖（关节腔内注射用）	2ml/支，关节腔注射，医用几丁糖，润滑防粘连	2ml	/
5-313	医用几丁糖液体敷料	用于外伤患者使用，本产品由几丁聚糖、甘油、磷酸氢二钠、纯化水组成。本品为浅黄色透明液体。对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌抑菌率≥50%，PH 应在 4.5～7.5。经 Co60 辐照灭菌，产品无菌。	30ml/瓶	30ml
5-314	医用检查手套 1	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	无粉 S	无粉
5-315	医用检查手套 2	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	有粉 S	有粉

5-316	医用检查手套 3	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	有粉 M	有粉
5-317	医用检查手套 4	通常采用橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。	无粉 M	无粉
5-318	医用棉签 1	脱脂棉头和竹棒组成，棉头缠绕牢固不易脱落；用于皮肤清洁、涂药。	15cm	/
5-319	医用棉签 2	1 棉签的规格尺寸应符合 1.2 的要求 2 棉签外观应洁净，棉头大小均匀，棉头尾部应与竹棒(木棒、塑料棒)捻紧，不得脱落。 3 棉签棉头应膨松，棉棒表面应无毛刺，棒体粗细均匀。 4 棉签的棉头与棒体结合牢固度应不低于 2.5N 拉力。 5 棉签头性能:制造棉签所用医用脱脂棉应为具有医疗器械产品注册证的合格产品，棉签头应符合以下规定: 5.1 性状 拉伸时有一定阻力，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。5.2 鉴别管状，通常扭曲。5.2.2 当接触碘化氯化锌溶液时，纤维应显紫鱼 目视观测，医用脱脂棉外观应为白色或类白色，由平均长度不小于 10mm 的纤维组成，无叶	2000 支/包	2000 支/包

		片、果皮、种皮残留 5.2.1 在显微镜下观察，每根可见纤维应由长度最大为 4cm，宽度最大为 40m 的单细胞组成，呈厚的圆壁形扁平 6.环氧乙烷残留量检验应按 GB/T14233.1-2022 规定的方法进行		
5-320	医用棉签 3	脱脂棉头和竹棒组成，棉头缠绕牢固不易脱落；用于皮肤清洁、涂药。	20cm	/
5-321	医用灭菌包装无纺布 1	用于医疗器具灭菌前的包装，对灭菌后的物品能保持一段时间内无菌	60*60	/
5-322	医用灭菌包装无纺布 2	用于医疗器具灭菌前的包装，对灭菌后的物品能保持一段时间内无菌	90*90	/
5-323	医用清洗刷 1	1、尼龙刷头为圆形，首尾均有刷头 2、工作长度≥230cm 适用管腔 2mm---4mm 3、一次性使用	TL-QXS-SFa6×6×2300bI	/
5-324	医用清洗刷 2	1、尼龙刷头为圆形，首尾均有刷头 2、工作长度小于等于 16cm 适用镜体阀门、通道口及操作按钮清洗	TL-QXS-SDb5×11×155aI	/
5-325	医用刷套	用于套到笞帚上扫床	10cm*25cm	/

5-326	医用透明粘膜吸套1	1、适配外径9mm软镜先端 2、有侧孔	TYCA-NX-Ⅰ-0984	TYCA-NX-Ⅰ-0984
5-327	医用透明粘膜吸套2	1、适配外径12mm软镜先端 2、有侧孔	TYCA-NX -Ⅰ-1204	TYCA-NX -Ⅰ-1204
5-328	医用透气胶粘带1	带状粘贴材料，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤，适用于临床皮肤表面敷料、管路固定。	12mm x 9.1m	1527c-0
5-329	医用透气胶粘带2	带状粘贴材料，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤，适用于临床皮肤表面敷料、管路固定。	24mm x 9.1m	1527c-1
5-330	医用脱脂纱布块1	由脱脂棉纱布加工而成	5cm*7cm*8层	无菌型
5-331	医用脱脂纱布块2	由脱脂棉纱布加工而成	10cm*10cm*8层	无菌型
5-332	医用外固定支具（桡骨右）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	桡骨 成人 中号	/
5-333	医用外固定支具（桡骨左）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	桡骨 成人 中号	/
5-334	医用外固定支具（下肢右）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	胫腓超踝 成人 中号 右	/
5-335	医用外固定支具（下肢左）	是骨科创伤手术配套工具：由高分子泡沫板 塑料支架 铆钉 塑料板 铝板 粘扣加工制成	胫腓超踝 成人 中号 左	/
5-336	医用外科口罩1	由口罩体 鼻夹 口罩带组成，其中口罩体由内层 过滤层 外层组成，内外两层为无纺布，过滤层为熔喷布，鼻夹由塑料材料制成，口罩带由松紧带制成	17.5cm*9.5cm	无菌平面型耳挂式

5-337	医用外科口罩 2	产品为无菌，三层结构，内外层、过滤层。适用于医务人员基本防护，有创创作中阻挡体液、喷溅物传播。	17cm*17cm 无菌纸塑型 10 只/包	挂耳型
5-338	医用外科口罩 3	产品为无菌，三层结构，内外层、过滤层。适用于医务人员基本防护，有创创作中阻挡体液、喷溅物传播。	17cm*17cm 灭菌型 10 只/包	绑带型
5-339	医用一次性防护服	1.覆盖：颈至膝/踝，360° 防护 2.袖口：弹性收口；腰部：系带/搭扣 3.穿脱：方便、严密、无暴露	XXXL	XXXL
5-340	移液器吸头 1	适用于常规移液操作	8*71	500/只
5-341	移液器吸头 2	安装在移液器上，用于吸取和转移微量液体	5.5*60	5.5*60
5-342	移液器吸头 3	安装在移液器上，用于吸取和转移微量液体	7.4*70	7.4*70
5-343	移液器吸头 4	安装在移液器上，用于吸取和转移微量液体	4*49	/
5-344	引流袋	1.防逆型 2.通常采用医用级软聚氯乙烯（PVC） 制成，符合相关国家标准 3.非无菌形式	2000ml	多功能型
5-345	载玻片	玻璃材质，表面洁净，边角磨边处理无锐口。	1-1.2mm	/

5-346	止血带 乳胶管	一、原材料要求 1.主料：天然橡胶乳胶 2. 质地均匀，无再生胶、无杂质、无异味 3.符合医用级卫生要求，无有害添加剂 二、外观与结构 1. 表面光滑、洁净、无气泡、无裂纹、无杂质 2. 断面平整，壁厚均匀 3.色泽为乳白色或淡黄色，正常乳胶色 三、物理机械性能 1. 弹性：回弹良好，拉伸后恢复快 2.长期使用不易永久变形 3. 粘合强度 接头牢固，不易拉断、不脱开 4. 耐热耐寒 正常室温下保持柔软弹性 不易发硬、发粘、龟裂	5*7-40 米	5*7-40 米
5-347	纸垫	上层无纺布中层（纸、无尘纸、棉浆）、下层 PE 膜	40cm*50cm（厚）	40*50（厚）
5-348	制冷袋	内袋挤压混合快速吸热降温；无渗漏，用于物理冷敷降温，一次性使用。	300 克	/
5-349	中性多酶清洗剂	用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物	2.5L/桶	/
5-350	子宫内膜细胞采集器	由采集环 套管 手柄组成	SAP-I	SAP-I
5-351	紫外线杀菌灯 1	能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢	ZW40S23W	W40
5-352	紫外线杀菌灯 2	能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色	ZW30S19W	W30

		葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢		
5-353	紫外线杀菌灯 3	能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，白色葡萄球菌，枯草杆菌黑色变种芽孢	ZW20S19W-Z589	W20
5-354	自粘弹性绷带	为带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触	2.5cm*450cm	/

第 6 包

品目号	品目名称	技术参数	规格	型号
6-1	超声用理疗电极片	主要由导电铝箔、医用胶带和其它辅助层组成。与本公司超声药物透入治疗仪配套使用，用于传导仪器发出的超声和电脉冲信号。	80*80mm A 型	A 型
6-2	督灸灸具	督灸灸具由灸具（含固定装置、隔网）、灸材、固定带组成，灸材为艾制品，应不含药理作用。该产品以非无菌状态提供通过艾灸刺激人体背部督脉及周围穴位，借助艾绒热力与药效，达到温通经络、驱寒散邪、扶阳固本的作用	500g	YTDJ-ZR6 型
6-3	火针 1	1、由针体和针柄组成。针体采用钨钢丝制成，针柄采用铜制成； 2、针体长度 L1 应不超过标称尺寸的士 1.0mm； 3、外观质量:针柄表面色泽均匀，镀层无起层脱落现象;针体平直无弯曲、无裂	盘龙柄尖头Φ 0.35*25	

		痕、无积碳、无毛刺、坚硬富弹性;针尖锐利、无倒钩、无分叉。		
6-4	火针 2	1、由针体和针柄组成。针体采用钨钢丝制成，针柄采用铜制成； 2、针体长度 L1 应不超过标称尺寸的士 1.0mm； 3、外观质量:针柄表面色泽均匀，镀层无起层脱落现象;针体平直无弯曲、无裂痕、无积碳、无毛刺、坚硬富弹性;针尖锐利、无倒钩、无分叉。	盘龙柄尖头Φ 0.35*40	
6-5	火针 3	1、由针体和针柄组成。针体采用钨钢丝制成，针柄采用铜制成； 2、针体长度 L1 应不超过标称尺寸的士 1.0mm； 3、外观质量:针柄表面色泽均匀，镀层无起层脱落现象;针体平直无弯曲、无裂痕、无积碳、无毛刺、坚硬富弹性;针尖锐利、无倒钩、无分叉。	Φ0.50mm×60mm	盘龙柄尖头火针
6-6	灸具	1、直径 3.0cm*高度 3.0cm； 2、3.0cm*3.0cm 阴燃持续时间不低于 17 分钟； 3、含水量应不大于 12%； 4、总灰分应不大于	JJ-05-II 3.0cm*3.0cm	

		11%,酸不溶灰分应不大于 2.0%；		
6-7	可吸收性外科缝线 1	适用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管和神经组织。	2-0#-JSD-D（3cm）	PGLA 不带针（3cm）
6-8	可吸收性外科缝线 2	适用于一般软组织缝合和/或结扎，但不能用于心血管和神经组织。	2-0#-JSD-C（2cm）	PGLA 不带针（2cm）
6-9	理疗用体表电极 1	1、理疗用体表电极由导电材耜和连接线组成； 2、与治疗设备接口为中 2.0mm 插孔； 3、电极应具有良好的导电性能，阻抗不大千 5000。	矩型 50mm*50mm	矩型 50mm*50mm
6-10	理疗用体表电极 2	1、理疗用体表电极由导电材耜和连接线组成； 2、与治疗设备接口为中 2.0mm 插孔； 3、电极应具有良好的导电性能，阻抗不大千 5000。	70*120	
6-11	理疗用体表电极 3	由导电材料和连接线组成，导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体，适用于体外膈肌起搏治疗，超声药物透药治疗，体外胃肠起搏治疗及便秘及腹泻生物反馈治疗时配套使用。	直径 85mm 300 袋/箱（600 片）	ZB-DJP30

6-12	皮肤针	1 皮肤针的品种分为灭菌皮肤针(一次性使用无菌皮肤针)和未灭菌皮肤针两种。 2 按皮肤针的使用性质分为固定敲头和可更换敲头两种。 3 皮肤针的规格为针体的直径 X 针尖数量表示。 4 皮肤针的型式有单头和双头两种	154mm×24.5mm	单头
6-13	王不留行子耳贴	(1)呈球形，直径约2mm。 (2)表面黑色，少数红棕色，有细密颗粒状突起，一侧有 1 凹陷的纵沟。 (3)质硬。	E-S*100 粒/盒	E-S
6-14	小针刀 1	供临床中医小针刀疗法用。	100 支/盒	0.4*40
6-15	小针刀 2	供临床中医小针刀疗法用。	100 支/盒	0.5*50
6-16	小针刀 3	供临床中医小针刀疗法用。	100 支/盒	0.4*75
6-17	一次性使用埋线针	用于穴位的穿刺埋线	0.8mm×60mm	0.8mm×60mm
6-18	一次性使用无菌内热式电热针灸针 1	故障识别测试显示:出现故障显示屏一功能。 配套针具直径:0.4mm。 针电阻:58.5Ω≤内热式电热针电阻≤115.5Ω 配套针具发热端:针尖前端发热。	ETN-J80（无菌）	ETN-J80（无菌）
6-19	一次性使用无菌内热式电热针灸针 2	故障识别测试显示:出现故障显示屏一功能。 配套针具直径:0.4mm。 针电阻:58.5Ω≤内热式电热针电阻≤	ETN-J60（无菌）	ETN-J60（无菌）

		115.5Ω 配套针具发热端:针尖前端发热。		
6-20	一次性使用无菌内热式电热针灸针 3	故障识别测试显示:出现故障显示屏一功能。 配套针具直径:0.4mm。 针电阻:58.5Ω≤内热式电热针电阻≤115.5Ω 配套针具发热端:针尖前端发热。	ETN-J40（无菌）	ETN-J40（无菌）
6-21	针灸针 1	供临床中医针灸疗法用	0.50x50mm	环柄针
6-22	针灸针 2	供临床中医针灸疗法用	0.50x75mm	环柄针
6-23	一次性使用无菌针灸针 1	1、针体与针柄应连接牢固； 2、直径为：0.18mm； 3、长度为：13mm。	0.18*13mm	0.18*13mm
6-24	一次性使用无菌针灸针 2	供临床中医针灸疗法用	0.35×125mm	铜柄片针
6-25	一次性使用针灸针 1	适用范围限专业人士按中医针灸疗法刺激患者穴位用	0.30×50S	0.30×50S
6-26	一次性使用针灸针 2	适用范围限专业人士按中医针灸疗法刺激患者穴位用	0.30×75S	0.30×75S
6-27	一次性使用针灸针 3	适用范围限专业人士按中医针灸疗法刺激患者穴位用	0.25×25S	0.25×25S
6-28	阴道电极(MLDV2)	1、电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应小千 2Q； 2、两不锈钢片间电阻应大千 lOMQ； 3、两不锈钢片间施加交流 50Hz 1500V 电压历时 lmin 无闪络和击穿。	1 个/个	MLD V2

6-29	一次性使用阴道电极	1、电极插孔与对应导电橡胶电极片间导通电阻应小于 1000； 2、两导电橡胶电极片间施加交流 SOHz、1500V 电压历时 lmin 无闪络和击穿； 2、两导电磺胶电极片间绝缘电阻应大于 lOMO。	MLD V1	MLD V1
6-30	揿针	供临床中医针灸疗法用	Φ0.25*2.0mm	未灭菌揿针
6-31	超声用理疗电极片	用于将仪器发生的超声和电脉冲信号传导到人体	SQ-D30/30mm	SQ-D30

第 7 包

品目号	品目名称	参数	规格	型号
7-1	1%次氯酸钠消毒液	适用于环境表面、水体、医疗器械等多种场景的消毒	250ML	/
7-2	3M 细滑牙线棒	适用于将牙线轻轻滑入牙缝，贴附于牙齿上，并上下滑动 清洁异物	150 支/盒	/
7-3	NSK 清洗润滑剂	有效地清洗和润滑高低速牙科手机和空气马达;含有润滑剂的酒精使润滑操作更方便	350ml	/
7-4	拔髓针	用于牙体牙髓的治疗。	12 支/板	MANI BARBED BROACHES 00#
7-5	保护袋（X 光片）	主要用于保护牙科 X 光片（或数字影像板）在拍片过程中免受污染、损坏或变形，确保影像质量并保障诊疗安全。	2# 3*4cm	/
7-6	玻璃离子水门汀 1	该产品用于对乳后牙的 I、II 类龋洞修复,恒牙非功能区的 I、II 类龋洞修复,对恒牙功能区的 I、II 类龋洞修复,可用作中间或深垫底,IV 类龋洞和根面的修复,桩核修复。	1-1 套装 ： 15g 粉,8g (6.4mL) 液体,量勺，调拌纸(No.22)，塑料调拌刀	A3
7-7	玻璃离子水门汀 2	该产品用于前牙修复、桩核修复、对 III、V 类洞或是局限性的 I 类洞的修复。	15g 粉，10g（8.0ml）液体，量勺，调拌纸（No.22）	1-1 套装 No.22-黄棕色
7-8	玻璃离子水门汀 3	该产品用于对乳后牙的 I、II 类龋洞修复,恒牙非功能区的 I、II 类龋洞修复,对恒牙功能区的 I、II 类龋洞修复,可用作中间或深垫底,IV 类龋洞和根面的修复,桩核修复。	1-1 套装 ： 15g 粉,8g (6.4mL) 液体,量勺，调拌纸(No.22)，塑料调拌刀	A2
7-9	玻璃离子体水门汀 4	氧化硅，氟化钙，氟硅酸钠，氧化铝，磷酸铝(粉体)，聚丙烯酸，酒石酸，去离子水(液体)，主要适用于窝洞的垫底或衬层	粉液对装	/
7-10	成形片 1	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型#1,#2,#3,#4(M4 3.0 豆瓣成形片，弹性片,0.038mm,10+15+15+10，50 片/盒)，成形片套装	/

7-11	成形片 2	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型#1,#2,#3,#4(M4 豆瓣成形片 1.0,0.038mm, 5+5+5+5, 20 片/盒)，成形片套装	/
7-12	成形片 3	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #1,#2,#3,#4,#5,#6(M10 2.0 豆瓣成形片,定制款,硬片,不锈钢) 30 片/盒	/
7-13	成形片 4	供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。	3# 20 片/袋	钳式
7-14	成形片 5	供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。	2# 20 片/袋	钳式
7-15	成形片 6	供牙科汞齐合金修复牙齿时的隔离和定位用。	1# 20 片/袋	钳式
7-16	成形片 7	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	I 型,#1(M8 1.0 前牙树脂曲度成形片),0.05mm,50 片/盒	/
7-17	成形片 8	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	III 型,#6(M1 5.0 树脂卷装成形片 9.5mm*0.05mm*15m)1 卷/盒	/
7-18	成形片 9	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#1(M4 1.0 豆瓣成形片,儿牙或低牙冠,50 片/盒)	/
7-19	成形片 10	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#2(M4 1.0 豆瓣成形片,前磨牙,50 片/盒)	/
7-20	成形片 11	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#3(M4 1.0 豆瓣成形片,磨牙,50 片/盒)	/
7-21	成形片 12	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#4(M4 1.0 豆瓣成形片,磨牙龈向扩展,50 片/盒)	/
7-22	成形片 13	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#1(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,儿牙或低牙冠),50 片/盒	/
7-23	成形片 14	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#2(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,前磨牙),50 片/盒	/

7-24	成形片 15	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#3(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,磨牙),50 片/盒	/
7-25	成形片 16	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	V 型,#4(M4 3.0 豆瓣成形片, 弹性片,磨牙龈向扩展),50 片/盒	/
7-26	成形片 17	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #1 前磨牙(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-27	成形片 18	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #2 磨牙(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-28	成形片 19	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #3 高磨牙(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-29	成形片 20	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #4 前磨牙龈向扩展(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-30	成形片 21	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #5 磨牙龈向扩展(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-31	成形片 22	成形片采用不锈钢、塑料或者树脂材料制成。非无菌提供。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	XVI 型 #6 高磨牙龈向扩展(M10 2.0 豆瓣成形片,硬片,不锈钢)50 片/盒	/
7-32	成形片（儿童前牙透明预成冠 II 型套装	口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。	1.912LUG 64 个装	套装
7-33	齿科抛光膏	用于清洁抛光牙体组织或修复体	80g	Medium(中颗粒度)
7-34	齿科藻酸盐印模材料（印膜材新配方）	适用于制取牙齿和口腔组织印模。	1Kg/罐	橙色、红色、黄色、绿色、蓝色、变色、粉状

7-35	弹性体印模材料	产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。适用于口腔科临床印取口腔模型。	0 型 250ml*2、3 型 50ml*1	0 型、3 型
7-36	丁香油	以丁香植物提取物为原料，丁香酚加入量为≥85%(w/w)。用于口腔抑菌	20ml/瓶	/
7-37	氟保护剂	产品由甜味剂、氟化钠、聚丙烯酸、六水合氯化铝、二水合氯化钙、三羟乙基胺和磷酸氢二钠组成，非灭菌包装。 用于缓解因牙本质暴露而引起的牙齿敏感症状	0.5ml*50	Clinpro White Varnish
7-38	氟化泡沫	用于儿童及成人的龋病预防	38g	A 型
7-39	复合树脂充填材料 1	用于前牙贴面修复。V 类洞修复、后牙 II 类洞充填和嵌体修复等。	4g/支	复合树脂充填材料 Charisma A2
7-40	复合树脂充填材料 2	用于前牙贴面修复。V 类洞修复、后牙 II 类洞充填和嵌体修复等。	4g/支	复合树脂充填材料 Charisma A3
7-41	甘水湖牌消毒凝胶（调拌型）	适用于成年人后牙牙髓早期病变(即牙髓尚未化脓、坏死)不能保存活髓者;也适用于乳牙牙髓炎，牙根已形成，尚未发生吸收者。	凝胶剂 10g+10ml/套	/
7-42	钢质机用根管器械（P 钻）1	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm1#
7-43	钢质机用根管器械（P 钻）2	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm2#
7-44	钢质机用根管器械（P 钻）3	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm3#
7-45	钢质机用根管器械（P 钻）4	该产品为机用根管器械，适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口。	6 支/盒	MANI PEESO REAMERS 32mm4#

7-46	钢质机用根管器械(输药针)1	适用于对根管填充或药物输送	4 支/盒	MANI PASTE CARRIERS 25mm25#
7-47	钢质机用根管器械（输药针）2	适用于对根管填充或药物输送	4 支/盒	MANI PASTE CARRIERS 25mm30#
7-48	隔离透声膜（光固化机保护套加长型	隔离透声膜由固定套和透声薄膜组成。非无菌产品与医用超声设备配套，安装于超声探头的透声窗上，用于防止患者交叉感染	500 片/盒	/
7-49	根管充填材料溶解剂（除丁克）	用于辅助器械去除牙胶尖、热牙胶或丁香酚类原有根管充填材料	10ml/瓶	10ml/瓶
7-50	根管充填器（侧压针）1	将根管充填材料（如牙胶尖和封闭剂）准确、密实地填入已清理和成形的根管系统内，压实充填材料.	6 支/盒	MANI SPREADERS 25mm20#
7-51	根管充填器（侧压针）2	将根管充填材料（如牙胶尖和封闭剂）准确、密实地填入已清理和成形的根管系统内，压实充填材料.	6 支/盒	MANI SPREADERS 25mm25#
7-52	根管充填器（侧压针）3	将根管充填材料（如牙胶尖和封闭剂）准确、密实地填入已清理和成形的根管系统内，压实充填材料.	6 支/盒	MANI SPREADERS 25mm30#
7-53	根管锉 （k锉）1	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 25mm10#
7-54	根管锉 （k锉）2	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6 支/盒	MANI K-FILES 25mm25#

7-55	根管锉 （k锉）3	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm30#
7-56	根管锉 （k锉）4	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm25#
7-57	根管锉 （k锉）5	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm35#
7-58	根管锉 （k锉）6	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm20#
7-59	根管锉 （k锉）7	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm15#
7-60	根管锉 （k锉）8	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm20#
7-61	根管锉（H锉）1	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（30#）

7-62	根管锉（H锉）2	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（35#）
7-63	根管锉（H锉）3	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（40#）
7-64	根管锉（H锉）4	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（25#）
7-65	根管锉（H锉）5	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（20#）
7-66	根管锉（H锉）6	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（15#）
7-67	根管锉（H锉）7	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（20#）
7-68	根管锉（H锉）8	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（10#）

7-69	根管锉（H锉）9	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（15#）
7-70	根管锉（H锉）10	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（8#）
7-71	根管锉（H锉）11	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（25#）
7-72	根管锉（H锉）12	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（30#）
7-73	根管锉（H锉）13	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（35#）
7-74	根管锉（H锉）14	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 25mm（40#）
7-75	根管锉（H锉）15	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI H-FILES 28mm（8#）

7-76	根管锉（K锉）9	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm30#
7-77	根管锉（K锉）10	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm35#
7-78	根管锉（K锉）11	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm8#
7-79	根管锉（K锉）12	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 25mm40#
7-80	根管锉（K锉）13	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm15#
7-81	根管锉（K锉）14	采用不锈钢制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行平整、塑形。。	6支/盒	MANI K-FILES 28mm40#
7-82	根管扩大针1	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm20#

7-83	根管扩大针2	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm15#
7-84	根管扩大针3	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm30#
7-85	根管扩大针4	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm35#
7-86	根管扩大针5	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 28mm25#
7-87	根管扩大针6	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm10#
7-88	根管扩大针7	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm15#
7-89	根管扩大针8	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm20#

7-90	根管扩大针9	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm25#
7-91	根管扩大针10	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm30#
7-92	根管扩大针11	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm35#
7-93	根管扩大针12	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm40#
7-94	根管扩大针13	采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的手持器械，工作端有刻纹或螺旋刃，起切削，平整的作用，无源产品。非无菌操供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。用于牙科治疗中对根管进行清洁、塑形。	6支/盒	MANI REAMERS 25mm8#
7-95	根管润滑剂	该产品为17%EDTA(乙二胺四乙酸)凝胶。适用于齿科根管预备。	5g/支	5g/支
7-96	活动义齿印模材料（边缘修行蜡）	活动义齿边缘修整蜡，8g×15支，义齿边缘整塑/终印模用	120g（8g*15支）	120g (8g*15支)
7-97	机用根管锉1	该产品为采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质；杆为不锈钢材质。配合根管预备机使用，用于牙科治疗中对牙骨、报管进行切削、平整、清洁、塑形。	015/08-19mm 015/03 020/05 025/06-28mm	k型扩孔锉

7-98	机用根管锉2	该产品为采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质；杆为不锈钢材质。配合根管预备机使用，用于牙科治疗中对牙骨、报管进行切削、平整、清洁、塑形。	015/08 19mm 015/03 25mm 020/05 25mm 025/06 25mm	k型扩孔锉
7-99	机用根管锉3	该产品为采用不锈钢、镍钛合金金属材料制成的机用器械。工作端有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用。主要由工作部分、杆组成。工作部分为镍钛合金材质；杆为不锈钢材质。配合根管预备机使用，用于牙科治疗中对牙骨、报管进行切削、平整、清洁、塑形。	015/08-19mm 015/03 020/05 025/06-21mm	k型扩孔锉
7-100	机用根管锉4	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-21vt、M3-Pro-2504-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-Path-1902-21vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各1 支，6 支/板	Pro J21vt-6
7-101	机用根管锉5	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-25vt、M3-Pro-2504-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-Path-1902-25vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各1 支，6 支/板	Pro J25vt-6
7-102	机用根管锉6	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-GTP-12.505-21vt、M3-GTP-1606-21vt、M3-OQF-1712-19vt 混装装量：各1 支，6 支/板	Pro V21vt-6
7-103	机用根管锉7	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-GTP-12.505-25vt、 M3-GTP-1606-25vt、M3-OQF-	Pro V25vt-6

			1712-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	
7-104	机用根管锉 8	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2004-16vt、M3-Mr-2504-16vt、M3-Mr-3004-16vt 混装装量：各 2 支，6 支/板	M3-Mr 04#vt-6
7-105	机用根管锉 9	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2506-16vt、M3-Mr-3006-16vt、M3-Mr-3506-16vt 混装装量：各 2 支，6 支/板	M3-Mr 06#vt-6
7-106	机用根管锉 10	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2004-16vt	Mr
7-107	机用根管锉 11	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2006-16vt	Mr
7-108	机用根管锉 12	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2504-16vt	Mr
7-109	机用根管锉 13	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-2506-16vt	Mr
7-110	机用根管锉 14	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-3004-16vt	Mr
7-111	机用根管锉 15	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Mr-3006-16vt	Mr
7-112	机用根管锉 16	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-21vt、M3-Pro-2504-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-Path-1902-21vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro J21vt-6

7-113	机用根管锉17	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-21vt、M3-Pro-2506-21vt、M3-Pro-3504-21vt、M3-GTP-12.505-21vt、M3-GTP-1606-21vt、M3-OQF-1712-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro V21vt-6
7-114	机用根管锉18	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-2004-25vt、M3-Pro-2504-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-Path-1902-25vt、M3-OQF-1708-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro J25vt-6
7-115	机用根管锉19	配合有源器械使用，根据尺寸不同，可分为若干规格，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。	M3-Pro-1805-25vt、M3-Pro-2506-25vt、M3-Pro-3504-25vt、M3-GTP-12.505-25vt、 M3-GTP-1606-25vt、M3-OQF-1712-19vt 混装装量：各 1 支，6 支/板	Pro V25vt-6
7-116	金刚砂车针1	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	FO-27
7-117	金刚砂车针2	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	FO-25
7-118	金刚砂车针3	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	WR-13C
7-119	金刚砂车针4	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	EX-41
7-120	金刚砂车针5	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	BR-41
7-121	金刚砂车针6	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5 支/板	BR-31C

7-122	金刚砂车针7	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	TF-31
7-123	金刚砂车针8	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	TF-13
7-124	金刚砂车针9	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	TF-11
7-125	金刚砂车针10	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	WR-13
7-126	金刚砂车针11	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	TF-12
7-127	金刚砂车针12	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	BC-31
7-128	金刚砂车针13	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	BR-40
7-129	金刚砂车针14	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	BC-43
7-130	金刚砂车针15	不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。	5支/板	SI-46
7-131	聚羧酸锌水门汀	氧化锌，氧化镁，氟化钙（粉剂），聚丙烯酸，酒石酸，去离子水（液体）主要适用于窝洞的垫底或衬层	粉(30g)×1瓶，液(15ml)×1瓶(浅象牙色)	/
7-132	口腔冲洗器1	对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。	0.4*25 B	5ml
7-133	口腔冲洗器2	对口腔进行冲洗的无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。	0.5*38 P2	5ml
7-134	口腔可吸收生物膜1	胶原膜，可吸收，骨缺损覆盖	OABM-b2015	b
7-135	口腔可吸收生物膜2	胶原膜，可吸收，骨缺损覆盖	OABM-b3020	b

7-136	口腔用一次性注射针 1	本产品由针管、针基和针套组成。针管材料为不锈钢,针套和针基材料为聚丙烯材料制成。该产品用于牙科局部麻药的注射	30G	30G
7-137	口腔用一次性注射针 2	本产品由针管、针基和针套组成。针管材料为不锈钢,针套和针基材料为聚丙烯材料制成。该产品用于牙科局部麻药的注射	27G	27G
7-138	朗力 CP 消毒液	根管消毒、镇痛抗炎、急性牙髓炎、牙周炎、牙龈囊肿。	20ml/瓶	/
7-139	朗力 FC™ 消毒液	牙科根管消毒；适用于感染 / 坏疽根管、干髓术根髓断面处理；根管残髓封药，使残髓失活、杀菌；仅口腔科医师操作使用	20ml/瓶	/
7-140	朗力慢失消毒凝胶（无砷失活抑菌剂）	用于皮肤表面的快速消毒，通过破坏病原微生物结构达到杀菌效果，适用于手部、小面积皮肤的清洁防护。 同时具备速干、低刺激性等特点，适合日常防护使用。	1g/支/盒	/
7-141	朗力生物复合碘抑菌液	本品每毫升含主要成分碘 10 毫克，辅料为碘化钾、甘油、水，适用于口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒	20ml/瓶	/
7-142	朗泰™ 抑菌剂	用于口腔抑菌。	粉 15g＋液 10ml/套	/
7-143	麦迪康蓝膜（隔离膜）	用于保护较难清洁和消毒的物体或器械表面，减少交叉感染。改良的粘合工艺，能更方便的在物体表面粘贴及撕除，无胶水残留。	10cm*15cm/卷	/
7-144	模型蜡（红蜡板）	用于口腔临床修复中石膏与石膏以及石膏和树脂之间的隔离膜。使材料之间不发生粘接。	250g/盒	I 类 软蜡常用型
7-145	排龈线 1	该产品由纯棉锁链状细线构成，为一次性使用产品。排龈线是牙科治疗中用于临时推开牙龈、暴露牙齿预备边缘的工具，主要作用包括清晰视野、减少损伤、辅助精准印模制作等，能提升修复体与牙齿的密合度，减少术后并发症	直径 1.04mm，长度 244cm，货号 136	#00
7-146	排龈线 2	该产品由纯棉锁链状细线构成，为一次性使用产品。排龈线是牙科治疗中用于临时推开牙龈、暴露牙齿预备边缘的工具，主要作用包括清晰视野、减少损伤、辅助精准印模制作等，能提升修复体与牙齿的密合度，减少术后并发症	直径 1.14mm，长度 244cm，货号 131	#0

7-147	排龈线 3	该产品由纯棉锁链状细线构成，为一次性使用产品。排龈线是牙科治疗中用于临时推开牙龈、暴露牙齿预备边缘的工具，主要作用包括清晰视野、减少损伤、辅助精准印模制作等，能提升修复体与牙齿的密合度，减少术后并发症	直径 0.89mm，长度 244cm，货号 137	#000
7-148	抛光杯	该产品通常由橡胶杯体（工作端）和金属柄组成，通过连接牙科牙科手机实现高速旋转操作，用于牙齿表面的除垢与抛光，修复体的抛光与打磨，种植体清扫	144 个/盒	P-C505
7-149	抛光刷（尖头）	本产品为机动类产品，通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科牙科手机连接，其工作端为毛刷状。用于对牙齿表面的除垢、抛光。	144 个/盒	P-B340
7-150	抛光刷（平头）	本产品为机动类产品，通常由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科牙科手机连接，其工作端为毛刷状。用于对牙齿表面的除垢、抛光。	144 个/盒	P-B300
7-151	氢氧化钙糊剂	由氢氧化钙粉末、羟乙基纤维素、蒸馏水和硫酸钡组成。用于根管治疗中的根管临时填充材料。	Multi-Cal:1.2mL/支	Multi-Cal
7-152	祛腐凝胶	本品用于龋齿祛腐、清洁以及辅助器械进行祛腐操作。	注射型 1.2g/支/盒	/
7-153	乳磨牙预成金属冠	产品适用于缺损乳磨牙的临时修复。	D-UL-(2-7) D-UR-(2-7) D-LL-(2-7) D-LR-(2-7) E-UL-(2-7) E-UR-(2-7) E-LL-(2-7) E-LR-(2-7)	套装
7-154	水门汀充填器	用于将充填材料压入目标位置	1 支/袋	5.5mm 八角柄 E2
7-155	水枪头	用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿。	1*200	AWT03
7-156	碳化钨牙钻 1	供口腔科钻削牙齿用	RA012 3#5 支/板	E0123
7-157	碳化钨牙钻 2	供口腔科钻削牙齿用	RA016 5#5 支/板	E0123
7-158	碳化钨牙钻 3	供口腔科钻削牙齿用	RA014 4# 5 支/板	E0123
7-159	碳化钨牙钻 4	供口腔科钻削牙齿用	RA018 6# 5 支/板	E0123
7-160	碳化钨牙钻 5	供口腔科钻削牙齿用	RA010 2#5 支/板	E0123

7-161	天然煅烧骨修复材料 1	颌骨缺损填充、牙槽嵴增量、上颌窦提升（牛松质骨）	0.25g/瓶	CBB-G1-C
7-162	天然煅烧骨修复材料 2	颌骨缺损填充、牙槽嵴增量、上颌窦提升（牛松质骨）	0.5g/瓶	CBB-G5-C
7-163	托盘清洗浓缩液	用于牙科领域的清洗剂，主要用于清除粘附在托盘上难以剥离的藻酸盐印模材料	1000g	/
7-164	窝沟封闭剂光固化 II 型	用于牙齿表面的窝沟和裂隙的封闭修复。	1.5 ml/支	/
7-165	钨钢车针 1	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6 支/板	701
7-166	钨钢车针 2	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6 支/板	4#
7-167	钨钢车针 3	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6 支/板	2#
7-168	钨钢车针 4	本产品装在牙科用牙科手机上，使之旋转来切削牙齿。车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。用于口腔科钻削牙齿	6 支/板	3#
7-169	吸唾管	吸唾管是口腔诊疗中用于清除唾液、血液或碎屑的工具，核心作用包括保持操作区域干燥、预防误吸、提升治疗效率和降低感染风险。	700	标准款吸唾管
7-170	吸引管	吸引管，Φ3.3mm（F10），口腔术区负压吸引	3.3mm(F10)	3.3mm(F10)
7-171	纤维桩 1	纤维桩是一种牙科修复材料，通常由玻璃纤维、碳纤维或石英纤维与树脂基质复合而成。它主要用于修复因龋坏或外伤导致牙冠大面积缺损、但牙根完好的患牙。	T-1.4	T-1.4

7-172	纤维桩 2	纤维桩是一种牙科修复材料，通常由玻璃纤维、碳纤维或石英纤维与树脂基质复合而成。它主要用于修复因龋坏或外伤导致牙冠大面积缺损、但牙根完好的患牙。	T-1.6	T-1.6
7-173	牙齿漂白剂	牙齿漂白剂由漂白剂和配套耗材组成。漂白剂为过氧化氢凝胶,其中有效成分为过氧化氢,含量在 30~38%(w/w),辅料为卡波姆和水。 保护剂:氟离子保护剂,有效成分为氟化钠,含量为 0.45~0.65%(w/w),辅料为丙三醇、聚乙二醇、水。用于牙齿漂白	大管装量 2.0g，小管装量 0.5g	过氧化氢含量 30~38%，氟化钠含量 0.45~0.65%
7-174	牙齿脱敏剂	用于牙本质过敏症	15g/支*20 支/盒	15g/支
7-175	牙胶棒	主要由古塔胶(反-1,4-聚异戊二烯)，氧化锌，硫酸钡，着色剂，蜂蜡组成。适用于根管充填。	33g*100 支/瓶	/
7-176	牙胶尖 1	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#25（0.06 锥度牙胶尖（106）#25）	DIA-ISO GT(06)
7-177	牙胶尖 2	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#30（0.06 锥度牙胶尖（106）#30）	DIA-ISO GT(06)
7-178	牙胶尖 3	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#30（0.04 锥度牙胶尖（106）#30）	DIA-ISO GT(04)
7-179	牙胶尖 4	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#25（0.04 锥度牙胶尖（106）#25）	DIA-ISO GT(04)
7-180	牙胶尖 5	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#15（牙胶尖（110）#15）	DIA-ISO
7-181	牙胶尖 6	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#30（牙胶尖（110）#30）	DIA-ISO
7-182	牙胶尖 7	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#20（牙胶尖（110）#20）	DIA-ISO
7-183	牙胶尖 8	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#25（牙胶尖（110）#25）	DIA-ISO
7-184	牙胶尖 9	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#40（牙胶尖（110）#40）	DIA-ISO

7-185	牙胶尖 10	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#35（牙胶尖（110）#35）	DIA-ISO
7-186	牙胶尖 11	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#45（牙胶尖（110）#45）	DIA-ISO
7-187	牙胶尖 12	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#15（0.04 锥度牙胶尖（106）#15）	DIA-ISO GT(04)
7-188	牙胶尖 13	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#20（0.04 锥度牙胶尖（106）#20）	DIA-ISO GT(04)
7-189	牙胶尖 14	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#35（0.04 锥度牙胶尖（106）#35）	DIA-ISO GT(04)
7-190	牙胶尖 15	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#40（0.04 锥度牙胶尖（106）#40）	DIA-ISO GT(04)
7-191	牙胶尖 16	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#15（0.06 锥度牙胶尖（106）#15）	DIA-ISO GT(06)
7-192	牙胶尖 17	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#20（0.06 锥度牙胶尖（106）#20）	DIA-ISO GT(06)
7-193	牙胶尖 18	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#35（0.06 锥度牙胶尖（106）#35）	DIA-ISO GT(06)
7-194	牙胶尖 19	主要作用包括隔绝细菌感染、填充根管空隙、支撑修复体，同时具备生物相容性与稳定性，确保治疗效果长期可靠	#40（0.06 锥度牙胶尖（106）#40）	DIA-ISO GT(06)
7-195	牙科根管锉针 1	该产品为用于齿科根管治疗时使用的器械。	6 支/板	C-Pilot files C 型锉 25mm10#
7-196	牙科根管锉针 2	该产品为用于齿科根管治疗时使用的器械。	6 支/板	C-Pilot files C 型锉 25mm8#
7-197	牙科根管锉针 3	该产品为用于齿科根管治疗时使用的器械。	6 支/板	C-Pilot files C 型锉 25mm15#
7-198	牙科石膏	用于制作牙科模型。	1.5 公斤	/

7-199	牙科吸潮纸尖 1	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	025 40	04 25#
7-200	牙科吸潮纸尖 2	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	030 40	04 30#
7-201	牙科吸潮纸尖 3	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	030 blu	02 30#
7-202	牙科吸潮纸尖 4	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	030 60	06 30#
7-203	牙科吸潮纸尖 5	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	025 red	02 25#
7-204	牙科吸潮纸尖 6	适用于齿科医生进行根管治疗时，干燥牙根管或把药物送到牙根管。	020 yel	02 20#
7-205	牙科橡胶抛光头	用于牙科材料的研磨、抛光。	MIDI 25 粒/袋*1 配 1 支 CA 轴柄	SILICONE OneGloss
7-206	牙科修整用金刚砂车针 1	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	TR13F
7-207	牙科修整用金刚砂车针 2	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	CD59F
7-208	牙科修整用金刚砂车针 3	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	EX18F
7-209	牙科修整用金刚砂车针 4	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5 支/板	CD57F

7-210	牙科修整用金刚砂车针5	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5支/板	CD55F
7-211	牙科修整用金刚砂车针6	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5支/板	CD54F
7-212	牙科修整用金刚砂车针7	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5支/板	CD61F
7-213	牙科修整用金刚砂车针8	由柄部和工作部分组成。采用不锈钢，金刚砂材料制成。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。	5支/板	CD60F
7-214	牙用锉	用于根管成型，清理根管系统及根管再治疗时，去除根管充填物。	牙用锉(PROTAPER UNV 混合装 21MM 6支/板)	A040922190112
7-215	牙用锉	用于根管成型，清理根管系统及根管再治疗时，去除根管充填物。	牙用锉(PROTAPER UNV 混合装 25MM 6支/板)	A040922590112
7-216	咬合纸 红色	表面涂有染料的纸，在牙齿咬合时置于患者上下牙齿之间。用于记录或检查牙齿咬合关系。	红色，10张/本×20本/盒	0.06mm
7-217	一次性使用冲洗管	用于口腔创区冲洗引流	3.3mm (F10)	IA型（通用型）
7-218	一次性使用口腔器械盒	用于医疗单位口腔科检查治疗用	1套/包*200包/箱	KQH-Ⅳ型
7-219	一次性使用口腔器械盒（口镜）	用于医疗单位口腔科检查治疗用	200个/包*20包/箱	KQH-Ⅱ型
7-220	一次性使用口腔器械盒（探针）	用于医疗单位口腔科检查治疗用	200个/包，25包/箱	KQH-Ⅰ型

7-221	一次性使用口腔涂药棒	用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。	904B 100 支/瓶	LK4000F 型
7-222	印模帽	开放式取模，Φ3.6×10mm，锥形连接种植体用	RP Φ3.6×10mm	开放式印模帽 VI型
7-223	影像板	受到 X 射线照射后形成潜影，再经过扫描转化成数字信号，进入计算机进行图像处理。 装配于传统 X 射线(胶片采集)诊断系统，配合 X 射线摄影用影像板成像装置(CR)使用。	1 片/袋	S0 2X3
7-224	暂时填充材料	该产品是牙科暂时性修复用填充材料	30 克	30 克/瓶
7-225	正畸弹簧（单曲转矩簧）	单曲转矩簧，10 个/包，转矩/控根	10 个/包	10 个/包
7-226	正畸弹簧（五曲（ART)）	五曲正畸簧，10 个/包，间隙/力控	10 个/包	10 个/包
7-227	正畸金属托槽	医用不锈钢材质，槽沟结构规整、网底底板粘接稳固	DQ 牵引钩 牙位 5-5	242-0114
7-228	正畸金属托槽（进阶款）1	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB STANDARD TORQUE .022(W/O)	L1-S-002200
7-229	正畸金属托槽（进阶款）2	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB HIGH TORQUE .022(W/O)	L1-H-002200
7-230	正畸金属托槽（进阶款）3	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB LOW TORQUE .022(W/O)	L1-L-002200
7-231	正畸金属托槽（进阶款）4	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB ROTH .022(W/O)	L1-R-002200
7-232	正畸金属托槽（进阶款）5	正畸矫治用金属托槽（进阶款），医用不锈钢材质，槽沟定位准确、底板网纹设计粘接稳固，弓丝滑动阻力小、夹持可靠	FUNCTION SLB MBT.022(W/O)	L1-M-002200
7-233	正畸丝 1	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β 钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	TMA Damon Low-Friction .017 x .025）Damon Low-friction .017 x .025	227-1112

7-234	正畸丝 2	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .018 x .025	210-1907
7-235	正畸丝 3	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .014 x .025	210-1905
7-236	正畸丝 4	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .014	205-1902
7-237	正畸丝 5	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .016	205-1903
7-238	正畸丝 6	正畸矫治用弓丝（正畸丝），医用不锈钢（或镍钛合金、β钛合金等）材质，表面光滑、弹性回复性能良好、施力轻柔持续	Damon .018	205-1904
7-239	正畸丝 7	正畸丝 弓形，正畸排齐/扭矩	弓形 9:LF-D-18-U	弓形 9:LF-D-18-U
7-240	正畸丝 8	正畸丝 弓形，正畸排齐/扭矩	弓形 9:LF-D-14-U	弓形 9:LF-D-14-U
7-241	正畸橡皮圈 1	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	open space 13.1ft clear 透明	639-0004
7-242	正畸橡皮圈 2	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	closed space 13.1ft clear 透明	639-0002
7-243	正畸橡皮圈 3	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	wide space 13.1ft clear 透明	639-0019
7-244	正畸橡皮圈 4	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	1/8″ 3.5oz 原色	630-0030
7-245	正畸橡皮圈 5	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	3/16″ 3.5oz 原色	630-0031
7-246	正畸橡皮圈 6	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	1/4″ 3.5oz 原色	630-0032
7-247	正畸橡皮圈 7	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	5/16″ 3.5oz 原色	630-0033

7-248	正畸橡皮圈 8	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	3/16″ 4.5oz 原色	630-0040
7-249	正畸橡皮圈 9	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	1/4″ 6oz 原色	630-0051
7-250	正畸橡皮圈 10	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	I 代 透明色 长桥 15 英尺	639-0012
7-251	正畸橡皮圈 11	正畸矫治用牵引橡皮圈，医用级乳胶或弹性体材料制成，弹力均匀、耐疲劳、边缘光滑无毛刺，用于牙列及颌间牵引	/ 蓝色	640-0080
7-252	正畸用托槽和颊面管 1	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ2 上 3-3 高转矩, 上 4-5 & 下 5-5 标准转矩	740-1535
7-253	正畸用托槽和颊面管 2	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ2 上/下 5-5 标准转矩	740-1531
7-254	正畸用托槽和颊面管 3	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	套装 DQ 系列	740-1510
7-255	正畸用托槽和颊面管 4	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ 单包装 : 上 3-3 高转矩， 上 4-5 和下 5-5 标准 转矩;	740-1504
7-256	正畸用托槽和颊面管 5	正畸矫治用托槽及颊面管，医用不锈钢（或钛合金等）材质，槽沟结构规整、网底板设计利于牙面粘接固定	DQ 单包装：上/下 5-5 标准转矩	740-1503
7-257	正畸预处理剂	用于正畸托槽粘接前牙面处理的正畸预处理剂，涂布型剂型，处理后牙面粘接界面洁净、粘接强度稳定	预处理剂：5ml/瓶	740-0271
7-258	正畸粘接剂系统 1	用于正畸托槽与牙面粘接的正畸粘接剂系统，双组分剂型，固化方式按产品标示，托槽粘接定位准确、去除后无残胶	(粘接剂:4g/支*2 支＋预处理剂:5ml/瓶*1 瓶＋酸蚀剂:10ml/瓶*1 瓶)/盒	740-0320
7-259	正畸粘接剂系统 2	用于正畸托槽与牙面粘接的正畸粘接剂系统，双组分剂型，固化方式按产品标示，托槽粘接定位准确、去除后无残胶	粘结剂：4g/支	740-0321
7-260	正畸支抗钉 1	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-211511	F1-PS-211511
7-261	正畸支抗钉 2	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-212011	F1-PS-212011
7-262	正畸支抗钉 3	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-211510	F1-PS-211510

7-263	正畸支抗钉4	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-212008	F1-PS-212008
7-264	正畸支抗钉5	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-211508	F1-PS-211508
7-265	正畸支抗钉6	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-212010	F1-PS-212010
7-266	正畸支抗钉7	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-PS-222011	F1-PS-222011（方孔）
7-267	正畸支抗钉8	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-212010	F1-AS-212010
7-268	正畸支抗钉9	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-212008	F1-AS-212008
7-269	正畸支抗钉10	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-211508	F1-AS-211508
7-270	正畸支抗钉11	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-212011	F1-AS-212011
7-271	正畸支抗钉12	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-211510	F1-AS-211510
7-272	正畸支抗钉13	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-AS-222010	F1-AS-222010（方孔）
7-273	正畸支抗钉14	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-NS-202008	F1-NS-202008
7-274	正畸支抗钉15	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-NS-202011	F1-NS-202011
7-275	正畸支抗钉16	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-NS-202010	F1-NS-202010
7-276	正畸支抗钉17	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-ZS-212014	F1-ZS-212014
7-277	正畸支抗钉18	自攻型钉体设计、植入稳固、取出方便，用于正畸治疗提供绝对支抗	F1-ZS-212017	F1-ZS-212017
7-278	止血排龈膏	本产品用于龈沟扩开和止血。	9007097 0.7g*2 支/盒	9007097
7-279	种植体托盘	种植取模	IG0607（IG0601-IG0606)	IG0607（IG0601-IG0606)